

HiSeq 2000

Guía del sistema



Este documento y su contenido son propiedad de Illumina, Inc. y sus afiliados ("Illumina") y están previstos solamente para el uso contractual de sus clientes en conexión con el uso de los productos descritos en él y no para ningún otro fin. Este documento y su contenido no se utilizarán ni distribuirán con ningún otro fin ni tampoco se comunicarán, divulgarán ni reproducirán en ninguna otra forma sin el consentimiento previo por escrito de Illumina. Illumina no transfiere mediante este documento ninguna licencia bajo sus derechos de patente, marca comercial, copyright ni derechos de autor o similares derechos de terceros.

Para asegurar el uso correcto y seguro de los productos descritos en este documento, el personal cualificado y adecuadamente capacitado debe seguir las instrucciones incluidas en este de manera rigurosa y expresa. Se debe leer y entender completamente todo el contenido de este documento antes de usar estos productos.

SI NO SE LEE COMPLETAMENTE EL DOCUMENTO Y NO SE SIGUEN EXPRESAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DESCRITAS EN ESTE, PODRÍAN PRODUCIRSE DAÑOS EN EL PRODUCTO, LESIONES PERSONALES, INCLUIDOS LOS USUARIOS U OTRAS PERSONAS Y DAÑOS EN OTROS BIENES Y QUEDARÁ ANULADA TODA GARANTÍA APLICABLE AL PRODUCTO.

ILLUMINA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DEL USO INCORRECTO DE LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS (INCLUIDAS LAS PIEZAS O EL SOFTWARE).

© 2018 Illumina, Inc. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas comerciales pertenecen a Illumina, Inc. o a sus respectivos propietarios. Para obtener información específica sobre las marcas comerciales, consulte www.illumina.com/company/legal.html.

Historial de revisiones

Documento	Fecha	Descripción del cambio
N.º de documento 15011190 v02	Marzo de 2018	<p>Incorporación de cBot como instrumento de generación de grupos compatible.</p> <p>Adición de la herramienta de selección de protocolos personalizados a Recursos adicionales.</p> <p>Incorporación de información sobre el servicio de supervisión proactiva de Illumina en la sección Visualización y envío de datos del instrumento.</p> <p>Indicación de la frecuencia aproximada para renovar los tubos y las botellas de lavado.</p> <p>Modificación del nombre del software de análisis a BaseSpace Sequence Hub.</p> <p>Modificación de la información sobre reactivos para sustituir HP12 por HP14.</p> <p>Actualización de las instrucciones para iniciar el instrumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminación del nombre de usuario y la contraseña predeterminados necesarios para iniciar sesión en el sistema operativo. Illumina recomienda utilizar credenciales específicas del centro. • Espere a que el sistema se cargue antes de iniciar sesión en el sistema operativo, no después. • Aumento de 1 a 3 minutos el tiempo para que los dispositivos del instrumento se configuren y se inicialice DoNotEject. • Indicación de que los discos duros deben estar vacíos para un funcionamiento correcto. <p>Eliminación de la recomendación de realizar un lavado de mantenimiento en vez de un lavado con agua tras un experimento de secuenciación.</p> <p>Corrección del formato de asignación de nombres a la carpeta del experimento para incluir el lado de la celda de flujo.</p> <p>Actualización del procedimiento de lavado de mantenimiento.</p>
N.º de documento 15011190 v01	Octubre de 2015	<p>Incorporación de instrucciones sobre la preparación de reactivos SBS, de indexado y "paired-end".</p> <p>Adición de una recomendación para el servicio de mantenimiento preventivo anual.</p>

Documento	Fecha	Descripción del cambio
N.º de referencia 15011190 Rev. V	Octubre de 2014	<p>Sustitución de lavado de mantenimiento con NaOH por el lavado de mantenimiento con Tween 20 y ProClin 300 incluida la información sobre la preparación, el almacenamiento y el desecho de la solución de lavado de mantenimiento.</p> <p>Actualización de las descripciones del lavado de mantenimiento y del lavado con agua para especificar que se debe realizar un lavado con agua tras cada experimento.</p> <p>Adición de descripciones sobre el flujo de trabajo, los archivos de entrada y salida, la solución de errores y la puntuación de calidad en el capítulo Análisis en tiempo real.</p> <p>Actualización del n.º de catálogo de VWR para las toallitas de alcohol a 95041-714.</p> <p>Actualización de la URL de las hojas de datos de seguridad (SDS) a support.illumina.com/sds.html.</p>
N.º de referencia 15011190 Rev. U	Abril de 2014	<p>Actualización de descripciones de software a HCS v2.2, que incluye el modo de rendimiento elevado de HiSeq v4, la eliminación de la opción de carril de control, la agrupación de puntuaciones Q predeterminada y la opción de utilización de diferentes esquemas de indexado en cada carril.</p> <p>Adición del flujo de trabajo de HiSeq v4 para su utilización con química de HiSeq v4.</p> <p>Adición del cálculo del volumen de cebado de SBS total.</p>
N.º de referencia 15011190 Rev. T	Noviembre de 2013	<p>Eliminación de las instrucciones de preparación de reactivos. Para obtener las instrucciones de preparación de reactivos, incluida la información acerca de los diversos cebadores de secuenciación, consulte la documentación del kit correspondiente.</p>
N.º de referencia 15011190 Rev. R	Mayo de 2013	<p>Sustitución de los siguientes reactivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RMR por RMX
N.º de referencia 15011190 Rev. P	Enero de 2013	<p>Corrección de error: Se eliminó la información de HiSeq 2500 de las secciones de realización de un experimento de secuenciación.</p>
N.º de referencia 15011190, rev. N	Noviembre de 2012	<p>Revisión para admitir HCS 2.0</p>
N.º de referencia 15011190, rev. M	Julio de 2012	<p>Enumeración de los requisitos de los cebadores para las bibliotecas de HT de TruSeq y de Nextera</p> <p>Adición de lista de bibliotecas de doble índice admitidas</p> <p>Actualización del flujo de trabajo de la configuración del experimento para bibliotecas de doble índice para especificar la caja TruSeq Dual Index Sequencing Primer Box, independientemente de los cebadores de secuenciación que se utilicen para el experimento.</p>

Documento	Fecha	Descripción del cambio
N.º de referencia 15011190, rev. L	Abril de 2012	<p>Modificación del flujo de trabajo de configuración del experimento: deben cambiarse las juntas del distribuidor antes de realizar el lavado de mantenimiento del instrumento, en lugar de antes de cargar la celda de flujo agrupada.</p> <p>Adición de la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descripciones de los experimentos de secuenciación de un solo índice y de doble índice. • Descripción de bibliotecas de doble índice. • Ejemplo de volúmenes de ICB para experimentos de doble índice. • Instrucciones de preparación de reactivos para SBS, "paired-end" y de indexado, incluidos los cebadores de secuenciación necesarios para bibliotecas de doble índice. • Énfasis en el uso de la versión correcta de la caja TruSeq Dual Index Sequencing Primer Box según el tipo de celda de flujo.
N.º de referencia 15011190, rev. K	Octubre de 2011	<p>Actualización de la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrucciones para la división de la ICB • Volúmenes HP3 para experimentos indexados y "paired-end" • Número de kits SBS necesarios para experimentos de doble índice
N.º de referencia 15011190, rev. J	Octubre de 2011	<p>Actualización de descripciones de software a HCS v1.5.</p> <p>Adición de instrucciones para la configuración y realización de experimentos de doble índice para bibliotecas de Nextera</p>
N.º de referencia 15011190, rev. H	Junio de 2011	<p>Adición de instrucciones para la carga de 25 ml de agua de laboratorio a la posición 2 de SBS para el enjuague automático posterior al experimento</p>
N.º de referencia 15011190, rev. G	Abril de 2011	<p>Actualización de descripciones de software a HCS v1.4</p> <p>Adición de la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descripción de la comprobación de orientación de la celda de flujo • Duraciones aproximadas de los experimentos para HCS v1.4 • Compatibilidad de versiones de software y de las versiones de kit de reactivos para varios tipos de celdas de flujo • Información sobre los reactivos en el kit TruSeq SBS v3, incluida la descripción del flujo de trabajo alternativo de SBS v3 para la carga de reactivos • Instrucciones para la inactividad del instrumento <p>Actualización de la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posiciones del reactivo con los nombres del reactivo SBS v3 • Instrucciones para el apagado del instrumento • Aumento de la cantidad de agua necesaria para el lavado de mantenimiento del instrumento
N.º de referencia 15011190, rev. F	Febrero de 2011	<p>Adición de descripción para llevar a cabo experimentos estratificados antes de HCS v1.3</p> <p>Corrección del nombre del reactivo</p>
N.º de referencia 15011190, rev. E	Enero de 2011	<p>Actualización de descripciones de software a HCS v1.3</p> <p>Actualización de instrucciones para reanudación de un experimento</p>

Documento	Fecha	Descripción del cambio
N.º de referencia 15011190, rev. D	Mayo de 2010	Corrección del contenido de la caja 1 y de la caja 2 del kit de secuenciación. Actualización de volúmenes en la preparación del cebador Rd2 Seq de multiplexado para su uso en el instrumento HiSeq
N.º de referencia 15011190, rev. C	Abril de 2010	Corrección de las instrucciones de descongelación de LFN y de los volúmenes en las instrucciones de preparación de los reactivos multiplexados
N.º de referencia 15011190, rev. B	Marzo de 2010	Actualización de descripciones de software a HCS v1.0. Adición de instrucciones para cambiar los reactivos durante un experimento, así como para detener, poner en pausa y reanudar un experimento Actualización de las instrucciones de preparación de reactivos y adición de instrucciones para la asignación de reactivos para 101 ciclos
N.º de referencia 15011190, rev. A	Febrero de 2010	Publicación inicial.

Contenido

Historial de revisiones	iii
Capítulo 1 Descripción general	1
Introducción	1
Recursos adicionales	2
Componentes del instrumento	3
Descripción general de los consumibles de secuenciación	7
Capítulo 2 Primeros pasos	8
Inicio de HiSeq 2000	8
Personalización de la configuración del sistema	9
Visualización y envío de datos del instrumento	10
Consumibles proporcionados por el usuario	10
Capítulo 3 Secuenciación en el modo HiSeq v4	12
Introducción	12
Flujo de trabajo de secuenciación de HiSeq v4	13
Preparación de reactivos	13
Introducción de parámetros del experimento	15
Carga y cebado de reactivos	19
Carga de la celda de flujo de secuenciación	24
Supervisión del experimento	26
Descarga de reactivos	27
Realización de un lavado con agua	27
Capítulo 4 Secuenciación en el modo TruSeq v3	29
Introducción	29
Flujo de trabajo de la secuenciación de TruSeq v3	30
Preparación de reactivos para la Lectura 1	31
Introducción de parámetros del experimento	35
Carga y cebado de reactivos	38
Carga de la celda de flujo de secuenciación	42
Supervisión del experimento	45
Preparación de reactivos para la Lectura 2	46
Descarga de reactivos	49
Realización de un lavado con agua	49
Capítulo 5 Mantenimiento	51
Introducción	51
Realización de un lavado de mantenimiento	51
Inactividad del instrumento	54
Apagado del instrumento	54

Apéndice A Solución de problemas	55
Posibles problemas de configuración de experimentos	55
Realización de una comprobación de fluidica	55
BaseSpace no está disponible	56
Detención y reanudación de un experimento	56
Pausa de un experimento	59
Escalonamiento de experimentos en la celda de flujo A y la celda de flujo B	59
División de kits SBS	60
Rehibridación del cebador	61
Apéndice B Análisis en tiempo real	63
Descripción general de Análisis en tiempo real	63
Flujo de trabajo de análisis en tiempo real	64
Supervisión de métricas de experimento	68
Apéndice C Archivos y carpetas de resultados	69
Archivos de resultados de secuenciación	69
Estructura de las carpetas de resultados	70
Numeración de placas	71
Imágenes en miniatura	72
Índice alfabético	73
Asistencia técnica	77

Capítulo 1 Descripción general

Introducción	1
Recursos adicionales	2
Componentes del instrumento	3
Descripción general de los consumibles de secuenciación	7

Introducción

El sistema HiSeq® 2000 aporta capacidad y eficiencia para la genómica a gran escala. La tecnología más avanzada se combina con tecnología SBS demostrada para definir nuevos estándares de resultado, sencillez y rentabilidad.

Funciones

- ▶ **Adquisición de imágenes de las dos superficies:** HiSeq 2000 utiliza un sistema de epifluorescencia de cuatro cámaras con una tecnología de adquisición de imágenes de vanguardia que permite la adquisición de imágenes de las dos superficies.
- ▶ **Dobles celdas de flujo:** El sistema HiSeq 2000 es un sistema de doble celda de flujo, que permite la secuenciación simultánea de una celda de flujo o de dos celdas de flujo con diferentes longitudes de lectura.
- ▶ **Refrigerador de reactivos de alta capacidad:** El compartimento de reactivos es un refrigerador de alta capacidad que almacena la cantidad de reactivos suficiente para todo el experimento de secuenciación.
- ▶ **Fluídica integrada para experimentos "paired-end":** La fluídica "paired-end" integrada suministra reactivos del compartimento de reactivos a la celda de flujo para la resíntesis de la lectura 2 y para la secuenciación indexada.
- ▶ **Opciones de control de la interfaz:** La interfaz del software del instrumento proporciona opciones para la configuración de un experimento y el funcionamiento del instrumento. Utilice el monitor de pantalla táctil o el teclado integrado para introducir los datos.
- ▶ **Llamada de bases en tiempo real:** El software del instrumento extrae las intensidades a partir de las imágenes y realiza una llamada de bases clasificada por calidad al ordenador del instrumento, lo que permite supervisar los datos de calidad durante el experimento y ahorra tiempo en el análisis de los datos posterior. Este método permite la supervisión de las métricas de calidad durante el experimento y ahorra tiempo durante los análisis de datos posteriores.
Los análisis sucesivos de datos de secuenciación se pueden realizar con software de análisis de Illumina u otros proveedores en IlluminaCompute, BaseSpace de Illumina o una infraestructura personalizada.
- ▶ **Integración de BaseSpace® Sequence Hub:** El flujo de trabajo de secuenciación está integrado en BaseSpace Sequence Hub, el entorno informático de genómica de Illumina para la colaboración y el almacenamiento y análisis de datos. En el curso del experimento, los archivos de resultados se envían a BaseSpace Sequence Hub en tiempo real.

Recursos adicionales

La documentación siguiente está disponible para descargar en el sitio web de Illumina. Revise siempre las páginas de asistencia para obtener las versiones más recientes.

Recurso	Descripción
Herramienta de selección de protocolos personalizados	Un asistente de generación de documentación de extremo a extremo personalizada que está adaptado al método de preparación de bibliotecas, a los parámetros del experimento y al método de análisis utilizado para el experimento de secuenciación.
<i>Guía de preparación del centro para los sistemas HiSeq 2500, 1500 y 2000 (n.º de documento 15006407)</i>	Proporciona especificaciones del espacio del laboratorio, los requisitos eléctricos y las consideraciones medioambientales.
<i>Guía de cumplimiento y seguridad de HiSeq 1500 y HiSeq 2000 (n.º de documento 100000000665)</i>	Proporciona información sobre el etiquetado del instrumento, las certificaciones de cumplimiento y las consideraciones de seguridad.
<i>Guía de desnaturalización y dilución de bibliotecas para sistemas HiSeq y GAllx (n.º de documento 15050107)</i>	Proporciona instrucciones para la desnaturalización y dilución de bibliotecas preparadas para un experimento de secuenciación, así como para la preparación de un control PhiX. Este paso se aplica a la mayoría de los tipos de bibliotecas.

Visite la página de asistencia del sistema HiSeq 2000 en el sitio web de Illumina para acceder a la documentación, las descargas de software, la formación en línea y las preguntas frecuentes.

Componentes del instrumento

El sistema HiSeq 2000 se compone del instrumento, el monitor, el ordenador de control del instrumento y los accesorios, tales como el teclado, el ratón y el lector de códigos de barras. El instrumento incluye cuatro compartimentos principales: el módulo óptico, el compartimento de la celda de flujo, el compartimento de fluidica y el compartimento de reactivos. Si la barra de estado está iluminada, el equipo está en funcionamiento.

Figura 1 Componentes externos




- A **Módulo óptico:** Contiene componentes ópticos que permiten la adquisición de imágenes de las dos superficies de la celda de flujo, digitalizando A, C, G y T al mismo tiempo mediante epifluorescencia. El haz láser de excitación pasa a través del objetivo y la fluorescencia se almacena simultáneamente por medio del mismo objetivo.
- B **Compartimento de la celda de flujo:** Contiene la platina de la celda de flujo controlada por vacío, que mantiene las celdas de flujo en su sitio durante experimentos de secuenciación.
- C **Compartimento de fluidica:** Contiene bombas de fluidica que suministran reactivos a la celda de flujo y, a continuación, al contenedor de residuos.
- D **Barra de estado:** Utiliza tres colores para indicar el estado del instrumento. El azul indica que el instrumento está en funcionamiento, el naranja indica que el instrumento necesita atención y el verde indica que el instrumento está listo para empezar el siguiente experimento.
- E **Compartimento de reactivos:** Contiene gradillas de reactivos que a su vez contienen los reactivos necesarios para los experimentos de secuenciación y la solución de lavado para el lavado del instrumento.

Compartimento de la celda de flujo

El compartimento de la celda de flujo contiene la platina de la celda de flujo, las estaciones térmicas, el sistema de vacío y las conexiones de fluidica para cada celda de flujo.

Figura 2 Platina de la celda de flujo con dos celdas de flujo



- A Celda de flujo A
- B Celda de flujo B
- C Palanca de la celda de flujo A
- D Palanca de la celda de flujo B

La celda de flujo A está situada a la izquierda, y la celda de flujo B, a la derecha. Las celdas de flujo se colocan en la platina, que entra y sale del módulo óptico según se lo indique el software de control. La platina debe situarse en la posición más avanzada para abrir la puerta del compartimento de la celda de flujo y para cargar o retirar una celda de flujo.


La celda de flujo está colocada en el soporte de la celda de flujo con los orificios de entrada y salida mirando hacia abajo, y fijada en su sitio mediante vacío bajo cada soporte de celda de flujo. La palanca de la celda de flujo iluminada delante de cada soporte de la celda de flujo controla el vacío. La palanca de la celda de flujo se vuelve verde cuando la junta de vacío es segura.

Compartimento de reactivos

El compartimento de reactivos es un refrigerador de reactivos de alta capacidad que alberga tres gradillas de reactivos: dos para reactivos SBS y una para los reactivos "paired-end" y de indexación. Los mangos de los dispensadores sirven para bajar los dispensadores e introducirlos en las botellas de reactivo.

- ▶ **Gradillas de reactivos SBS:** Albergan botellas cónicas de 250 ml. La gradilla de reactivos de la celda de flujo A está en la posición central y la de la celda de flujo B, en el extremo derecho. Cada gradilla de reactivos tiene posiciones numeradas que se corresponden con las conexiones de una válvula selectora de reactivos interna.
- ▶ **Gradilla de reactivos de indexado y "paired-end":** Se encuentra en la posición izquierda. Tiene dos filas de posiciones numeradas que albergan tubos cónicos de 15 ml que contienen reactivos "paired-end" y de indexado. La fila izquierda es para la celda de flujo A y la fila derecha, para la celda de flujo B.
- ▶ **Refrigerador de reactivos:** El refrigerador de reactivos contiene gradillas de reactivos y mantiene una temperatura interna de entre 2 °C y 8 °C.

Figura 3 Compartimento de reactivos



- A Mangos de los dispensadores
- B Gradilla de reactivos "paired-end" y de indexación
- C Gradilla de reactivos SBS de la celda de flujo A
- D Gradilla de reactivos SBS de la celda de flujo B

Software de HiSeq 2000




Hay tres aplicaciones de software instaladas en el ordenador del instrumento:

- ▶ **Software de control de HiSeq 2000:** La interfaz de HiSeq Control Software (HCS) le guía por los pasos necesarios para configurar un experimento de secuenciación. Durante el experimento, el software de control activa el hardware del instrumento, controla la fluídica, establece las temperaturas y ofrece un resumen visual de las estadísticas de calidad.
- ▶ **Software de análisis en tiempo real:** Integrado en el software de control, el análisis en tiempo real (RTA) realiza la llamada de bases y asigna una puntuación de calidad a cada base de cada ciclo. Para obtener más información, consulte *Análisis en tiempo real en la página 63*.
- ▶ **Software del visor del análisis de secuenciación:** El visor del análisis de secuenciación (SAV) proporciona estadísticas de calidad detalladas.

Iconos de estado

El icono de estado que se encuentra en la esquina superior derecha de cada pantalla muestra los cambios de condiciones, errores o advertencias que se producen durante la configuración de un experimento o durante este.

Icono de estado	Nombre de estado	Descripción
	Estado correcto	No hay cambios. El sistema está normal.
	Información	Solo información. No se requiere ninguna acción.

Icono de estado	Nombre de estado	Descripción
	Atención	Información que puede requerir atención.
	Advertencia	Las advertencias no detienen un experimento, pero pueden requerir una acción antes de continuar.
	Error	Los errores normalmente detienen los experimentos y suelen requerir acciones antes de continuar con el experimento.

Cuando se produce un cambio de estado, el icono asociado parpadea para avisarle.

- ▶ Seleccione el icono para abrir la ventana de estado y visualizar una descripción de la condición.
- ▶ Seleccione **Acknowledge** (Aceptar) para aceptar el mensaje y **Close** (Cerrar) para cerrar el cuadro de diálogo.

Indicadores de actividad y del sensor


La pantalla Welcome (Bienvenida) contiene una serie de iconos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Los iconos indican la actividad del instrumento y el estado de sus componentes específicos a partir de los sensores del instrumento.

Figura 4 Indicadores de actividad



En la imagen, aparecen de izquierda a derecha los indicadores de actividad que representan los motores X, Y y Z, la función de los componentes electrónicos, la cámara, el sistema de fluidica y las funciones de procesamiento.

Figura 5 Indicadores del sensor



De izquierda a derecha, los indicadores del sensor representan la temperatura de la celda de flujo A, la temperatura del refrigerador de reactivos, el estado de la transferencia de datos, el estado de BaseSpace Hub en la nube y la temperatura de la celda de flujo B.

Espacio disponible en el disco

El ordenador del instrumento HiSeq tiene una capacidad de almacenamiento de más de 2,7 TB por cada celda de flujo. Los datos de la celda de flujo A se almacenan en la unidad D:, mientras que los datos de la celda de flujo B se almacenan en la unidad E:.

Al final de cada ciclo de adquisición de imágenes de cada carril, el software comprueba el espacio disponible en las unidades D: y E: locales. Si hay poco espacio en el disco, el software pone en pausa el experimento y coloca la celda de flujo en un estado seguro. Obtenga más espacio para poder continuar. En cuanto se libere suficiente espacio, el experimento se reanudará automáticamente.

Descripción general de los consumibles de secuenciación

Para realizar un experimento en HiSeq 2000, se necesitan un kit de SBS y un kit de generación de grupos. Los kits de generación de grupos están disponibles en las versiones "paired-end" (PE) y de lectura individual (SR).

Los kits de SBS incluyen los reactivos de secuenciación que se emplean en el sistema HiSeq, y cuentan con suficientes reactivos para secuenciar una celda de flujo. Los reactivos de secuenciación se suministran en botellas de 250 ml que se cargan directamente en las gradillas de reactivos. Las etiquetas de reactivos están codificadas con colores para reducir los errores a la hora de cargarlos.

Los kits de generación de grupos contienen los reactivos de generación de grupos que se emplean en cBot y los reactivos "paired-end" y de indexado que se utilizan en el sistema HiSeq. Todos los kits de generación de grupos vienen con un kit de accesorios que incluye las juntas de celda de flujo, tapas de embudo para las botellas de reactivos SBS y un tubo de almacenamiento de celdas de flujo.

Kits de reactivos para el modo HiSeq v4

Nombre del kit	N.º de catálogo
Kit HiSeq SBS v4 (250 ciclos)	FC-401-4003
Kit HiSeq SBS v4 (50 ciclos)	FC-410-4002
Kit de generación de grupos HiSeq SR v4	GD-401-4001
Kit de generación de grupos HiSeq PE v4	PE-401-4001

Kits de reactivos para el modo TruSeq v3

Nombre del kit	N.º de catálogo
Kit TruSeq SBS v3 (200 ciclos)	FC-401-3001
Kit TruSeq SBS v3 (50 ciclos)	FC-401-3002
TruSeq SR Cluster Kit v3	GD-401-3001
Kit de generación de grupos TruSeq PE v4	PE-401-3001

Cebadores de secuenciación para bibliotecas de Nextera

El cebador de secuenciación de Índice 1 (HP8) y el de Lectura 2 (HP7) que se suministran en los kits de generación de grupos de TruSeq v3 no son compatibles con las bibliotecas de Nextera. Al secuenciar bibliotecas de Nextera, utilice el cebador de secuenciación de Índice 1 (HP14) y el cebador de secuenciación de Lectura 2 (HP11) que se suministran en la caja TruSeq Dual Index Sequencing Primer Box.

Para hacer un experimento de doble índice en una celda de flujo de lectura individual es necesario el HP9, que se incluye en la versión SR del kit.

Nombre del kit	N.º de catálogo
Caja TruSeq Dual Index Sequencing Primer Box, SR	FC-121-1003
Caja TruSeq Dual Index Sequencing Primer Box, PE	PE-121-1003

Capítulo 2 Primeros pasos

Inicio de HiSeq 2000	8
Personalización de la configuración del sistema	9
Visualización y envío de datos del instrumento	10
Consumibles proporcionados por el usuario	10

Inicio de HiSeq 2000

- 1 Inicie el ordenador de control del instrumento.
- 2 Espere a que el sistema se cargue y, a continuación, inicie sesión en el sistema operativo. De ser necesario, póngase en contacto con el administrador de las instalaciones para conocer el nombre de usuario y la contraseña.
- 3 Localice el interruptor de alimentación en la parte izquierda del instrumento y muévelo a la posición ON (Encendido).
- 4 Espere al menos tres minutos a que los dispositivos del instrumento se hayan configurado y a que se inicialice la unidad del instrumento llamada DoNotEject.
- 5 Cierre la ventana que se abre cuando se inicializa DoNotEject. Si la ventana no se abre, utilice MyComputer para comprobar esta unidad.



NOTA

No extraiga nunca la unidad flash DoNotEject ubicada dentro del chasis del instrumento ni modifique los archivos dentro de dicha unidad. Esta unidad contiene archivos de configuración del hardware y se inicia cada vez que el instrumento está encendido.

- 6 Para asegurarse de que queda espacio suficiente en el disco, archive en una ubicación de red los datos de experimentos anteriores que están guardados en el ordenador del instrumento. Realice un formateo rápido de las unidades O:\ y S:\ para limpiar cualquier dato restante.
Los discos duros deben estar vacíos para el correcto funcionamiento del software.
- 7 Abra HCS mediante el icono de acceso rápido situado en el escritorio del ordenador. Cuando se inicializa el software, se abre la pantalla Welcome (Bienvenida) y aparece el icono de inicialización en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Prácticas recomendadas del instrumento y el ordenador de control

- ▶ No encienda el ordenador mientras el instrumento está en funcionamiento. Encienda siempre el ordenador antes de encender el instrumento.
- ▶ No apague nunca el instrumento mientras se esté ejecutando el software de control del instrumento.
- ▶ Espere un minuto tras apagar el instrumento para volver a encenderlo.
- ▶ Conecte los cables USB del instrumento, del monitor y del teclado en la parte trasera del ordenador antes de encender este último.
- ▶ Conecte el lector de códigos de barras y el ratón en los puertos USB de la parte delantera del ordenador.

Personalización de la configuración del sistema

El software de control recoge la configuración personalizable del sistema para las preferencias de LIMS y las carpetas de experimentos. En la ventana Menu Options (Opciones del menú) se encuentran los parámetros para definir el modelo de ID del experimento, las ubicaciones predeterminadas de las carpetas, la posibilidad de enviar información sobre el estado del instrumento a Illumina y la autenticación de LIMS.

Para personalizar la vista de la interfaz, seleccione **Menu | View** (Menú | Vista). Puede elegir entre ver la interfaz en pantalla completa o en una ventana, o minimizarla.

Para activar el comando para inicializar manualmente el software, seleccione **Menu | Scanner** (Menú | Lector).

Definición de la configuración de las carpetas de experimentos

- 1 En la pantalla Welcome (Bienvenida), seleccione **Menu | Tools | Options** (Menú | Herramientas | Opciones) para abrir la ventana Menu Options (Opciones del menú).
- 2 Para personalizar la convención de nomenclatura de los nombres de las carpetas de experimentos, modifique la configuración del campo **Run ID Template** (Modelo de ID del experimento). Seleccione **Reset** (Restablecer) para borrar el campo.
- 3 Para determinar las ubicaciones de resultados predeterminadas, introduzca una ubicación para cada una de las carpetas siguientes:
 - ▶ **Default Output Folder** (Carpeta de resultados predeterminada): Carpeta de resultados predeterminada para los experimentos realizados en la celda de flujo A.
 - ▶ **Default Output Folder2** (Carpeta de resultados predeterminada2): Carpeta de resultados predeterminada para los experimentos realizados en la celda de flujo B.



NOTA

Estas ubicaciones se pueden cambiar para cada experimento.

- 4 Para definir la ubicación en la que se escriben los archivos temporales durante un experimento, introduzca una ubicación en el campo **Default Temp Folder 1** (Carpeta temporal predeterminada 1).
- 5 Para establecer la ubicación de los formularios de muestras de LIMS, introdúzcala en el campo **Run Setup Folder** (Carpeta de configuración del experimento).
- 6 Seleccione **OK** (Aceptar) para guardar el trabajo y cerrar la ventana Menu Options (Opciones del menú). Seleccione **Cancel** (Cancelar) para cerrar sin guardar.

Establecimiento de las preferencias de LIMS

- 1 En la pantalla Welcome (Bienvenida), seleccione **Menu | Tools | Options** (Menú | Herramientas | Opciones) para abrir la ventana Menu Options (Opciones del menú).
- 2 Introduzca la siguiente configuración para LIMS:
 - ▶ **LIMS Server** (Servidor LIMS): El nombre del servidor para interacciones con LIMS de Illumina compatibles.
 - ▶ **LIMS User Name** (Nombre de usuario de LIMS): El nombre de usuario utilizado para la autenticación en LIMS de Illumina.
 - ▶ **LIMS Password** (Contraseña de LIMS): La contraseña de LIMS utilizada para la autenticación en LIMS de Illumina.
- 3 Seleccione **OK** (Aceptar) para guardar el trabajo y cerrar la ventana Menu Options (Opciones del menú). Seleccione **Cancel** (Cancelar) para cerrar sin guardar.

Visualización y envío de datos del instrumento

El botón Menu (Menú) de la pantalla Welcome (Bienvenida) y la ventana Menu Options (Opciones del menú) ofrecen opciones para la visualización y el envío de datos del instrumento.

- ▶ Para ver la información sobre el hardware del instrumento, las versiones de software y la información de contacto del servicio de asistencia técnica, seleccione **Menu | About** (Menú | Acerca de).
- ▶ **Send instrument health information to Illumina to aid technical support** (Enviar información sobre el estado del instrumento a Illumina para ayudar al servicio de asistencia técnica): seleccione esta opción para activar el servicio de supervisión proactiva de Illumina. El nombre del ajuste en la interfaz de software puede diferir del nombre que figura en esta guía, dependiendo de la versión de HCS que se esté utilizando.

Con este ajuste activado, los datos del rendimiento del instrumento se envían a Illumina. Estos datos ayudan a Illumina a solucionar problemas de forma más sencilla y a detectar posibles fallos, lo que permite llevar a cabo tareas de mantenimiento proactivo y maximizar el tiempo de actividad del instrumento. Para obtener más información sobre las ventajas de este servicio, consulte la *nota técnica proactiva de Illumina* (n.º de documento 1000000052503).

Este servicio:

- ▶ No envía datos de secuenciación.
- ▶ Es necesario que el instrumento esté conectado a una red con acceso a Internet.
- ▶ Está activado de manera predeterminada. Para desactivar este servicio, desactive el ajuste **Send instrument health information to Illumina to aid technical support** (Enviar información sobre el estado del instrumento a Illumina para ayudar al servicio de asistencia técnica).



NOTA

Este ajuste se vuelve a activar tras una actualización de software. Si no desea enviar datos de rendimiento del instrumento a Illumina, desactive este servicio cada vez que se actualice el software.

Consumibles proporcionados por el usuario

Consumible	Proveedor	Finalidad
Paños humedecidos en alcohol isopropilo al 70 % o en etanol al 70 %	WWR, n.º de catálogo 95041-714 Proveedor de laboratorio general	Limpieza de la celda de flujo y de la platina de la celda de flujo.
Bidón, 6 litros mínimo	Proveedor de laboratorio general	Preparación de una solución de lavado de mantenimiento.
Tubos de centrifugado, 250 ml	Corning, n.º de catálogo 430776	Gradillas de reactivos SBS, posiciones que contienen PW1. Lavado del instrumento.
Tubos cónicos de 15 ml	Corning, n.º de catálogo 430052	Gradilla de reactivos PE, posiciones que contienen PW1. Lavado del instrumento. Recogida y medición de volúmenes de residuos.
Tubos cónicos, 50 ml, autónomos (opcional)	Corning, n.º de catálogo 430921	Almacenamiento de celdas de flujo.
Guantes desechables sin polvo	Proveedor de laboratorio general	Uso general.

Consumible	Proveedor	Finalidad
Toallita de laboratorio sin pelusa	VWR, n.º de catálogo 21905-026	Limpieza del soporte de la celda de flujo.
Papel para lentes, 4 × 6 pulg.	VWR, n.º de catálogo 52846-001	Limpieza de la celda de flujo.
Puntas de pipeta, 200 µl	Proveedor de laboratorio general	División de los volúmenes de reactivos.
Puntas de pipeta, 1000 µl	Proveedor de laboratorio general	División de los volúmenes de reactivos.
ProClin 300, 50 ml	Sigma-Aldrich, n.º de catálogo 48912-U	Lavado de mantenimiento.
Tween 20, líquido viscoso, 100 ml	Sigma-Aldrich, n.º de catálogo P7949	Lavado de mantenimiento.
Pinzas de plástico con punta cuadrada	McMaster-Carr, n.º de catálogo 7003A22	Eliminación de las juntas de celda de flujo.
Agua de laboratorio, 18 MΩ	Millipore	Gradillas de reactivos SBS y PE, posiciones que contienen PW1. Lavado del instrumento.

Capítulo 3 Secuenciación en el modo HiSeq v4

Introducción	12
Flujo de trabajo de secuenciación de HiSeq v4	13
Preparación de reactivos	13
Introducción de parámetros del experimento	15
Carga y cebado de reactivos	19
Carga de la celda de flujo de secuenciación	24
Supervisión del experimento	26
Descarga de reactivos	27
Realización de un lavado con agua	27

Introducción

Para realizar un experimento de secuenciación en el modo HiSeq v4 en HiSeq 2000, prepare todos los reactivos y, a continuación, siga las indicaciones del software para configurar el experimento. Los pasos para la configuración del experimento incluyen la introducción de los parámetros del experimento, la carga y el cebado de reactivos, la carga de la celda de flujo y la realización de una comprobación de fluidica.

Visite la página de especificaciones de HiSeq 2000 en el sitio web de Illumina para obtener información sobre la duración del experimento y otras especificaciones de rendimiento.

Estratificación de experimentos

Puede iniciar un nuevo experimento en la celda de flujo A o en la celda de flujo B si hay un experimento en curso en la celda de flujo adyacente. Para obtener más información, consulte *Escalonamiento de experimentos en la celda de flujo A y la celda de flujo B* en la página 59.

Tipos de experimentos para química de HiSeq v4

En la siguiente tabla se muestran los tipos de experimentos de secuenciación y el número de ciclos posibles para cada lectura cuando se utiliza la química de HiSeq v4. Haga referencia a esta información cuando configure el experimento.

Tipo de experimento	Ciclos de Lectura 1	Ciclos de lectura de Índice 1 (i7)	Ciclos de lectura de Índice 2 (i5)	Ciclos de Lectura 2	Ciclos totales
Single-Read (Lectura individual), no indexada	≤ 126	--	--	--	≤ 126
Single-Read (Lectura individual), de un solo índice	≤ 126	6 o 7 ¹ 8 ²	--	--	≤ 133 ¹ ≤ 134 ²
Single-Read (Lectura individual), de doble índice	≤ 126	8	8	--	≤ 142
"Paired-end", no indexada	≤ 126	--	--	≤ 126	≤ 252
"Paired-end", de un solo índice	≤ 126	7 ¹ 8 ²	--	≤ 126	≤ 259 ¹ ≤ 260 ²
"Paired-end", de doble índice	≤ 126	8	7 + 8 ³	≤ 126	≤ 275

¹ Número de ciclos para bibliotecas de un solo índice.

² Número de ciclos para bibliotecas de doble índice.

³ La lectura de índice 2 de un experimento de doble índice "paired-end" incluye siete ciclos suplementarios de solo química.


Flujo de trabajo de secuenciación de HiSeq v4



Prepare todos los reactivos para el experimento.



Introduzca los parámetros del experimento.



Cuando se le solicite, cargue todos los reactivos para el experimento:


- Cargue los reactivos SBS para la Lectura 1 y la Lectura 2.
- Para los experimentos indexados, cargue los reactivos de indexado.
- Para los experimentos "paired-end", cargue los reactivos "paired-end".



Confirme el flujo correcto con una celda de flujo usada.
Cebe los reactivos SBS y mida los residuos de cebado.



Cargue la celda de flujo agrupada para secuenciación. Confirme el flujo correcto.



Inicie el experimento de secuenciación.

[Opcional] Después del ciclo 1, inspeccione el informe de primera base y, a continuación, continúe con la Lectura 1.

El experimento continúa como se ha especificado en los parámetros del experimento.



Cuando finalice el experimento, descargue los reactivos y realice un lavado del instrumento.

Preparación de reactivos

Antes de configurar el experimento, prepare todos los reactivos para la secuenciación: los reactivos SBS, los reactivos de indexado y los reactivos "paired-end", si procede. Cargue todos los reactivos cuando se lo solicite el software de control. Si utiliza la química de HiSeq v4, no es necesario que vuelva al instrumento durante el experimento para cargar los reactivos.

Los reactivos se pueden preparar durante la generación de grupos. Para obtener instrucciones sobre cómo preparar reactivos de generación de grupos y realizar la generación de grupos, consulte la *Guía del sistema cBot* (n.º de documento 15006165).

División de reactivos

Se puede dividir un kit de 250 ciclos en dos conjuntos de reactivos para realizar experimentos más breves. Para obtener más información, consulte *División de kits SBS* en la página 60.

Preparación de los reactivos SBS

Los reactivos SBS se cargan en el instrumento al inicio del experimento. Para la preparación de reactivos, siga estas instrucciones para descongelar reactivos SBS.

Descongelación de los reactivos SBS

- 1 Extraiga los reactivos CRM, IRM y USM de su almacenamiento a una temperatura de entre $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Proteja IRM de la luz.
- 2 Descongélalos a una temperatura de entre $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante unas 16 horas. También puede introducir los reactivos IRM y USM en un baño de agua desionizada a temperatura ambiente hasta que se descongelen durante aproximadamente 90 minutos. Descongele CRM en un baño de agua *independiente*.



NOTA

Cámbiese siempre de guantes después de manipular el reactivo CRM.

- 3 Invierta cada botella para mezclarlos.
- 4 Deje reposar en hielo los reactivos IRM y USM. Deje reposar en hielo el reactivo CRM *por separado* para evitar la contaminación cruzada.
- 5 Utilice PW1, SB1, SB2 y SB3 directamente de su almacenamiento.

Preparación de los reactivos de indexado

Se utilizan reactivos de indexado durante las lecturas de índice de un experimento de secuenciación indexado.

Los kits de generación de grupos PE y SR incluyen HP14, que se utiliza para la Lectura 1 del índice 1 (i7), independientemente del tipo de celda de flujo. Solo el kit de generación de grupos SR incluye HP9, que es necesario para un experimento de doble índice en una celda de flujo de lectura individual.

Tipo de experimento	Tipo de celda de flujo	Índice 1 (i7)	Índice 2 (i5)
"Paired-end" de un solo índice	PE	HP14	--
"Single-read" (de lectura individual) de un solo índice	SR	HP14	--
"Paired-end" de doble índice*	PE	HP14	--
"Single-read" (de lectura individual) de doble índice	SR	HP14	HP9

* Los experimentos "paired-end" de doble índice utilizan FRM, un reactivo "paired-end", para el índice 2.

Descongelación de los reactivos de indexado

- 1 Extraiga los reactivos siguientes, almacenados a una temperatura de entre $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - ▶ Para todos los experimentos indexados en una celda de flujo "paired-end": FDR y HP14
 - ▶ Para los experimentos de un solo índice en una celda de flujo de lectura individual: FDR y HP14
 - ▶ Para los experimentos de doble índice en una celda de flujo de lectura individual: FDR, HP9 y HP14
- 2 Introduzca los reactivos en un baño de agua desionizada a temperatura ambiente hasta que se descongelen durante 20 minutos.

Preparación de FDR y HP14

- 1 Invierta los tubos para mezclar la solución.
- 2 Centrifugue a 1000 r/min durante 1 minuto.
- 3 Déjelo reposar a temperatura ambiente.

Preparación de HP9

- 1 Invierta para mezclar.
- 2 Centrifugue brevemente para recoger las gotas.
- 3 Déjelo reposar a temperatura ambiente.

Preparación de reactivos "paired-end"

Los reactivos "paired-end" se emplean durante el paso de resíntesis de la Lectura 2 de un experimento de secuenciación "paired-end".



ADVERTENCIA

Este conjunto de reactivos contiene sustancias químicas potencialmente peligrosas. Evite su inhalación, ingestión y el contacto con la piel o los ojos, puesto que puede provocar lesiones. Utilice un equipo de protección, incluidos gafas, guantes y batas de laboratorio adecuados para el riesgo de exposición. Manipule los reactivos utilizados como residuos químicos y deséchelos de conformidad con las normativas y leyes regionales, nacionales y locales aplicables. Para obtener más información sobre seguridad, salud y medioambiente, consulte la hoja de datos de seguridad en support.illumina.com/sds.html.

Descongelación de los reactivos "paired-end"

- 1 Extraiga los reactivos siguientes, almacenados a una temperatura de entre -25°C y -15°C .
 - ▶ Para los experimentos no indexados: AMS, FDR, FLM2, FPM, FRM y HP11
 - ▶ Para los experimentos indexados: AMS, FLM2, FPM, FRM y HP11
- 2 Descongele los reactivos en un vaso de precipitados lleno de agua a temperatura ambiente durante aproximadamente 20 minutos.
- 3 Ponga en hielo los reactivos AMS, FLM2 y FRM.

Preparación de AMS, FDR, FLM2, FPM, FRM y HP11

- 1 Invierta para mezclar.
- 2 Centrifugue a 1000 r/min durante 1 minuto.
- 3 Deje reposar en hielo los reactivos AMS, FLM2 y FRM.
- 4 Deje reposar a temperatura ambiente los reactivos FDR, FPM y HP11.

Introducción de parámetros del experimento

Configure el experimento introduciendo los parámetros en las pantallas de la ficha Run Configuration (Configuración del experimento). El software le guía por las sucesivas pantallas para que especifique la conectividad de BaseSpace Sequence Hub, introduzca los ID de los consumibles, seleccione las opciones de indexado y registre otros parámetros.

Pantalla de integración

La pantalla de integración permite conectar el experimento a BaseSpace Sequence Hub.

- 1 En la pantalla Welcome (Bienvenida), seleccione **Sequence | New Run** (Secuenciar | Nuevo experimento) para abrir la pantalla de integración.
- 2 **[Opcional]** Conéctese a BaseSpace Sequence Hub del modo siguiente.
 - a Seleccione **BaseSpace**.
 - b Seleccione una de las siguientes opciones de BaseSpace:
 - ▶ **Storage and Analysis** (Almacenamiento y análisis): Envía los datos del experimento a BaseSpace Sequence Hub para la supervisión remota y el análisis de los datos. Con esta opción, se precisa una hoja de muestras.
 - ▶ **Run Monitoring Only** (Solo supervisión del experimento): Envía solamente los archivos InterOp a BaseSpace Sequence Hub, lo que le permite supervisar el experimento de forma remota.
 - c Inicie sesión en BaseSpace Sequence Hub con su correo electrónico y la contraseña de la cuenta de Myllumina.
- 3 **[Opcional]** Para continuar sin conexión a BaseSpace Sequence Hub, seleccione **None** (Ninguno).
- 4 Seleccione **Next** (Siguiente).

Pantalla de almacenamiento

- 1 Seleccione la casilla de verificación **Save to an output folder** (Guardar en una carpeta de salida) y, después, seleccione **Browse** (Examinar) para ir a la ubicación de red deseada. Si el experimento está conectado a BaseSpace Sequence Hub para almacenamiento y análisis, este paso es opcional.
- 2 Seleccione **Zip BCL files** (Comprimir archivos BCL) para reducir el espacio de almacenamiento necesario. Si el experimento está conectado a BaseSpace Sequence Hub, la opción **Zip BCL files** (Comprimir archivos BCL) está seleccionada de forma predeterminada.



NOTA

El parámetro **Bin Q-Scores** (Agrupar puntuaciones Q) está activado de forma predeterminada para reducir el espacio de almacenamiento necesario. Este parámetro agrupa las puntuaciones de calidad de un rango de valores más amplio sin repercutir en la precisión ni el rendimiento.

- 3 Seleccione una de las siguientes opciones de Save Auxiliary Files (Guardar archivos auxiliares):
 - ▶ **Save All Thumbnails** (Guardar todas las vistas en miniatura): Guarda todas las imágenes en miniatura. Una imagen en miniatura es una muestra de imágenes de muchas placas de cada columna de placas o sector, combinada en una imagen en miniatura.
 - ▶ **Save Tile Thumbnails** (Guardar vistas en miniatura de placa): Guarda las vistas en miniatura de las placas. Las vistas en miniatura de las placas representan una sola placa en lugar de una muestra de placas en un sector.
- 4 Seleccione **Next** (Siguiente).

Pantalla de configuración de la celda de flujo

La pantalla Flow Cell Setup (Configuración de la celda de flujo) registra información acerca de la celda de flujo utilizada en el experimento. Todos los campos son obligatorios.

- 1 Lea o introduzca el ID de celda de flujo (número de código de barras) de la celda de flujo que se ha de secuenciar.
El ID de la celda de flujo determina el tipo de celda de flujo y la compatibilidad de los reactivos.
- 2 Confirme que el tipo de la celda de flujo sea **HiSeq Flow Cell v4**.
- 3 Introduzca el nombre del experimento que aparecerá en cada pantalla y que ayudará a identificar el experimento en curso.
- 4 Introduzca un nombre de usuario y, después, seleccione **Next** (Siguiente).

Pantalla de configuración avanzada

- 1 **[Opcional]** Seleccione la casilla de verificación **Confirm First Base** (Confirmar primera base).
Se genera un informe de primera base automáticamente para cada experimento. Al seleccionar esta opción, se abre el informe de primera base antes de que el experimento continúe.
- 2 **[Opcional]** Anule la selección de la casilla de verificación **Align to PhiX** (Alinear a PhiX) para cualquier carril que no contenga PhiX.
También puede optar por seleccionar los carriles de la imagen de la celda de flujo para añadir o eliminar carriles para la alineación de PhiX.
De forma predeterminada, se seleccionan todos los carriles para la alineación.



NOTA

Con HCS v2.2 y RTA v1.18, no es necesario usar un carril de control específico ni tampoco es una opción.

- 3 Seleccione **Next** (Siguiente).

Pantalla de fórmulas

- 1 En Index Type (Tipo de índice), seleccione una de las siguientes opciones:
 - ▶ **No Index** (Sin índice): Realiza un experimento de lectura individual o "paired-end" no indexado.
 - ▶ **Single Index** (Un solo índice): Realiza un experimento de lectura individual o "paired-end" con una lectura del índice.
 - ▶ **Dual Index** (Doble índice): Realiza un experimento de lectura individual o "paired-end" con dos lecturas del índice.
 - ▶ **Custom** (Personalizado): Realiza un experimento de lectura individual o "paired-end" con un número de ciclos personalizado de lecturas del índice.
- 2 Si se especifica la opción Dual Index (Doble índice) o Custom (Personalizado), seleccione un formato de celda de flujo: bien **Single Read** (Lectura individual) o bien **Paired End**.
- 3 Introduzca el número de ciclos para la Lectura 1 y la Lectura 2, según sea necesario.
El número de ciclos realizados en una lectura es de un ciclo más que el número de ciclos analizados.
Por ejemplo, para realizar 125 ciclos para la lectura 1, introduzca 126.
- 4 Para la opción de indexado **Custom** (Personalizado), introduzca el número de ciclos para las lecturas del índice.



NOTA

No es necesario que las longitudes de lectura sean idénticas.

- 5 Confirme los siguientes parámetros de química rellenos automáticamente:
 - ▶ **SBS: Kit HiSeq SBS v4**
 - ▶ **Index (Índice): HiSeq v4 Single Index** (Un solo índice de HiSeq v4) o **HiSeq v4 Dual Index** (Doble índice de HiSeq v4)
 - ▶ **PE turnaround: HiSeq PE Cluster Kit v4** (Kit de generación de grupos PE de HiSeq v4)
- 6 **[Opcional]** Seleccione la casilla de verificación **Use Existing Recipe** (Usar fórmula existente) para utilizar una fórmula personalizada.

Pantalla de hoja de muestras

Las hojas de muestras son opcionales salvo si utiliza BaseSpace Sequence Hub para realizar análisis de datos o un experimento indexado.



NOTA

HCS v2.2 permite un esquema de indexado diferente en cada carril.

- 1 Seleccione **Browse** (Examinar) para localizar la hoja de muestras.
- 2 Seleccione **Next** (Siguiente).

Pantalla de reactivos

La pantalla Reagents (Reactivos) registra información sobre los kits de reactivos utilizados para el experimento. El ID del kit de reactivos (el número de código de barras que comienza por **RGT**) determina el tipo del kit de reactivos y la compatibilidad con los modos de experimento.

- 1 Lea o introduzca el ID del kit de reactivos SBS.
- 2 En el caso de los experimentos "paired-end", lea o introduzca el ID del kit de reactivos del kit de generación de grupos "paired-end".
- 3 Seleccione el kit de reactivos SBS para el experimento:
 - ▶ Seleccione **250 Cycles** (250 ciclos) para un kit de 250 ciclos. Los ciclos restantes se establecen en 275 de forma predeterminada.
 - ▶ Seleccione **50 Cycles** (50 ciclos) para un kit de 50 ciclos. Los ciclos restantes se establecen en 74 de forma predeterminada.
 - ▶ Seleccione **Custom** (Personalizado) para un kit parcial o varios kits de 50 ciclos. En el campo Cycles Remaining (Ciclos restantes), introduzca el número de ciclos SBS que se espera que duren los reactivos.



NOTA

En el caso de los kits parciales, el software cuenta el número de ciclos introducidos. Cuando los ciclos están en un nivel bajo, el software le solicita que cargue reactivos nuevos.

- 4 Seleccione **Prime SBS Reagents** (Cebiar reactivos SBS) para cebiar los reactivos.
- 5 Seleccione **Next** (Siguiente).

Pantalla de revisión

- 1 Revise los parámetros del experimento en la pantalla Review (Revisión).
- 2 Seleccione **Next** (Siguiente) para continuar o **Back** (Atrás) para modificar los parámetros.

Carga y cebado de reactivos

Tras introducir los parámetros del experimento, cargue los reactivos SBS, de indexado y "paired-end" para el experimento y, a continuación, cebe los reactivos mediante el sistema de fluidica. El software le guía a través de estos pasos mediante una serie de pantallas en la ficha Pre-Run Setup (Configuración previa al experimento).

Carga de reactivos SBS

- 1 Invierta cada botella de reactivo varias veces para mezclarlo.



PRECAUCIÓN

Sustituya la tapa de la botella de CRM en último lugar, tras haber cargado los demás reactivos, para evitar la contaminación cruzada. Cámbiese siempre de guantes después de manipular el reactivo CRM.

- 2 Vuelva a tapar cada botella con una tapa de embudo.
- 3 Abra la puerta del compartimento de reactivos.
- 4 Levante los dispensadores de la gradilla de reactivos SBS como se indica a continuación:
 - a Tire del mango del dispensador hacia usted y levántelo.
 - b Suelte el mango en la ranura del extremo superior del canal. Asegúrese de que el mango se encuentra colocado de forma segura en la ranura.
- 5 Deslice la gradilla de reactivos para extraerla del compartimento.
- 6 Coloque cada una de las botellas de reactivo en la gradilla, en la posición numerada correspondiente. Asegúrese de que el extremo cónico de la botella está apoyado en la muesca de la base de la gradilla.

Tabla 1 Posiciones de los reactivos SBS

Posición	Reactivo	Descripción
1	IRM	Reactivo de mezcla maestra para incorporación
2	PW1	25 ml de PW1 o agua de laboratorio
3	USM	Mezcla de lectura universal
4	Tampón de SBS 1 (SB1)	Tampón de alto contenido en sal
5	Tampón de SBS 2 (SB2)	Tampón de lavado de incorporación
6	Tampón de SBS 2 (SB2)	Tampón de lavado de incorporación
7	CRM	Reactivo de mezcla para clivaje
8	Tampón de SBS 3 (SB3)	Tampón de clivaje

- 7 Utilice un nuevo par de guantes de látex sin polvo.
- 8 Deslice la gradilla de reactivos para introducirla en el compartimento. Alinee la gradilla con la guía elevada del suelo del compartimento.
- 9 Baje los dispensadores e introdúzcalos en las botellas de reactivos SBS como se indica a continuación:
 - a Tire del mango del dispensador hacia usted y bájelo.
 - b Compruebe que los dispensadores no se doblan cuando se bajan para introducirlos en las tapas de embudo.
 - c Suelte el mango en la ranura del extremo inferior del canal.

10 Seleccione la casilla de verificación **PW1 (25 ml) loaded** (PW1 [25 ml] cargada).

Carga de reactivos de indexado

- 1 Asegúrese de que la gradilla "paired-end" no se esté utilizando en la celda de flujo adyacente para la resíntesis de la Lectura 2, la preparación de la lectura del índice 1 (i7) o la preparación de la lectura del índice 2 (i5).
- 2 Levante los dispensadores de la gradilla de reactivos "paired-end" según se indica a continuación:
 - a Tire del mango hacia usted y levántelo.
 - b Suelte el mango en la ranura del extremo superior del canal. Asegúrese de que el mango se encuentra colocado de forma segura en la ranura.
- 3 Deslice la gradilla de reactivos hacia el exterior del compartimento de reactivos con el mango de la gradilla.
- 4 Retire las tapas de todos los tubos de reactivo y coloque el tubo en la gradilla en la posición numerada asociada o el color de la etiqueta correspondiente.

Tabla 2 Celdas de flujo de lectura individual

Posición	Reactivo	Descripción
15	FDR	Reactivo de desnaturalización rápida (contiene formamida)
16	HP9*	Cebador de secuenciación del índice i5
17	HP14	Cebador de secuenciación del índice i7

* HP9 es necesario solamente en experimentos de doble índice. Si no se utiliza HP9, cargue un tubo cónico de 15 ml con 10 ml de agua de laboratorio en la posición 16.

Tabla 3 Celdas de flujo "paired-end"

Posición	Reactivo	Descripción
10	FRM*	Mezcla para resíntesis rápida
15	FDR	Reactivo de desnaturalización rápida (contiene formamida)
17	HP14	Cebador de secuenciación del índice i7

* Prepare el FMR en la posición 10 para experimentos de doble índice en una celda de flujo "paired-end". Se debe colocar FRM en la posición 10 para todos los experimentos "paired-end", independientemente de la opción de indexado.

- 5 Si está realizando un experimento "paired-end", omita los pasos 6–9.
- 6 Coloque tubos cónicos de 15 ml con 10 ml de agua de laboratorio en posiciones que no se estén utilizando de la gradilla "paired-end".
- 7 Deslice la gradilla de reactivos para introducirla en el compartimento. Alinee la gradilla con la guía elevada del suelo del compartimento.
- 8 Baje los dispensadores e introdúzcalos en los tubos de reactivos "paired-end" del siguiente modo.
 - a Tire del mango hacia usted y bájelo.
 - b Compruebe los dispensadores para asegurarse de que no se doblan cuando se bajan para introducirlos en los tubos.
 - c Suelte el mango en la ranura del extremo inferior del canal.
- 9 Seleccione **Next** (Siguiente).

Carga de reactivos "paired-end"

- 1 Levante los dispensadores de la gradilla de reactivos "paired-end" según se indica a continuación:
 - a Tire del mango hacia usted y levántelo.
 - b Suelte el mango en la ranura del extremo superior del canal. Asegúrese de que el mango se encuentra colocado de forma segura en la ranura.
- 2 Deslice la gradilla de reactivos hacia el exterior del compartimento de reactivos con el mango de la gradilla.
- 3 Retire las tapas de todos los tubos de reactivo y coloque el tubo en la gradilla en la posición numerada asociada o el color de la etiqueta correspondiente.

Tabla 4 Celda de flujo "paired-end"

Posición	Reactivo	Descripción
10	FRM*	Mezcla para resíntesis rápida
11	FLM2	Mezcla para linealización rápida 2
13	AMS	Mezcla para amplificación rápida
14	FPM	Premezcla de amplificación rápida
15	FDR*	Reactivo de desnaturalización rápida (contiene formamida)
16	HP11	Cebador de secuenciación de la Lectura 2

* Si ha cargado reactivos de indexado para un experimento de un solo índice, FRM ya se ha cargado en la posición 10. Si ha cargado reactivos de indexado para un experimento de doble índice, FRM y FDR ya se han cargado.

- 4 Coloque tubos cónicos de 15 ml con 10 ml de agua de laboratorio en posiciones que no se estén utilizando de la gradilla "paired-end".
- 5 Deslice la gradilla de reactivos para introducirla en el compartimento. Alinee la gradilla con la guía elevada del suelo del compartimento.
- 6 Baje los dispensadores e introdúzcalos en los tubos de reactivos "paired-end" del siguiente modo.
 - a Tire del mango hacia usted y bájelo.
 - b Compruebe los dispensadores para asegurarse de que no se doblan cuando se bajan para introducirlos en los tubos.
 - c Suelte el mango en la ranura del extremo inferior del canal.
- 7 Seleccione **Next** (Siguiente).

Cebado de reactivos

Entre los pasos para el cebado de reactivos figuran la carga de una celda de flujo para el cebado, la confirmación del flujo correcto y, a continuación, el inicio del cebado.




PRECAUCIÓN

Utilice siempre una celda de flujo **usada** para cebar los reactivos. Puede utilizar la celda de flujo de un experimento anterior para el cebado de reactivos en un experimento posterior o para un lavado posterior al experimento.

Carga de una celda de flujo para el cebado

- 1 Enjuague la celda de flujo para el cebado con agua de laboratorio. Séquela con una toallita para limpiar lentes o una toallita sin pelusa.
- 2 Límpiela con toallitas con alcohol y con una toallita para limpiar lentes.
- 3 Colóquela en el soporte de la celda de flujo con los puertos de entrada y salida hacia **abajo** y el código de barras en el lado derecho. Asegúrese de que la flecha del extremo izquierdo de la celda de flujo, que indica la dirección del flujo, apunta hacia el instrumento.
- 4 Deslice suavemente la celda de flujo hacia los pasadores guía superiores y de la parte derecha, hasta que se detenga.

Figura 6 Celda de flujo encastrada entre los pasadores guía superiores y de la parte derecha



- A Pasador guía superior
- B Pasadores guía derechos

- 5 Retire la mano de la celda de flujo para evitar que se desalinee.
- 6 Lentamente, mueva la palanca de la celda de flujo a la posición 1 para activar el vacío y fijar la celda de flujo.
Cuando la palanca de la celda de flujo parpadee en color verde, el vacío está activado. Si la palanca no es verde, consulte *Posibles problemas de configuración de experimentos en la página 55*.
- 7 Espere unos cinco segundos y, a continuación, mueva lentamente la palanca de la celda de flujo a la posición 2.
Cuando el color de la palanca de la celda de flujo sea verde fijo, los distribuidores están en posición y la celda de flujo se puede usar.
- 8 Asegúrese de marcar la casilla de verificación **Vacuum Engaged** (Vacío activado) y seleccione **Next** (Siguiente).

Confirmación del flujo adecuado

Un flujo correcto confirma que la celda de flujo y las juntas están bien instaladas y que el distribuidor está acoplado.


- 1 Lea o introduzca el ID de celda de flujo para el cebado (número de código de barras) de dicha celda de flujo.
- 2 Seleccione la posición 2 en la lista desplegable.

- 3 Confirme los siguientes valores predeterminados:
 - ▶ Volume (Volumen): **125**
 - ▶ Aspirate Rate (Velocidad de aspiración): **250**
 - ▶ Dispense Rate (Velocidad de dispensación): **2000**
- 4 Seleccione **Pump** (Dispensar).
- 5 Compruebe que no existen burbujas en los carriles de la celda de flujo ni fugas cerca de los distribuidores.
- 6 Si detecta una presencia excesiva de burbujas, realice lo siguiente:
 - a Compruebe si las juntas están obstruidas.
 - b Reduzca la velocidad de aspiración a 100.
 - c Dispense otros 125 µl de agua a la celda de flujo.
 - d Si el problema persiste, retire la celda de flujo, repita los pasos de limpieza y vuelva a cargarla.

Colocación de los tubos e inicio del cebado

- 1 Extraiga los ocho tubos de residuos correspondientes a la celda de flujo adecuada del contenedor de residuos.

Figura 7 Colocación de los tubos



- A Tubos de residuos de la celda de flujo para las posiciones de los reactivos 1-8
- B Tubos de la bomba de condensación
- C Tubos de la bomba de cebado "paired-end"

- 2 Coloque cada tubo de residuos en un tubo independiente y vacío de 15 ml. El residuo se recoge y se mide cuando acaba el cebado.
- 3 Seleccione **Start Prime** (Iniciar cebado). Supervise el progreso del cebado en la pantalla de cebado.
- 4 Al finalizar el cebado, mida el residuo y compruebe que el volumen de cada tubo sea de 1,75 ml para un total de **14 ml**.
El total se calcula de la siguiente forma:
 - ▶ 250 µl por cada posición SBS salvo la posición 2 ($250 \times 7 = 1,75$ ml)
 - ▶ 1,75 ml por carril ($1,75 \times 8 = 14$ ml)
- 5 Devuelva los tubos de residuos al contenedor de residuos.
- 6 Seleccione **Next** (Siguiendo).

Carga de la celda de flujo de secuenciación

Cargar la celda de flujo para la secuenciación implica eliminar la celda de flujo para el cebado, limpiar el soporte de la celda de flujo, cargar la celda de flujo agrupada y confirmar el flujo adecuado.

Retirada de la celda de flujo usada

- 1 Mueva lentamente la palanca de la celda de flujo a la posición 1 para desacoplar los distribuidores.
- 2 Mueva lentamente la palanca de la celda de flujo a la posición 0 para desacoplar la junta de vacío y desbloquear la celda de flujo.
- 3 Levante la celda de flujo usada del soporte de la celda de flujo.

Limpieza del soporte de la celda de flujo

- 1 Utilice un nuevo par de guantes de látex sin polvo.
- 2 Limpie la superficie del soporte de la celda de flujo con una toallita sin pelusa humedecida con agua de laboratorio para eliminar las sales.
- 3 Limpie la superficie del soporte de la celda de flujo con una toallita humedecida con alcohol o con una toallita sin pelusa humedecida con etanol o isopropanol. Procure que no entre alcohol en los orificios de vacío o alrededor de los distribuidores.
- 4 Seque la platina con una toallita de laboratorio sin pelusa si fuera necesario.
- 5 Compruebe que el soporte de la celda de flujo no tiene pelusas y que los orificios de vacío no están obstruidos.

Figura 8 Inspección de los orificios de vacío



Limpieza de la celda de flujo


- 1 Extraiga la celda de flujo agrupada del contenedor con un par de pinzas hemostáticas de plástico.
- 2 Enjuague la celda de flujo con agua de laboratorio. Séquela con una toallita para limpiar lentes.
- 3 Doble un paño humedecido en alcohol hasta que tenga el tamaño aproximado de la celda de flujo.
- 4 Sujete los extremos de la celda de flujo con dos dedos de forma que los puertos de entrada y salida miren hacia *arriba*.
- 5 Limpie cada lado de la celda de flujo con un solo movimiento de arrastre. Repita el procedimiento hasta que quede limpia, doblando el paño después de cada pasada.
- 6 Séquela con una toallita para limpiar lentes seca.

- 7 Proteja la celda de flujo del polvo hasta que vaya a cargarla en el instrumento.

Carga de la celda de flujo de secuenciación

- 1 Coloque la celda de flujo en el soporte de la celda de flujo con los puertos de entrada y salida hacia **abajo** y el código de barras en el lado derecho. Asegúrese de que la flecha del extremo izquierdo de la celda de flujo, que indica la dirección del flujo, apunta hacia el instrumento.
- 2 Deslice suavemente la celda de flujo hacia los pasadores guía superiores y de la parte derecha, hasta que se detenga.

Figura 9 Celda de flujo encastrada entre los pasadores guía superiores y de la parte derecha



- A Pasador guía superior
- B Pasadores guía derechos

- 3 Retire la mano de la celda de flujo para evitar que se desalinee posteriormente.
- 4 Lentamente, mueva la palanca de la celda de flujo a la posición 1 para activar el vacío y fijar la celda de flujo.
Cuando la palanca de la celda de flujo parpadee en color verde, el vacío está activado. Si la palanca no es verde, consulte *Posibles problemas de configuración de experimentos en la página 55*.
- 5 Espere unos cinco segundos y, a continuación, mueva lentamente la palanca de la celda de flujo a la posición 2.
Cuando el color de la palanca de la celda de flujo sea verde fijo, los distribuidores están en posición y la celda de flujo se puede usar.
- 6 Asegúrese de marcar la casilla de verificación **Vacuum Engaged** (Vacío activado) y seleccione **Next** (Siguiente).

Confirmación del flujo adecuado

Un flujo correcto confirma que la celda de flujo y las juntas están bien instaladas y que el distribuidor está acoplado.


- 1 Seleccione la posición **5** en la lista desplegable.
- 2 Confirme los siguientes valores predeterminados:
 - ▶ Volume (Volumen): **250**
 - ▶ Aspirate Rate (Velocidad de aspiración): **250**
 - ▶ Dispense Rate (Velocidad de dispensación): **2000**

- 3 Seleccione **Pump** (Dispensar).
- 4 Inspeccione la celda de flujo para comprobar si hay burbujas en los carriles o fugas cerca de los distribuidores.
- 5 Si detecta una presencia excesiva de burbujas, realice lo siguiente:
 - a Compruebe si las juntas del distribuidor están obstruidas.
 - b Repita el proceso con la solución 6 para evitar agotar la posición 5.
 - c Reduzca la velocidad de aspiración a 100.
 - d Dispense otros 250 µl en la celda de flujo.
- 6 Seleccione **Next** (Siguiendo).
- 7 Asegúrese de que la palanca de la celda de flujo muestra el color verde y, a continuación, cierre la puerta del compartimento de la celda de flujo.
- 8 Compruebe que las casillas de verificación **Vacuum Engaged** (Vacío activado) y **Door Closed** (Puerta cerrada) estén seleccionadas y, a continuación, seleccione **Next** (Siguiendo).
- 9 En la pantalla Read Barcode (Leer código de barras), espere a que finalice la lectura. El ID de la celda de flujo se lee para confirmar que coincida con el ID de la celda de flujo introducido en la pantalla Flow Cell Setup (Configuración de la celda de flujo). La lectura dura unos tres minutos, o siete en el caso de un experimento con celda de flujo doble.
- 10 Seleccione **Start** (Iniciar) para comenzar el experimento de secuenciación.

Supervisión del experimento

- 1 Supervise los criterios de medición del experimento desde la pantalla de resumen del experimento.

Figura 10 Pantalla de resumen del experimento



- A **Barra de progreso:** Supervise el número de ciclos finalizados.
- B **Gráfico del sistema de fluidica:** Amplíe la sección del sistema de fluidica para supervisar los pasos de química.
- C **Configuración del experimento:** Consulte los parámetros del experimento actual.
- D **Gráfico de análisis:** Supervise las puntuaciones de calidad por ciclo.
- E **Gráfico de imágenes:** Supervise las intensidades por ciclo.

Informe de primera base

Si ha elegido la opción de confirmar primera base durante la configuración del experimento, se abrirá el cuadro de diálogo de confirmación de primera base automáticamente después de que finalice la adquisición de imágenes del primer ciclo. El experimento se pone en pausa en este momento.

- 1 Revise el informe de primera base en el cuadro de diálogo de confirmación.
- 2 Si los resultados son satisfactorios, seleccione **Continue** (Continuar).

Visualización de los criterios de medición

Cuando los criterios de medición estén disponibles, el visor del análisis de secuenciación (SAV) se abrirá automáticamente y los mostrará. Los datos aparecen en forma de diagramas, gráficos y tablas. Si desea obtener más información, consulte la *Guía del usuario del visor del análisis de secuenciación* (n.º de documento 15020619).

- 1 Para ver los datos actualizados, seleccione **Refresh** (Actualizar) en cualquier momento durante el experimento.

Descarga de reactivos

- 1 Cuando finalice el experimento, abra la puerta del compartimento de reactivos.
- 2 Levante los dispensadores de la gradilla de reactivos SBS y "paired-end" correspondientes según se indica a continuación:
 - a Tire del mango del dispensador hacia fuera.
 - b Levante el mango del dispensador hacia arriba mientras tira de él hacia fuera.
 - c Suelte el mango del dispensador en la ranura del extremo superior del canal. Asegúrese de que el mango del dispensador se encuentra colocado de forma segura en la ranura.
- 3 Deslice la gradilla de reactivos hacia el exterior del compartimento de reactivos utilizando los mangos de la gradilla.
- 4 Retire todas las botellas de cada gradilla de reactivos.



ADVERTENCIA

Este conjunto de reactivos contiene sustancias químicas potencialmente peligrosas. Evite su inhalación, ingestión y el contacto con la piel o los ojos, puesto que puede provocar lesiones. Utilice un equipo de protección, incluidos gafas, guantes y batas de laboratorio adecuados para el riesgo de exposición. Manipule los reactivos utilizados como residuos químicos y deséchelos de conformidad con las normativas y leyes regionales, nacionales y locales aplicables. Para obtener más información sobre seguridad, salud y medioambiente, consulte la hoja de datos de seguridad en support.illumina.com/sds.html.

Realización de un lavado con agua

Es necesario efectuar un lavado con agua después de cada experimento de secuenciación para limpiar el sistema y comprobar el sistema de fluídica. Existe la opción de realizar un lavado de mantenimiento como alternativa al lavado con agua posterior al experimento. Si desea obtener instrucciones, consulte *Realización de un lavado de mantenimiento en la página 51*. Para obtener instrucciones, consulte la Guía del sistema HiSeq 2000 (n.º de documento 15011190).

Si el instrumento ha permanecido inactivo durante un día o más, realice un lavado con agua antes de empezar un nuevo experimento de secuenciación.

- 1 En la pantalla Welcome (Bienvenida), seleccione **Wash | Water** (Lavado | Agua).
- 2 Seleccione **Yes** (Sí) para lavar las posiciones de los reactivos "paired-end" y, a continuación, seleccione **Next** (Siguiente).
- 3 Cargue el instrumento con agua de laboratorio de la siguiente forma:
 - a Llene ocho botellas SBS con 250 ml de agua de laboratorio.
 - b Llene 10 tubos de PE con 12 ml de agua de laboratorio.



NOTA

Los tubos y las botellas de lavado se suelen sustituir cada seis meses. No obstante, el agua se cambia aproximadamente una vez a la semana.

- 4 Asegúrese de que hay cargada una celda de flujo usada. Si es necesario, cargue una celda de flujo usada.
- 5 Seleccione **Next** (Siguiente).
- 6 Realice una comprobación del sistema de fluidica de la siguiente manera:
 - a Seleccione la solución 2 en la lista desplegable.
 - b Acepte los valores predeterminados de la bomba.
 - c Seleccione **Pump** (Dispensar).
 - d Compruebe que no existan burbujas en los carriles de la celda de flujo ni fugas cerca de los distribuidores.
- 7 Retire los tubos de residuos de la celda de flujo correspondiente del contenedor de residuos.
- 8 Ate los tubos de residuos con papel Parafilm y mantenga todos los extremos al mismo nivel.
- 9 Introduzca los extremos de los tubos agrupados en una botella de 250 ml.
- 10 Seleccione **Next** (Siguiente) para iniciar el lavado con agua.

Posiciones	Tiempo aproximado del experimento
Ocho posiciones SBS	20 minutos
Ocho posiciones SBS y 10 posiciones "paired-end"	60 minutos

- 11 Al finalizar el lavado, mida el volumen administrado.

Posiciones	Volumen total administrado	Volumen administrado por carril
Ocho posiciones SBS	32 ml	4 ml
Ocho posiciones SBS y 10 posiciones "paired-end"	72 ml	9 ml

- 12 Desenvuelva los tubos de residuos y devuélvalos a la botella de residuos.

Capítulo 4 Secuenciación en el modo TruSeq v3

Introducción	29
Flujo de trabajo de la secuenciación de TruSeq v3	30
Preparación de reactivos para la Lectura 1	31
Introducción de parámetros del experimento	35
Carga y cebado de reactivos	38
Carga de la celda de flujo de secuenciación	42
Supervisión del experimento	45
Preparación de reactivos para la Lectura 2	46
Descarga de reactivos	49
Realización de un lavado con agua	49

Introducción

Para llevar a cabo un experimento de secuenciación en el modo TruSeq v3 en HiSeq 2000, prepare los reactivos SBS para la Lectura 1 y los reactivos de indexado antes de configurar el experimento. Siga las indicaciones del software para configurar el experimento. La configuración del experimento incluye la introducción de los parámetros del experimento, la carga y el cebado de reactivos, la carga de la celda de flujo y la realización de una comprobación de fluidica. Tras finalizar la Lectura 1 y cualquier lectura del índice, prepare y cargue los reactivos SBS y "paired-end" para la Lectura 2.

Visite la página de especificaciones de HiSeq 2000 en el sitio web de Illumina para obtener información sobre la duración del experimento y otras especificaciones de rendimiento.

Estratificación de experimentos

Puede iniciar un nuevo experimento en la celda de flujo A o en la celda de flujo B si hay un experimento en curso en la celda de flujo adyacente. Para obtener más información, consulte [Escalonamiento de experimentos en la celda de flujo A y la celda de flujo B](#) en la página 59.

Tipos de experimentos para química de TruSeq v3

En la siguiente tabla se muestran los tipos de experimentos de secuenciación y el número de ciclos posibles para cada lectura cuando se utiliza la química de TruSeq v3. Haga referencia a esta información cuando configure el experimento.

Tipo de experimento	Ciclos de Lectura 1	Ciclos de lectura de Índice 1 (i7)	Ciclos de lectura de Índice 2 (i5)	Ciclos de Lectura 2	Ciclos totales
Single-Read (Lectura individual), no indexada	≤ 101	--	--	--	≤ 101
Single-Read (Lectura individual), de un solo índice	≤ 101	6 o 7 ¹ 8 ²	--	--	≤ 108 ¹ ≤ 109 ²
Single-Read (Lectura individual), de doble índice	≤ 101	8	8	--	≤ 117
"Paired-end", no indexada	≤ 101	--	--	≤ 101	≤ 202
"Paired-end", de un solo índice	≤ 101	7 ¹ 8 ²	--	≤ 101	≤ 209 ¹ ≤ 210 ²

Tipo de experimento	Ciclos de Lectura 1	Ciclos de lectura de Índice 1 (i7)	Ciclos de lectura de Índice 2 (i5)	Ciclos de Lectura 2	Ciclos totales
"Paired-end", de doble índice	≤ 101	8	7 + 8 ³	≤ 101	≤ 225

¹ Número de ciclos para bibliotecas de un solo índice.

² Número de ciclos para bibliotecas de doble índice.

³ La lectura de índice 2 de un experimento de doble índice "paired-end" incluye siete ciclos suplementarios de solo química.


Flujo de trabajo de la secuenciación de TruSeq v3



Prepare los reactivos SBS para los reactivos de indexado y la Lectura 1.



Con el software de control, introduzca los parámetros del experimento.



Quando se le solicite, cargue todos los reactivos SBS para la Lectura 1:


- Cargue los reactivos SBS para la Lectura 2, excepto ICB.
- Para los experimentos indexados, cargue los reactivos de indexado.



Confirme el flujo correcto con una celda de flujo usada. Bebe los reactivos SBS y mida los residuos de cebado.



Cargue la celda de flujo agrupada para secuenciación. Confirme el flujo correcto.




Inicie el experimento de secuenciación.
[Opcional] Después del ciclo 1, inspeccione el informe de primera base y, a continuación, continúe con la Lectura 1.
 El experimento continúa como se ha especificado en los parámetros del experimento.



Prepare los reactivos "paired-end" y el ICB nuevo para la Lectura 2.



Cargue los reactivos "paired-end" y el ICB nuevo para la Lectura 2.



Continúe el experimento. El software ceba automáticamente los reactivos "paired-end" y realiza la resíntesis de la Lectura 2 y la Lectura 2.



Cuando finalice el experimento, descargue los reactivos y realice un lavado del instrumento.

Preparación de reactivos para la Lectura 1

Antes de configurar el experimento, prepare los reactivos para la Lectura 1 y cualquier lectura del índice. Cargue los reactivos preparados cuando se lo solicite el software de control.

Los reactivos para la Lectura 1 se pueden preparar durante la generación de grupos. Para obtener instrucciones sobre cómo preparar reactivos de generación de grupos y realizar la generación de grupos, consulte la *Guía del sistema cBot* (n.º de documento 15006165).



NOTA

Los reactivos para la Lectura 2 se preparan durante la Lectura 1.


División de reactivos

Se puede dividir un kit de 200 ciclos en dos conjuntos de reactivos para realizar experimentos más breves. Para obtener más información, consulte *División de kits SBS en la página 60*.

Preparación de los reactivos SBS

La preparación de reactivos SBS incluye los pasos de descongelar CMR, LFN y SRE, y, después, preparar ICB con LFN y EDP. Para utilizar el kit SBS de 200 ciclos, es necesario dividir ICB en 2 partes durante la preparación: una parte para la Lectura 1 y otra para la Lectura 2. En el caso de experimentos de doble índice, el paso de preparación de ICB incluye el cálculo de los volúmenes de reactivos adecuados.

Figura 11 Flujo de trabajo de preparación de reactivos SBS



Descongelación de los reactivos SBS

- 1 Extraiga los reactivos CMR y SRE de su almacenamiento a una temperatura de entre $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 2 Descongélalos a una temperatura de entre $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante unas 16 horas.

También puede introducir el reactivo SRE en un baño de agua desionizada a temperatura ambiente hasta que se descongele durante aproximadamente 90 minutos. Descongele CMR en un baño de agua *independiente*.



NOTA

Cámbiese siempre de guantes después de manipular el reactivo CMR.

- 3 Invierta los reactivos para mezclarlos.
- 4 Deje reposar en hielo el reactivo SRE. Deje reposar en hielo el reactivo CMR *por separado* para evitar la contaminación cruzada.
- 5 Extraiga el reactivo LFN de su almacenamiento a una temperatura de entre -25°C y -15°C :
 - ▶ Kit de SBS de 50 ciclos: extraiga un tubo.
 - ▶ Kit de SBS de 200 ciclos: extraiga dos tubos.
- 6 Descongele LFN en un vaso de precipitados lleno de agua desionizada a temperatura ambiente durante aproximadamente 20 minutos.
- 7 Utilice ICB, SB1, SB2 y SB3 directamente de su almacenamiento a una temperatura de 2°C a 8°C .

Preparación de ICB para Lectura 1 (no indexada o con un solo índice) (kit de 50 ciclos)

- 1 Añada el contenido de un tubo de LFN a la botella de ICB.
- 2 Enjuague el tubo de LFN con ICB para garantizar la transferencia de todo el LFN.
- 3 Añada el contenido del tubo de EDP a la solución de ICB y LFN.
- 4 Enjuague el tubo de EDP con la solución de ICB y LFN para asegurarse de que se transfiera todo el EDP.
- 5 Cierre la botella que contiene EDP, ICB y LFN, e inviértala para mezclarla.
- 6 Déjela reposar en hielo.

Preparación de ICB para Lectura 1 (no indexada o con un solo índice) (kit de 200 ciclos)

- 1 Añada 47 ml de ICB a una botella de 250 ml vacía para obtener dos botellas de ICB.
- 2 Deje reposar la botella que contiene 47 ml de ICB a una temperatura de entre 2°C y 8°C para la Lectura 2.
- 3 Añada el contenido de dos tubos de LFN a la botella original de ICB.
- 4 Enjuague cada tubo de LFN con ICB para garantizar la transferencia de todo el LFN.
- 5 Añada 1,1 ml de EDP a la solución de ICB y LFN.
- 6 Almacene la parte sin usar de EDP a una temperatura de entre -25°C y -15°C .
- 7 Cierre la botella que contiene EDP, ICB y LFN, e inviértala para mezclarla.
- 8 Déjela reposar en hielo.

Preparación de ICB para Lectura 1 (con doble índice)

Utilice las siguientes instrucciones para calcular y preparar el volumen de ICB necesario para la Lectura 1 de un experimento de doble índice.

- 1 Mida los siguientes volúmenes de EDP, ICB y LFN para cada 10 ciclos de la secuenciación que vaya a realizar en la Lectura 1.

Reactivo	Volumen por 10 ciclos	Almacenamiento
ICB	4,57 ml	Entre 2 °C y 8 °C
LFN	0,6 ml	Entre -25 °C y -15 °C
EDP	0,11 ml	Entre -25 °C y -15 °C

- 2 Transfiera el volumen de ICB medido a una botella de 250 ml vacía.
- 3 Añada el volumen de LFN medido a la nueva botella de ICB.
- 4 Enjuague cada tubo de LFN con ICB para garantizar la transferencia de todo el LFN.
- 5 Añada el volumen de EDP medido a la solución de ICB y LFN.
- 6 Enjuague el tubo de EDP con la solución de ICB y LFN para asegurarse de que se transfiera todo el EDP.
- 7 Cierre la botella que contiene EDP, ICB y LFN, e inviértala para mezclarla.
- 8 Déjela reposar en hielo.

Ejemplo de cálculo

Un experimento "paired-end" de doble índice de 101 ciclos tiene un total de 225 ciclos:

- ▶ 124 ciclos (101 + 8 + 7 + 8) para la Lectura 1 y las lecturas del índice
- ▶ 101 ciclos para la Lectura 2

Lectura 1 y lecturas del índice (124 ciclos)	Lectura 2 (101 ciclos)
124 ciclos / 10 ciclos = 12,4 • ICB: 12,4 × 4,57 ml = 56,9 ml • LFN: 12,4 × 0,6 ml = 7,44 ml • EDP: 12,4 × 0,11 ml = 1,36 ml	101 ciclos / 10 ciclos = 10 • ICB: 10 × 4,57 ml = 45,7 ml • LFN: 10 × 0,6 ml = 6 ml • EDP: 10 × 0,11 ml = 1,1 ml

Utilice el mismo cálculo para cualquier experimento de doble índice. Base el cálculo en el número total de ciclos en la Lectura 1 y las lecturas del índice, y el número total de ciclos en la Lectura 2. En el caso de experimentos "paired-end" de doble índice, incluya los siete ciclos de solo química en la Lectura de índice 2.

Preparación de los reactivos de indexado

Se utilizan reactivos de indexado durante las lecturas de índice de un experimento de secuenciación indexado. Prepare los reactivos adecuados para el tipo de experimento y el tipo de biblioteca.

Tipo de experimento	Tipo de biblioteca	Índice 1 (i7)	Índice 2 (i5)
Un solo índice	Todas las bibliotecas, excepto Nextera	HP8	--
	Bibliotecas de Nextera	HP14*	--
"Paired-end" de doble índice	Todas las bibliotecas, excepto Nextera	HP8	RMR
	Bibliotecas de Nextera	HP14*	RMR
"Single-read" (de lectura individual) de doble índice	Todas las bibliotecas, excepto Nextera	HP8	HP9*
	Bibliotecas de Nextera	HP14*	HP9*

* Se suministra en la caja TruSeq Dual Index Sequencing Primer Box.

Descongelación de los reactivos de indexado

- 1 Extraiga los reactivos siguientes, almacenados a una temperatura de entre $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$:
 - ▶ Para todos los experimentos indexados: HP3, HP14 o HP8, y HT2
 - ▶ Para los experimentos de doble índice en una celda de flujo de lectura individual: HP9
 - ▶ Para los experimentos de doble índice en una celda de flujo "paired-end": RMR
- 2 Descongele los reactivos en un vaso de precipitados lleno de agua desionizada a temperatura ambiente durante aproximadamente 20 minutos.

Preparación de HT2

- 1 Invierta para mezclar.
- 2 Centrifugue a 1000 r/min durante 1 minuto.
- 3 Déjelo reposar a temperatura ambiente.

Preparación de HP3 para experimentos indexados

- 1 Invierta para mezclar y, después, realice un centrifugado.
- 2 Combine los siguientes volúmenes de HP3 y PW1:
 - ▶ Para experimentos de un solo índice: transfiera 3325 μl de PW1 a un tubo cónico de 15 ml vacío y, después, añada 175 μl de HP3.
 - ▶ Para experimentos de doble índice: transfiera 3800 μl de PW1 a un tubo cónico de 15 ml vacío y, después, añada 200 μl de HP3.
- 3 Invierta para mezclar.
- 4 Centrifugue a 1000 r/min durante 1 minuto.
- 5 Déjelo reposar a temperatura ambiente.

Preparación de HP8 o HP14

- 1 Invierta para mezclar.
- 2 Centrifugue a 1000 r/min durante 1 minuto.
- 3 Déjelo reposar a temperatura ambiente.

Preparación de RMR

- 1 Invierta para mezclar.
- 2 Centrifugue a 1000 r/min durante 1 minuto. *No lo agite en un mezclador vorticial.*
- 3 Déjela reposar en hielo.

Preparación de HP9

- 1 Invierta para mezclar.
- 2 Centrifugue brevemente para recoger las gotas.
- 3 Déjelo reposar a temperatura ambiente.

Introducción de parámetros del experimento

Configure el experimento introduciendo los parámetros en las pantallas de la ficha Run Configuration (Configuración del experimento). El software le guía por las sucesivas pantallas para que especifique la conectividad de BaseSpace Sequence Hub, introduzca los ID de los consumibles, seleccione las opciones de indexado y registre otros parámetros.

Pantalla de integración

La pantalla de integración permite conectar el experimento a BaseSpace Sequence Hub.

- 1 En la pantalla Welcome (Bienvenida), seleccione **Sequence | New Run** (Secuenciar | Nuevo experimento) para abrir la pantalla de integración.
- 2 **[Opcional]** Conéctese a BaseSpace Sequence Hub del modo siguiente.
 - a Seleccione **BaseSpace**.
 - b Seleccione una de las siguientes opciones de BaseSpace:
 - ▶ **Storage and Analysis** (Almacenamiento y análisis): Envía los datos del experimento a BaseSpace Sequence Hub para la supervisión remota y el análisis de los datos. Con esta opción, se precisa una hoja de muestras.
 - ▶ **Run Monitoring Only** (Solo supervisión del experimento): Envía solamente los archivos InterOp a BaseSpace Sequence Hub, lo que le permite supervisar el experimento de forma remota.
 - c Inicie sesión en BaseSpace Sequence Hub con su correo electrónico y la contraseña de la cuenta de Myllumina.
- 3 **[Opcional]** Para continuar sin conexión a BaseSpace Sequence Hub, seleccione **None** (Ninguno).
- 4 Seleccione **Next** (Siguiente).

Pantalla de almacenamiento

- 1 Seleccione la casilla de verificación **Save to an output folder** (Guardar en una carpeta de salida) y, después, seleccione **Browse** (Examinar) para ir a la ubicación de red deseada. Si el experimento está conectado a BaseSpace Sequence Hub para almacenamiento y análisis, este paso es opcional.
- 2 Seleccione **Zip BCL files** (Comprimir archivos BCL) para reducir el espacio de almacenamiento necesario. Si el experimento está conectado a BaseSpace Sequence Hub, la opción **Zip BCL files** (Comprimir archivos BCL) está seleccionada de forma predeterminada.



NOTA

El parámetro **Bin Q-Scores** (Agrupar puntuaciones Q) está activado de forma predeterminada para reducir el espacio de almacenamiento necesario. Este parámetro agrupa las puntuaciones de calidad de un rango de valores más amplio sin repercutir en la precisión ni el rendimiento.

- 3 Seleccione una de las siguientes opciones de Save Auxiliary Files (Guardar archivos auxiliares):
 - ▶ **Save All Thumbnails** (Guardar todas las vistas en miniatura): Guarda todas las imágenes en miniatura. Una imagen en miniatura es una muestra de imágenes de muchas placas de cada columna de placas o sector, combinada en una imagen en miniatura.
 - ▶ **Save Tile Thumbnails** (Guardar vistas en miniatura de placa): Guarda las vistas en miniatura de las placas. Las vistas en miniatura de las placas representan una sola placa en lugar de una muestra de placas en un sector.

- 4 Seleccione **Next** (Siguiente).

Pantalla de configuración de la celda de flujo

La pantalla Flow Cell Setup (Configuración de la celda de flujo) registra información acerca de la celda de flujo utilizada en el experimento.

- 1 Lea o introduzca el ID de celda de flujo (número de código de barras) de la celda de flujo que se ha de secuenciar.
El ID de la celda de flujo determina el tipo de celda de flujo y la compatibilidad de los reactivos.
- 2 Confirme que el tipo de la celda de flujo sea **HiSeq Flow Cell v3**.
- 3 Introduzca el nombre del experimento que aparecerá en cada pantalla y que ayudará a identificar el experimento en curso.
- 4 Introduzca un nombre de usuario y, después, seleccione **Next** (Siguiente).

Pantalla de configuración avanzada

- 1 **[Opcional]** Seleccione la casilla de verificación **Confirm First Base** (Confirmar primera base).
Se genera un informe de primera base automáticamente para cada experimento. Al seleccionar esta opción, se abre el informe de primera base antes de continuar con el experimento.
- 2 **[Opcional]** Anule la selección de la casilla de verificación **Align to PhiX** (Alinear a PhiX) para cualquier carril que no contenga PhiX.
También puede optar por seleccionar los carriles de la imagen de la celda de flujo para añadir o eliminar carriles para la alineación de PhiX.
De forma predeterminada, se seleccionan todos los carriles para la alineación.



NOTA

Con HCS v2.2 y RTA v1.18, no es necesario usar un carril de control específico ni tampoco es una opción.

- 3 **[Opcional]** Seleccione **Keep Intensity Files** (Conservar archivos de intensidad) para volver a analizar posteriormente o personalizar el procesamiento.



NOTA

Si activa esta opción, aumenta de forma considerable el tamaño de la carpeta de salida de datos. No es necesario guardar archivos de intensidad para el análisis integrado en el instrumento.

- 4 Seleccione **Next** (Siguiente).

Pantalla de fórmulas

En la pantalla de fórmulas se genera automáticamente una fórmula a partir de la información introducida.

- 1 En Index Type (Tipo de índice), seleccione una de las siguientes opciones:
 - ▶ **No Index** (Sin índice): Realiza un experimento de lectura individual o "paired-end" no indexado.
 - ▶ **Single Index** (Un solo índice): Realiza un experimento de lectura individual o "paired-end" con una lectura del índice.
 - ▶ **Dual Index** (Doble índice): Realiza un experimento de lectura individual o "paired-end" con dos lecturas del índice.
 - ▶ **Custom** (Personalizado): Realiza un experimento de lectura individual o "paired-end" con un número de ciclos personalizado de lecturas del índice.

- 2 Si se especifica la opción Dual Index (Doble índice) o Custom (Personalizado), seleccione un formato de celda de flujo: bien **Single Read** (Lectura individual) o bien **Paired End**.
- 3 Introduzca el número de ciclos para la Lectura 1 y la Lectura 2, según sea necesario.
El número de ciclos realizados en una lectura es de un ciclo más que el número de ciclos analizados. Por ejemplo, para realizar 125 ciclos para la lectura 1, introduzca 126.
- 4 Para la opción de indexado **Custom** (Personalizado), introduzca el número de ciclos para las lecturas del índice.



NOTA

No es necesario que las longitudes de lectura sean idénticas.

- 5 Confirme los siguientes parámetros de química rellenos automáticamente:
 - a **SBS: TruSeq SBS Kit v3** (Kit TruSeq SBS v3)
 - b **Index (Índice): TruSeq Multiplex Sequencing Primer Box o TruSeq Dual Index Sequencing Primer Box**
 - c **PE turnaround** (Respuesta PE): **TruSeq PE Cluster Kit v3** (Kit de generación de grupos PE de TruSeq v3)
- 6 **[Opcional]** Seleccione la casilla de verificación **Use Existing Recipe** (Usar fórmula existente) para utilizar una fórmula personalizada.

Pantalla de hoja de muestras

Las hojas de muestras son opcionales salvo si utiliza BaseSpace Sequence Hub para realizar análisis de datos o un experimento indexado.



NOTA

HCS v2.2 permite un esquema de indexado diferente en cada carril.

- 1 Seleccione **Browse** (Examinar) para localizar la hoja de muestras.
- 2 Seleccione **Next** (Siguiente).

Pantalla de reactivos

La pantalla Reagents (Reactivos) registra información sobre los kits de reactivos utilizados para el experimento. El ID del kit de reactivos (el número de código de barras que comienza por **RGT**) se utiliza para determinar el tipo del kit de reactivos y la compatibilidad con los modos de experimento.

- 1 Lea o introduzca el ID del kit de reactivos SBS.
- 2 En el caso de los experimentos "paired-end", lea o introduzca el ID del kit de reactivos del kit de generación de grupos "paired-end".
- 3 Seleccione el kit de reactivos SBS para el experimento:
 - ▶ Seleccione **200 Cycles** (200 ciclos) para un kit de 200 ciclos. Los ciclos restantes se establecen en 209 de forma predeterminada.
 - ▶ Seleccione **50 Cycles** (50 ciclos) para un kit de 50 ciclos. Los ciclos restantes se establecen en 59 de forma predeterminada.
 - ▶ Seleccione **Custom** (Personalizado) para un kit parcial o varios kits de 50 ciclos. En el campo Cycles Remaining (Ciclos restantes), introduzca el número de ciclos SBS que se espera que duren los reactivos.



NOTA

En el caso de los kits parciales, el software cuenta el número de ciclos introducidos. Cuando los ciclos están en un nivel bajo, el software le solicita que cargue reactivos nuevos.

- 4 Seleccione **Prime SBS Reagents** (Cebiar reactivos SBS) para cebiar los reactivos.
- 5 Seleccione **Next** (Siguiente).

Pantalla de revisión

- 1 Revise los parámetros del experimento en la pantalla Review (Revisión).
- 2 Seleccione **Next** (Siguiente) para continuar o **Back** (Atrás) para modificar los parámetros.

Carga y cebado de reactivos

Tras introducir los parámetros del experimento, cargue los reactivos SBS, de indexado y "paired-end" para el experimento y, a continuación, cebe los reactivos mediante el sistema de fluidica. El software le guía a través de estos pasos mediante una serie de pantallas en la ficha Pre-Run Setup (Configuración previa al experimento).

Carga de reactivos SBS

- 1 Vuelva a tapar cada botella de reactivo con una tapa de embudo.



PRECAUCIÓN

Sustituya la tapa de la botella de CMR en último lugar, tras haber cargado los demás reactivos, para evitar la contaminación cruzada. Cámbiese siempre de guantes después de manipular el reactivo CMR.

- 2 Abra la puerta del compartimento de reactivos.
- 3 Levante los dispensadores de la gradilla de reactivos SBS como se indica a continuación:
 - a Tire del mango del dispensador hacia usted y levántelo.
 - b Suelte el mango en la ranura del extremo superior del canal. Asegúrese de que el mango se encuentra colocado de forma segura en la ranura.
- 4 Deslice la gradilla de reactivos para extraerla del compartimento.
- 5 Coloque cada una de las botellas de reactivo en la gradilla, en la posición numerada correspondiente. Asegúrese de que el extremo cónico de la botella está apoyado en la muesca de la base de la gradilla.

Tabla 5 Posiciones de los reactivos SBS

Posición	Reactivo	Descripción
1	ICB	Mezcla para incorporación
2	PW1	25 ml de PW1 o agua de laboratorio
3	SRE	Reactivo de mezcla para lectura
4	Tampón de SBS 1 (SB1)	Tampón de alto contenido en sal
5	Tampón de SBS 2 (SB2)	Tampón de lavado de incorporación
6	Tampón de SBS 2 (SB2)	Tampón de lavado de incorporación
7	CMR	Reactivo de mezcla para clivaje
8	Tampón de SBS 3 (SB3)	Tampón de clivaje

- 6 Deslice la gradilla de reactivos para introducirla en el compartimento. Alinee la gradilla con la guía elevada del suelo del compartimento.
- 7 Baje los dispensadores e introdúzcalos en las botellas de reactivos SBS como se indica a continuación:
 - a Tire del mango del dispensador hacia usted y bájelo.
 - b Compruebe que los dispensadores no se doblan cuando se bajan para introducirlos en las tapas de embudo.
 - c Suelte el mango en la ranura del extremo inferior del canal.
- 8 Seleccione la casilla de verificación **PW1 (25 ml) loaded** (PW1 [25 ml] cargada).

Carga de reactivos de indexado

- 1 Asegúrese de que la gradilla "paired-end" no se esté utilizando en la celda de flujo adyacente para la resíntesis de la Lectura 2, la preparación de la lectura del índice 1 (i7) o la preparación de la lectura del índice 2 (i5).
- 2 Levante los dispensadores de la gradilla de reactivos "paired-end" según se indica a continuación:
 - a Tire del mango hacia usted y levántelo.
 - b Suelte el mango en la ranura del extremo superior del canal. Asegúrese de que el mango se encuentra colocado de forma segura en la ranura.
- 3 Deslice la gradilla de reactivos hacia el exterior del compartimento de reactivos con el mango de la gradilla.
- 4 Retire las tapas de todos los tubos de reactivo y coloque el tubo en la gradilla en la posición numerada asociada o el color de la etiqueta correspondiente.

Tabla 6 Experimento de un solo índice

Posición	Reactivo	Descripción
17	HP8 o HP14	Mezcla para el cebador de secuenciación del Índice 1 (i7)
18	HP3	Solución de desnaturalización
19	HT2	Tampón de lavado

Tabla 7 Experimento de doble índice en una celda de flujo de lectura individual

Posición	Reactivo	Descripción
16	HP9	Mezcla para el cebador de secuenciación del Índice 2 (i5) SR
17	HP8 o HP14	Mezcla para el cebador de secuenciación del Índice 1 (i7)
18	HP3	Solución de desnaturalización
19	HT2	Tampón de lavado

Tabla 8 Experimento de doble índice en una celda de flujo "paired-end"

Posición	Reactivo	Descripción
10	RMR	Mezcla para resíntesis
17	HP8 o HP14	Mezcla para el cebador de secuenciación del Índice 1 (i7)
18	HP3	Solución de desnaturalización
19	HT2	Tampón de lavado

- 5 Coloque tubos cónicos de 15 ml con 10 ml de agua de laboratorio en posiciones de la gradilla que no se estén utilizando.

- 6 Deslice la gradilla de reactivos para introducirla en el compartimento. Alinee la gradilla con la guía elevada del suelo del compartimento.
- 7 Baje los dispensadores e introdúzcalos en los tubos de reactivos "paired-end" del siguiente modo:
 - a Tire del mango hacia usted y bájelo.
 - b Compruebe los dispensadores para asegurarse de que no se doblan cuando se bajan para introducirlos en los tubos.
 - c Suelte el mango en la ranura del extremo inferior del canal.
- 8 Seleccione **Next** (Siguiente).

Cebado de reactivos

Entre los pasos para el cebado de reactivos figuran la carga de una celda de flujo para el cebado, la confirmación del flujo correcto y, a continuación, el inicio del cebado.




PRECAUCIÓN

Utilice siempre una celda de flujo **usada** para cebar los reactivos. Puede utilizar la celda de flujo de un experimento anterior para el cebado de reactivos en un experimento posterior o para un lavado posterior al experimento.

Carga de una celda de flujo para el cebado

- 1 Enjuague la celda de flujo para el cebado con agua de laboratorio. Séquela con una toallita para limpiar lentes o una toallita sin pelusa.
- 2 Límpiela con toallitas con alcohol y con una toallita para limpiar lentes.
- 3 Colóquela en el soporte de la celda de flujo con los puertos de entrada y salida hacia **abajo** y el código de barras en el lado derecho. Asegúrese de que la flecha del extremo izquierdo de la celda de flujo, que indica la dirección del flujo, apunta hacia el instrumento.
- 4 Deslice suavemente la celda de flujo hacia los pasadores guía superiores y de la parte derecha, hasta que se detenga.

Figura 12 Celda de flujo encastrada entre los pasadores guía superiores y de la parte derecha



- A Pasador guía superior
- B Pasadores guía derechos

- 5 Retire la mano de la celda de flujo para evitar que se desalinee.

- 6 Lentamente, mueva la palanca de la celda de flujo a la posición 1 para activar el vacío y fijar la celda de flujo.
Cuando la palanca de la celda de flujo parpadee en color verde, el vacío está activado. Si la palanca no es verde, consulte *Posibles problemas de configuración de experimentos* en la página 55.
- 7 Espere unos cinco segundos y, a continuación, mueva lentamente la palanca de la celda de flujo a la posición 2.
Cuando el color de la palanca de la celda de flujo sea verde fijo, los distribuidores están en posición y la celda de flujo se puede usar.
- 8 Asegúrese de marcar la casilla de verificación **Vacuum Engaged** (Vacío activado) y seleccione **Next** (Siguiendo).

Confirmación del flujo adecuado


Un flujo correcto confirma que la celda de flujo y las juntas están bien instaladas y que el distribuidor está acoplado.

- 1 Lea o introduzca el ID de celda de flujo para el cebado (número de código de barras) de dicha celda de flujo.
- 2 Seleccione la posición **2** en la lista desplegable.
- 3 Confirme los siguientes valores predeterminados:
 - ▶ Volume (Volumen): **125**
 - ▶ Aspirate Rate (Velocidad de aspiración): **250**
 - ▶ Dispense Rate (Velocidad de dispensación): **2000**
- 4 Seleccione **Pump** (Dispensar).
- 5 Compruebe que no existen burbujas en los carriles de la celda de flujo ni fugas cerca de los distribuidores.
- 6 Si detecta una presencia excesiva de burbujas, realice lo siguiente:
 - a Compruebe si las juntas están obstruidas.
 - b Reduzca la velocidad de aspiración a 100.
 - c Dispense otros 125 µl de agua a la celda de flujo.
 - d Si el problema persiste, retire la celda de flujo, repita los pasos de limpieza y vuelva a cargarla.

Colocación de los tubos e inicio del cebado

- 1 Extraiga los ocho tubos de residuos correspondientes a la celda de flujo adecuada del contenedor de residuos.

Figura 13 Colocación de los tubos



- A Tubos de residuos de la celda de flujo para las posiciones de los reactivos 1-8
 - B Tubos de la bomba de condensación
 - C Tubos de la bomba de cebado "paired-end"
- 2 Coloque cada tubo de residuos en un tubo independiente y vacío de 15 ml. El residuo se recoge y se mide cuando acaba el cebado.
 - 3 Seleccione **Start Prime** (Iniciar cebado). Supervise el progreso del cebado en la pantalla de cebado.
 - 4 Al finalizar el cebado, mida el residuo y compruebe que el volumen de cada tubo sea de 1,75 ml para un total de **14 ml**.
El total se calcula de la siguiente forma:
 - ▶ 250 µl por cada posición SBS salvo la posición 2 ($250 \times 7 = 1,75$ ml)
 - ▶ 1,75 ml por carril ($1,75 \times 8 = 14$ ml)
 - 5 Devuelva los tubos de residuos al contenedor de residuos.
 - 6 Seleccione **Next** (Siguiente).

Carga de la celda de flujo de secuenciación

Cargar la celda de flujo para la secuenciación implica eliminar la celda de flujo para el cebado, limpiar el soporte de la celda de flujo, cargar la celda de flujo agrupada y confirmar el flujo adecuado.

Retirada de la celda de flujo usada

- 1 Mueva lentamente la palanca de la celda de flujo a la posición 1 para desacoplar los distribuidores.
- 2 Mueva lentamente la palanca de la celda de flujo a la posición 0 para desacoplar la junta de vacío y desbloquear la celda de flujo.
- 3 Levante la celda de flujo usada del soporte de la celda de flujo.

Limpieza del soporte de la celda de flujo

- 1 Utilice un nuevo par de guantes de látex sin polvo.

- 2 Limpie la superficie del soporte de la celda de flujo con una toallita sin pelusa humedecida con agua de laboratorio para eliminar las sales.
- 3 Limpie la superficie del soporte de la celda de flujo con una toallita humedecida con alcohol o con una toallita sin pelusa humedecida con etanol o isopropanol. Procure que no entre alcohol en los orificios de vacío o alrededor de los distribuidores.
- 4 Seque la platina con una toallita de laboratorio sin pelusa si fuera necesario.
- 5 Compruebe que el soporte de la celda de flujo no tiene pelusas y que los orificios de vacío no están obstruidos.

Figura 14 Inspección de los orificios de vacío




Limpieza de la celda de flujo

- 1 Extraiga la celda de flujo agrupada del contenedor con un par de pinzas hemostáticas de plástico.
- 2 Enjuague la celda de flujo con agua de laboratorio. Séquela con una toallita para limpiar lentes.
- 3 Doble un paño humedecido en alcohol hasta que tenga el tamaño aproximado de la celda de flujo.
- 4 Sujete los extremos de la celda de flujo con dos dedos de forma que los puertos de entrada y salida miren hacia **arriba**.
- 5 Limpie cada lado de la celda de flujo con un solo movimiento de arrastre. Repita el procedimiento hasta que quede limpia, doblando el paño después de cada pasada.
- 6 Séquela con una toallita para limpiar lentes seca.
- 7 Proteja la celda de flujo del polvo hasta que vaya a cargarla en el instrumento.

Carga de la celda de flujo de secuenciación

- 1 Coloque la celda de flujo en el soporte de la celda de flujo con los puertos de entrada y salida hacia **abajo** y el código de barras en el lado derecho. Asegúrese de que la flecha del extremo izquierdo de la celda de flujo, que indica la dirección del flujo, apunta hacia el instrumento.
- 2 Deslice suavemente la celda de flujo hacia los pasadores guía superiores y de la parte derecha, hasta que se detenga.

Figura 15 Celda de flujo encastrada entre los pasadores guía superiores y de la parte derecha



- A Pasador guía superior
- B Pasadores guía derechos

- 3 Retire la mano de la celda de flujo para evitar que se desalinee posteriormente.
- 4 Lentamente, mueva la palanca de la celda de flujo a la posición 1 para activar el vacío y fijar la celda de flujo.
Cuando la palanca de la celda de flujo parpadee en color verde, el vacío está activado. Si la palanca no es verde, consulte *Posibles problemas de configuración de experimentos en la página 55*.
- 5 Espere unos cinco segundos y, a continuación, mueva lentamente la palanca de la celda de flujo a la posición 2.
Cuando el color de la palanca de la celda de flujo sea verde fijo, los distribuidores están en posición y la celda de flujo se puede usar.
- 6 Asegúrese de marcar la casilla de verificación **Vacuum Engaged** (Vacío activado) y seleccione **Next** (Siguiente).

Confirmación del flujo adecuado

Un flujo correcto confirma que la celda de flujo y las juntas están bien instaladas y que el distribuidor está acoplado.


- 1 Seleccione la posición **5** en la lista desplegable.
- 2 Confirme los siguientes valores predeterminados:
 - ▶ Volume (Volumen): **250**
 - ▶ Aspirate Rate (Velocidad de aspiración): **250**
 - ▶ Dispense Rate (Velocidad de dispensación): **2000**
- 3 Seleccione **Pump** (Dispensar).
- 4 Inspeccione la celda de flujo para comprobar si hay burbujas en los carriles o fugas cerca de los distribuidores.
- 5 Si detecta una presencia excesiva de burbujas, realice lo siguiente:
 - a Compruebe si las juntas del distribuidor están obstruidas.
 - b Repita el proceso con la solución 6 para evitar agotar la posición 5.
 - c Reduzca la velocidad de aspiración a 100.
 - d Dispense otros 250 µl en la celda de flujo.

- 6 Seleccione **Next** (Siguiente).
- 7 Asegúrese de que la palanca de la celda de flujo muestra el color verde y, a continuación, cierre la puerta del compartimento de la celda de flujo.
- 8 Compruebe que las casillas de verificación **Vacuum Engaged** (Vacío activado) y **Door Closed** (Puerta cerrada) estén seleccionadas y, a continuación, seleccione **Next** (Siguiente).
- 9 En la pantalla Read Barcode (Leer código de barras), espere a que finalice la lectura.
El ID de la celda de flujo se lee para confirmar que coincida con el ID de la celda de flujo introducido en la pantalla Flow Cell Setup (Configuración de la celda de flujo). La lectura dura unos tres minutos, o siete en el caso de un experimento con celda de flujo doble.
- 10 Seleccione **Start** (Iniciar) para comenzar el experimento de secuenciación.

Supervisión del experimento

- 1 Supervise los criterios de medición del experimento desde la pantalla de resumen del experimento.

Figura 16 Pantalla de resumen del experimento



- A **Barra de progreso:** Supervise el número de ciclos finalizados.
- B **Gráfico del sistema de fluidica:** Amplíe la sección del sistema de fluidica para supervisar los pasos de química.
- C **Configuración del experimento:** Consulte los parámetros del experimento actual.
- D **Gráfico de análisis:** Supervise las puntuaciones de calidad por ciclo.
- E **Gráfico de imágenes:** Supervise las intensidades por ciclo.

Informe de primera base

Si ha elegido la opción de confirmar primera base durante la configuración del experimento, se abrirá el cuadro de diálogo de confirmación de primera base automáticamente después de que finalice la adquisición de imágenes del primer ciclo. El experimento se pone en pausa en este momento.

- 1 Revise el informe de primera base en el cuadro de diálogo de confirmación.
- 2 Si los resultados son satisfactorios, seleccione **Continue** (Continuar).

Visualización de los criterios de medición

Cuando los criterios de medición estén disponibles, el visor del análisis de secuenciación (SAV) se abrirá automáticamente y los mostrará. Los datos aparecen en forma de diagramas, gráficos y tablas. Si desea obtener más información, consulte la *Guía del usuario del visor del análisis de secuenciación (n.º de documento 15020619)*.

- 1 Para ver los datos actualizados, seleccione **Refresh** (Actualizar) en cualquier momento durante el experimento.

Preparación de reactivos para la Lectura 2

Antes de finalizar la Lectura 1 y cualquier lectura del índice, prepare los reactivos para la resíntesis de la Lectura 2 y el ICB nuevo para la Lectura 2. Cargue los reactivos cuando se lo solicite el software de control.

Preparación de reactivos "paired-end"

Los reactivos "paired-end" se emplean durante el paso de resíntesis de la Lectura 2 de un experimento de secuenciación "paired-end".



NOTA

Las bibliotecas de Nextera necesitan HP11, un cebador de secuenciación incluido en la caja TruSeq Dual Index Sequencing Primer Box. Las demás bibliotecas utilizan HP7.

Descongelación de los reactivos "paired-end"

- 1 Extraiga los reactivos siguientes, almacenados a una temperatura de entre -25 °C y -15 °C .
 - ▶ Para los experimentos no indexados o de un solo índice: AMX2, APM2, AT2, BMX, HP3, HP7 o HP11, HT2, LMX2 y RMR
 - ▶ Para los experimentos de doble índice: AMX2, APM2, AT2, BMX, HP3, HP7 o HP11, HT2 y LMX2
 - ▶ Para los experimentos "paired-end": HP3.
- 2 Descongele los reactivos en un vaso de precipitados lleno de agua desionizada a temperatura ambiente durante aproximadamente 20 minutos.
- 3 Deje reposar en hielo los reactivos AMX2, BMX, LMX2 y RMR.

Preparación de AMX2, APM2, AT2, BMX, HP3, HP7, HP11, HT2 y LMX2

- 1 Invierta cada tubo para mezclar la solución.
- 2 Centrifugue a 1000 r/min durante 1 minuto.
- 3 Deje reposar en hielo los reactivos AMX2, BMX y LMX2.
- 4 Deje reposar a temperatura ambiente los reactivos APM2, AT2, HP3, HP7, HP11 y HT2.

Preparación de HP3 para experimentos "paired-end"

- 1 Invierta para mezclar y, después, realice un centrifugado.
- 2 Transfiera 2,85 ml de PW1 a un tubo cónico de 15 ml vacío y, después, añada 150 μl de HP3.
- 3 Invierta para mezclar.
- 4 Centrifugue a 1000 r/min durante 1 minuto.

- 5 Déjelo reposar a temperatura ambiente.

Preparación de RMR

- 1 Invierta para mezclar.
- 2 Centrifugue a 1000 r/min durante 1 minuto. *No lo agite en un mezclador vorticial.*
- 3 Déjela reposar en hielo.

Preparación de ICB para Lectura 2 (no indexada o con un solo índice)

- 1 Extraiga dos tubos de LFN de su almacenamiento a una temperatura de entre $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, y descongéelos en un vaso de precipitados lleno de agua desionizada a temperatura ambiente durante aproximadamente 20 minutos.
- 2 Una vez descongelados, añada el contenido de dos tubos de LFN a la botella que contiene 47 ml de ICB.
- 3 Enjuague cada tubo de LFN con ICB para garantizar la transferencia de todo el LFN.
- 4 Añada 1,1 ml de EDP a la solución de ICB y LFN.
- 5 Almacene la parte sin usar de EDP a una temperatura de entre $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 6 Cierre la botella que contiene EDP, ICB y LFN, e inviértala para mezclarla.
- 7 Déjela reposar en hielo.

Preparación de ICB para Lectura 2 (con doble índice)

Utilice las siguientes instrucciones para calcular y preparar el volumen de ICB necesario para la Lectura 2 de un experimento de doble índice.

- 1 Mida los siguientes volúmenes de EDP, ICB y LFN para cada 10 ciclos de la secuenciación que vaya a realizar en la Lectura 2.

Reactivo	Volumen por 10 ciclos	Almacenamiento
ICB	4,57 ml	Entre $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $8\text{ }^{\circ}\text{C}$
LFN	0,6 ml	Entre $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$
EDP	0,11 ml	Entre $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$

Para obtener más información sobre cómo calcular volúmenes, consulte [Ejemplo de cálculo en la página 33](#).

- 2 Transfiera el volumen de ICB medido a una botella de 250 ml vacía.
- 3 Añada el volumen de LFN medido a la nueva botella de ICB.
- 4 Enjuague cada tubo de LFN con ICB para garantizar la transferencia de todo el LFN.
- 5 Añada el volumen de EDP medido a la solución de ICB y LFN.
- 6 Enjuague el tubo de EDP con la solución de ICB y LFN para asegurarse de que se transfiera todo el EDP.
- 7 Cierre la botella que contiene EDP, ICB y LFN, e inviértala para mezclarla.
- 8 Déjela reposar en hielo.

Carga de reactivos "paired-end"

- 1 Asegúrese de que la gradilla "paired-end" no se esté utilizando en la celda de flujo opuesta para la resíntesis de la Lectura 2, la preparación de la lectura del índice 1 (i7) o la preparación de la lectura del índice 2 (i5).
- 2 Levante los dispensadores de la gradilla de reactivos "paired-end" según se indica a continuación:
 - a Tire del mango hacia usted y levántelo.
 - b Suelte el mango en la ranura del extremo superior del canal. Asegúrese de que el mango se encuentra colocado de forma segura en la ranura.
- 3 Deslice la gradilla de reactivos hacia el exterior del compartimento de reactivos con el mango de la gradilla.
- 4 Retire la tapa de cada tubo de reactivo.
- 5 Coloque cada tubo en la gradilla, en las posiciones numeradas correspondientes.

Tabla 9 Posiciones de los reactivos "paired-end"

Posición	Reactivo	Descripción
10	RMR	Mezcla para resíntesis
11	LMX2	Mezcla para linealización 2
12	BMX	Mezcla para bloqueo
13	AMX2	Mezcla para amplificación 2
14	APM2	Premezcla AMX2
15	AT2	100 % formamida
16	HP7 o HP11	Cebador de secuenciación de la Lectura 2
18	HP3	Solución de desnaturalización
19	HT2	Tampón de lavado

- 6 Deslice la gradilla de reactivos para introducirla en el compartimento. Alinee la gradilla con la guía elevada del suelo del compartimento.
- 7 Baje los dispensadores e introdúzcalos en los tubos de reactivos "paired-end" del siguiente modo.
 - a Tire del mango hacia usted y bájelo.
 - b Compruebe los dispensadores para asegurarse de que no se doblan cuando se bajan para introducirlos en los tubos.
 - c Suelte el mango en la ranura del extremo inferior del canal.

Carga de ICB para la Lectura 2

- 1 Levante los dispensadores de la gradilla de reactivos SBS como se indica a continuación:
 - a Tire del mango del dispensador hacia usted y levántelo.
 - b Suelte el mango en la ranura del extremo superior del canal. Asegúrese de que el mango se encuentra colocado de forma segura en la ranura.
- 2 Deslice la gradilla de reactivos para extraerla del compartimento.
- 3 Retire la botella de reactivo ICB de la posición 1 y retire la tapa de embudo.

- Coloque la tapa de embudo en la botella de ICB nueva y cargue la botella en la posición 1. Asegúrese de que el extremo cónico de la botella esté apoyado en la muesca de la base de la gradilla.
- Deslice la gradilla de reactivos para introducirla en el compartimento. Alinee la gradilla con la guía elevada del suelo del compartimento.
- Baje los dispensadores e introdúzcalos en las botellas de reactivos SBS como se indica a continuación:
 - Tire del mango del dispensador hacia usted y bájelo.
 - Compruebe que los dispensadores no se doblan cuando se bajan para introducirlos en las tapas de embudo.
 - Suelte el mango en la ranura del extremo inferior del canal.
- Cierre la puerta del compartimento de reactivos.
- Seleccione **Next** (Siguiente) para reanudar el experimento.

Descarga de reactivos

- Cuando finalice el experimento, abra la puerta del compartimento de reactivos.
- Levante los dispensadores de la gradilla de reactivos SBS y "paired-end" correspondientes según se indica a continuación:
 - Tire del mango del dispensador hacia fuera.
 - Levante el mango del dispensador hacia arriba mientras tira de él hacia fuera.
 - Suelte el mango del dispensador en la ranura del extremo superior del canal. Asegúrese de que el mango del dispensador se encuentra colocado de forma segura en la ranura.
- Deslice la gradilla de reactivos hacia el exterior del compartimento de reactivos utilizando los mangos de la gradilla.
- Retire todas las botellas de cada gradilla de reactivos.



ADVERTENCIA

Este conjunto de reactivos contiene sustancias químicas potencialmente peligrosas. Evite su inhalación, ingestión y el contacto con la piel o los ojos, puesto que puede provocar lesiones. Utilice un equipo de protección, incluidos gafas, guantes y batas de laboratorio adecuados para el riesgo de exposición. Manipule los reactivos utilizados como residuos químicos y deséchelos de conformidad con las normativas y leyes regionales, nacionales y locales aplicables. Para obtener más información sobre seguridad, salud y medioambiente, consulte la hoja de datos de seguridad en support.illumina.com/sds.html.

Realización de un lavado con agua

Es necesario efectuar un lavado con agua después de cada experimento de secuenciación para limpiar el sistema y comprobar el sistema de fluídica. Existe la opción de realizar un lavado de mantenimiento como alternativa al lavado con agua posterior al experimento. Si desea obtener instrucciones, consulte *Realización de un lavado de mantenimiento en la página 51*. Para obtener instrucciones, consulte la Guía del sistema HiSeq 2000 (n.º de documento 15011190).

Si el instrumento ha permanecido inactivo durante un día o más, realice un lavado con agua antes de empezar un nuevo experimento de secuenciación.

- En la pantalla Welcome (Bienvenida), seleccione **Wash | Water** (Lavado | Agua).

- 2 Seleccione **Yes** (Sí) para lavar las posiciones de los reactivos "paired-end" y, a continuación, seleccione **Next** (Siguiente).
- 3 Cargue el instrumento con agua de laboratorio de la siguiente forma:
 - a Llene ocho botellas SBS con 250 ml de agua de laboratorio.
 - b Llene 10 tubos de PE con 12 ml de agua de laboratorio.



NOTA

Los tubos y las botellas de lavado se suelen sustituir cada seis meses. No obstante, el agua se cambia aproximadamente una vez a la semana.

- 4 Asegúrese de que hay cargada una celda de flujo usada. Si es necesario, cargue una celda de flujo usada.
- 5 Seleccione **Next** (Siguiente).
- 6 Realice una comprobación del sistema de fluidica de la siguiente manera:
 - a Seleccione la solución 2 en la lista desplegable.
 - b Acepte los valores predeterminados de la bomba.
 - c Seleccione **Pump** (Dispensar).
 - d Compruebe que no existan burbujas en los carriles de la celda de flujo ni fugas cerca de los distribuidores.
- 7 Retire los tubos de residuos de la celda de flujo correspondiente del contenedor de residuos.
- 8 Ate los tubos de residuos con papel Parafilm y mantenga todos los extremos al mismo nivel.
- 9 Introduzca los extremos de los tubos agrupados en una botella de 250 ml.
- 10 Seleccione **Next** (Siguiente) para iniciar el lavado con agua.

Posiciones	Tiempo aproximado del experimento
Ocho posiciones SBS	20 minutos
Ocho posiciones SBS y 10 posiciones "paired-end"	60 minutos

- 11 Al finalizar el lavado, mida el volumen administrado.

Posiciones	Volumen total administrado	Volumen administrado por carril
Ocho posiciones SBS	32 ml	4 ml
Ocho posiciones SBS y 10 posiciones "paired-end"	72 ml	9 ml

- 12 Desenvuelva los tubos de residuos y devuélvalos a la botella de residuos.

Capítulo 5 Mantenimiento

Introducción	51
Realización de un lavado de mantenimiento	51
Inactividad del instrumento	54
Apagado del instrumento	54

Introducción

Los procedimientos de mantenimiento garantizan un rendimiento constante del instrumento.

- ▶ Apague el instrumento o déjelo inactivo durante el tiempo que no se vaya a utilizar.
- ▶ Además de los lavados de agua tras cada experimento, lleve a cabo lavados de mantenimiento de forma periódica para mantener la fluídica.

Los lavados regulares del instrumento mantienen su rendimiento al limpiar el sistema de fluídica y evitar la acumulación de sal, así como la contaminación cruzada de reactivos.

Mantenimiento preventivo

Ilumina recomienda programar un servicio de mantenimiento preventivo cada año. Si no dispone de contrato de servicios, póngase en contacto con el comercial de su región o con el servicio de asistencia técnica de Ilumina para acordar un servicio de mantenimiento preventivo facturable.

Realización de un lavado de mantenimiento

El lavado de mantenimiento consiste en lavar el sistema con una solución de lavado para tal fin preparada con Tween 20 y ProClin 300. Lleve a cabo un lavado de mantenimiento cuando se lo solicite el software cada 10 días o tras un experimento cuando el lavado de mantenimiento sea una alternativa opcional al lavado con agua.

La pantalla Load Gasket (Cargar junta) se abre con un lavado de mantenimiento cada diez días. Sustituya las juntas de 8 puertos de los distribuidores delantero y trasero antes de proceder al lavado, aunque no aparezca esta pantalla.

Preparación de la solución de lavado de mantenimiento

Prepare 5 litros de solución de lavado de mantenimiento para su uso con un instrumento. Esta solución se puede almacenar hasta 30 días a temperatura ambiente y usar hasta tres veces durante este período.

Deseche la solución de lavado de acuerdo con las normativas gubernamentales en materia de seguridad de su región.

- 1 Combine los siguientes volúmenes, añadiendo el agua en primer lugar, para diluir Tween 20:
 - ▶ Agua de laboratorio (225 ml)
 - ▶ Tween 20 (25 ml)Estos volúmenes dan como resultado Tween 20 al 10 % aproximadamente.
- 2 Coloque una barra de agitación en un bidón vacío con una capacidad mínima de 6 litros.
- 3 Combine los siguientes volúmenes en el bidón, añadiendo el agua en primer lugar:
 - ▶ Agua de laboratorio (750 ml)
 - ▶ Tween 20 al 10 % (250 ml)
 - ▶ ProClin 300 (1,5 ml)

Estos volúmenes dan lugar a una solución que se compone de Tween 20 al 2,5 % y de ProClin 300 al 0,15 % aproximadamente.

- 4 Mezcle bien en una placa de agitación.
- 5 Añada 4 litros de agua de laboratorio.
Estos volúmenes dan lugar a una solución que se compone de Tween 20 al 0,5 % y de ProClin 300 al 0,03 % aproximadamente.
- 6 Siga agitando hasta que esté bien mezclada.
- 7 Déjela en un contenedor cerrado a temperatura ambiente.

Tween 20 y ProClin 300

- 1 En la pantalla Welcome (Bienvenida), seleccione **Wash | Maintenance** (Lavado | Mantenimiento).
- 2 Si un experimento incluía una lectura del índice o un procesamiento "paired-end", seleccione **Yes** (Sí) para lavar las posiciones de los reactivos PE. De lo contrario, seleccione **No**.
- 3 Seleccione **Next** (Siguiente).
- 4 Si utiliza una solución de lavado de mantenimiento nueva, prepare los componentes de lavado como se indica a continuación:
 - a Llene ocho botellas de SBS con 250 ml de solución de lavado nueva.
 - b Llene 10 tubos de PE con 12 ml de solución de lavado nueva.
 - c Asigne cada botella y tubo a una posición en la gradilla de reactivos. Mantenga esas asignaciones para lavados posteriores con el fin de evitar que se produzca una contaminación cruzada debido a los reactivos presentes en los dispensadores.
- 5 Si ha guardado la solución de lavado de mantenimiento de un experimento anterior, cargue la solución en el instrumento como se indica a continuación:
 - a Rellene con la solución almacenada e inviértala para mezclarla. No rellene el instrumento con la misma solución más de dos veces.
 - b Cargue las botellas y los tubos en las posiciones indicadas de la gradilla de reactivos.




NOTA

Sustituir los tubos y las botellas de lavado cada mes suele ser suficiente.

- 6 Vacíe la botella de residuos.
- 7 Seleccione la casilla de verificación **Wash solution loaded and template loading station closed** (Solución de lavado cargada y estación de carga de cadenas molde cerrada).
- 8 Seleccione **Next** (Siguiente).
- 9 Retire la celda de flujo de su platina y déjela a un lado.
- 10 Utilice un nuevo par de guantes de látex sin polvo.
- 11 Presione ligeramente un lado de la junta delantera hasta que se levante el otro lado. Utilice unas pinzas para coger y extraer la junta. Repita el procedimiento para retirar la junta trasera.

Figura 17 Retirada de las juntas usadas de los distribuidores



- 12 Coloque una junta nueva de 8 puertos en cada ranura de los extremos delantero y trasero del soporte de la celda de flujo. Presione ligeramente hasta que se coloque.
- 13 Cargue de nuevo la celda de flujo que retiró para instalar las juntas nuevas.
- 14 Asegúrese de que la casilla **Vacuum Engaged** (Vacío activado) esté marcada y, a continuación, seleccione **Next** (Siguiente).
- 15 Lleve a cabo una comprobación del sistema de fluidica utilizando los valores predeterminados de bombeo:
 - a Seleccione la solución 2 en la lista desplegable.
 - b Seleccione **Pump** (Dispensar).
 - c Compruebe que no existan burbujas en los carriles de la celda de flujo ni fugas cerca de los distribuidores.
 - d Si observa una corriente constante de burbujas, sustituya la junta y vuelva a comprobar el sistema de fluidica.
- 16 Retire los tubos de residuos de la celda de flujo adecuada del contenedor de residuos.
- 17 Ate los ocho tubos de residuos con papel Parafilm y manténgalos al mismo nivel.
- 18 Introduzca los extremos de los tubos agrupados en una botella de 250 ml.
- 19 Seleccione **Next** (Siguiente) para iniciar el lavado.
- 20 Una vez finalizado el lavado, seleccione **Return to Start** (Volver a iniciar).
- 21 Mida el volumen administrado.

Posiciones	Volumen administrado
Ocho posiciones SBS	82 ml
10 posiciones "paired-end"	76 ml
Todas las posiciones	19,75 ml por carril



NOTA

Todas las botellas y tubos se llenan hasta su capacidad correspondiente para garantizar que los dispensadores se enjuaguen. Sin embargo, el volumen administrado para cada posición varía de forma que las botellas y los tubos contienen volúmenes diferentes cuando ha finalizado el lavado.

- 22 Desenvuelva los tubos de residuos y devuélvalos al contenedor de residuos.

Inactividad del instrumento

Siga estas instrucciones con el objetivo de preparar el instrumento para que permanezca inactivo durante un máximo de 10 días. Para los plazos de tiempo superiores a 10 días, es mejor que apague el instrumento.

- 1 Realice un lavado de mantenimiento para lavar el sistema.
- 2 Deje la celda de flujo en la platina de la celda de flujo con la palanca de dicha celda en la posición 2. Deje los distribuidores en la posición elevada.
- 3 Cargue 10 ml de agua de laboratorio en cada posición de las gradillas de reactivos y, a continuación, baje los dispensadores.
- 4 Antes de utilizar el instrumento, realice un lavado con agua.

Apagado del instrumento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para preparar de forma segura la fluídica y apagar el sistema. Apague el instrumento solo si no piensa utilizarlo durante los próximos 10 días o más. Si piensa utilizar el instrumento en los próximos 10 días, es mejor que lo deje en el modo inactivo.

- 1 Realice un lavado de mantenimiento para lavar el sistema.
- 2 Retire la celda de flujo de la platina.
- 3 Limpie la superficie del soporte de la celda de flujo con una toallita humedecida con alcohol o con una toallita sin pelusa humedecida con etanol o isopropanol.



PRECAUCIÓN

Procure que no entre alcohol en los orificios de vacío o alrededor de los distribuidores. Si es necesario, utilice una toallita de laboratorio sin pelusa para secar la platina.

- 4 Cargue 10 ml de agua de laboratorio en cada posición de las gradillas de reactivos y, a continuación, baje los dispensadores.
- 5 Apague el instrumento.
- 6 Para reiniciar el instrumento:
 - a Cargue agua en todas las posiciones de los reactivos.
 - b Encienda el instrumento.
 - c Lleve a cabo un lavado con agua.

Apéndice A Solución de problemas

Posibles problemas de configuración de experimentos	55
Realización de una comprobación de fluídica	55
BaseSpace no está disponible	56
Detención y reanudación de un experimento	56
Pausa de un experimento	59
Escalonamiento de experimentos en la celda de flujo A y la celda de flujo B	59
División de kits SBS	60
Rehibridación del cebador	61

Posibles problemas de configuración de experimentos

Problema	Causa posible	Acción
El software no se ha inicializado.	El software no pudo iniciar dispositivos de hardware internos.	Cierre el mensaje de error y, a continuación, vuelva a iniciar el software del instrumento. Si el problema persiste, reinicie el ordenador del instrumento. Si va a reiniciar el ordenador, primero deberá apagar el instrumento para garantizar que la unidad DoNotEject se reconoce correctamente. Si el problema persiste después de reiniciar el ordenador del instrumento, apague el instrumento, espere un mínimo de 60 segundos y, a continuación, reinicie el instrumento.
La palanca de la celda de flujo está en naranja.	La celda de flujo no se ha asentado correctamente. No se ha sellado al vacío. Los distribuidores no se elevaron.	Retire la celda de flujo y repita los pasos de limpieza. Asegúrese de que las juntas están presentes y bien asentadas. Vuelva a cargar la celda de flujo. Si los pasos anteriores no funcionan, intente sustituir las juntas y, a continuación, vuelva a cargar la celda de flujo.
La palanca de la celda de flujo parpadea en color naranja.	Se proporciona vacío, pero no es adecuado.	Retire la celda de flujo y repita los pasos de limpieza. Asegúrese de que las juntas están presentes y bien asentadas. Vuelva a cargar la celda de flujo. Si los pasos anteriores no funcionan, intente sustituir las juntas y, a continuación, vuelva a cargar la celda de flujo.
La palanca de la celda de flujo parpadea en color verde.	La presión de vacío es adecuada.	Cambie la palanca de la celda de flujo a la posición 2.
Suministro de fluidos deficiente.	Posibles burbujas en el sistema.	Vuelva a colocar la celda de flujo y confirme que los orificios están orientados hacia abajo . Busque un precipitado blanco alrededor de las juntas. En caso de presencia de precipitado, cambie las juntas. Cambie siempre las juntas antes de realizar un lavado de mantenimiento del instrumento. Confirme que los dispensadores se encuentran totalmente bajados y que dichos dispensadores se encuentran en contacto con los reactivos.

Realización de una comprobación de fluídica

Lleve a cabo una comprobación del sistema de fluídica durante la instalación del instrumento y cuando solucione problemas relacionados con la fluídica.

- 1 Seleccione **Check** (Comprobar) en la pantalla Welcome (Bienvenida).

- 2 Realice la lectura o introduzca el ID de celda de flujo de lavado (número de código de barras) de la celda de flujo para el cebado. Asegúrese de utilizar una celda de flujo **usada** para este paso.
- 3 Cargue la celda de flujo usada en el instrumento.
- 4 Cargue ocho botellas de SBS con PW1 o con agua de laboratorio y cargue las botellas en la gradilla de reactivos de SBS.
- 5 Seleccione la solución 2 en la lista desplegable.
- 6 Confirme los siguientes valores predeterminados:
 - ▶ Volume (Volumen): **250**
 - ▶ Aspirate Rate (Velocidad de aspiración): **250**
 - ▶ Dispense Rate (Velocidad de dispensación): **2000**
- 7 Seleccione **Pump** (Dispensar).
- 8 Compruebe que no existan burbujas en los carriles de la celda de flujo ni fugas cerca de los distribuidores.
- 9 Si detecta una presencia excesiva de burbujas:
 - a Compruebe si las juntas del distribuidor están obstruidas.
 - b Reduzca la velocidad de aspiración a 100.
 - c Dispense otros 250 µl de agua a la celda de flujo.

BaseSpace no está disponible

Si BaseSpace no está disponible, abra Servicios de Windows para confirmar que BaseSpace Broker se haya iniciado. Si no se ha iniciado, reinícielo. Si los servicios se están ejecutando y BaseSpace aún no está disponible, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Illumina.

Detención y reanudación de un experimento

Puede que sea necesario detener un experimento si no se configuró correctamente, si la calidad de los datos es deficiente o debido a un error en el hardware. Al reanudar un experimento detenido, seleccione la opción de detención normal adecuada que permita reanudar dicho experimento.

Opción de detención	Opción de análisis en tiempo real (RTA)	¿Se puede reanudar?
Normal Stop (End of Lane\Chemistry) (Detención normal [Final de carril\química])	Keep As Is (Dejar tal cual)	Yes (Sí). El experimento se reanuda con el siguiente comando de adquisición de imágenes o de la siguiente química.
	Complete For Run (Completo para experimento)	No. El experimento no se puede reanudar.
	Complete For Read (Completo para lectura)	Yes (Sí). El experimento se reanuda al comienzo de la siguiente lectura.
Normal Stop (End of Cycle) (Detención normal [Final de ciclo])	Keep As Is (Dejar tal cual)	Yes (Sí). El experimento se reanuda en el siguiente ciclo.
	Complete For Run (Completo para experimento)	No. El experimento no se puede reanudar.
	Complete For Read (Completo para lectura)	Yes (Sí). El experimento se reanuda al comienzo de la siguiente lectura.
Immediate Stop (Detención inmediata)	No option (No hay opción)	No.

Detención de un experimento

- 1 En la pantalla de resumen del experimento, seleccione **Stop** (Detener) para abrir el menú de detención.

Figura 18 Menú de detención



- 2 Seleccione una de las siguientes opciones de detención:
 - ▶ **Normal Stop (End of Lane\Chemistry)** (Detención normal [Final de carril/química]): Detiene solo el experimento después de que se haya finalizado la química actual o el comando de procesamiento de imágenes y, a continuación, coloca la celda de flujo en un estado seguro.
 - ▶ **Normal Stop (End of Cycle)** (Detención normal [Final de ciclo]): Detiene solo el experimento después de que se haya finalizado el ciclo actual y, a continuación, coloca la celda de flujo en un estado seguro.
 - ▶ **Immediate Stop** (Detención inmediata): Detiene el experimento sin finalizar la operación actual y *no* coloca la celda de flujo en un estado seguro. No se puede reanudar un experimento que se detuvo con esta opción.
- 3 Seleccione una de las siguientes opciones de RTA:
 - ▶ **Keep As Is** (Dejar tal cual): El experimento se detiene sin ninguna modificación en el RTA. El experimento puede reanudarse desde donde se ha detenido.
 - ▶ **Complete For Run** (Completo para experimento): El RTA se detiene. La información del experimento, los parámetros del experimento y los archivos de la fórmula se actualizan para reflejar el total de ciclos cuando finalizó el último ciclo. A continuación, RTA se reinicia para finalizar la llamada de bases del experimento hasta el punto en que este último se detuvo. El experimento no se puede reanudar.

- ▶ **Complete For Read** (Completo para lectura): El RTA se detiene. La información del experimento, los parámetros del experimento y los archivos de la fórmula se actualizan para recortar la longitud de la lectura actual hasta el último ciclo completado. Esto no afectará a las lecturas posteriores. A continuación, RTA se reinicia para finalizar el análisis de la lectura actual. El experimento se puede reanudar al comienzo de la siguiente lectura.
- 4 Tras detener el experimento, seleccione **Return to Start** (Volver a iniciar) en la pantalla de resumen del experimento.
Se abre la pantalla Welcome (Bienvenida).

Reanudación de un experimento detenido

Siga estos pasos para reanudar un experimento que se detuvo con una opción de detención normal a través de una opción de RTA que permita reanudar dicho experimento.



NOTA

Si en la parte contigua se está realizando una generación de grupos o la secuenciación química "paired-end", el experimento se reanuda cuando haya finalizado el proceso en curso.

- 1 En la pantalla Welcome (Bienvenida), seleccione **Sequence** (Secuenciar) y, después, seleccione **Resume Run** (Reanudar experimento).
- 2 En la pantalla Resume (Reanudar), seleccione la carpeta del experimento adecuada en la lista desplegable.
El software reanuda un experimento en el punto en que se detuvo y se establece de manera predeterminada la configuración correcta en la pantalla Resume (Reanudar).
- 3 Confirme la siguiente configuración predeterminada o seleccione el punto adecuado en el que se deba reanudar el experimento. Para obtener más información, consulte [Configuración de ejemplo para continuar con un experimento en la página 58](#).
 - ▶ **Resume At** (Reanudar en): La lectura o el punto en que se va a reanudar el experimento.
 - ▶ **Start At Cycle** (Comenzar en ciclo): El ciclo que se va a reanudar.



PRECAUCIÓN

No seleccione el momento de procesamiento de "paired-end", excepto para la rehibridación del cebador de la Lectura 2.

- 4 Seleccione **Next** (Siguiente) para continuar.
El software le guiará a través de los pasos restantes de configuración del experimento.

Configuración de ejemplo para continuar con un experimento

Si se ha detenido el experimento tras la adquisición de imágenes del carril 1 en el ciclo 23, el software define automáticamente los ajustes de reanudación del experimento de la Lectura 1 en el ciclo 23. La pantalla Resume (Reanudar) muestra estos ajustes de la siguiente forma:

- ▶ **Resume At** (Reanudar en): Read 1 (Lectura 1)
- ▶ **Start At Cycle** (Comenzar en ciclo): 23

Figura 19 Ejemplo de reanudación en el ciclo 23

Resume At:	Read #1	▼	Image 1 cycle	▼
Start At Cycle:	23	▼	Imaging (no)	▼

Dado que el experimento en este ejemplo se detuvo durante un paso de adquisición de imágenes, **Imaging (no chemistry)** (Imágenes [sin química]) se selecciona automáticamente.

Pausa de un experimento

Si es necesario, puede poner en pausa un experimento para comprobar sus componentes, como los volúmenes de reactivos. En condiciones normales, no es necesario ponerlo en pausa.



PRECAUCIÓN

No ponga en pausa un experimento durante la adquisición de imágenes. Utilice la detención normal, función fin de ciclo o fin de carril, para detener y reanudar un experimento.

- 1 Desde la pantalla de resumen del experimento, seleccione **Pause | Normal Pause** (Pausar | Pausa normal).
- 2 Seleccione **Yes** (Sí) para confirmar el comando.
El software finaliza los análisis químicos actuales o el comando de adquisición de imágenes y coloca la celda de flujo en un estado seguro.
- 3 Seleccione **Resume** (Reanudar) para reanudar el experimento.

Cambio de reactivos durante un experimento

Si comenzó el experimento con un volumen parcial de reactivos, utilice la función Change Reagents (Cambio de reactivos) para poner en pausa el experimento y volver a llenar los reactivos.



NOTA

No es necesario el cebado.

- 1 En la pantalla de resumen del experimento, seleccione **Pause** (Pausar) para abrir el menú de pausa.
- 2 Seleccione **Change Reagents** (Cambiar reactivos).
- 3 Seleccione **Yes** (Sí) para confirmar el comando de pausa.
El software finaliza los análisis químicos actuales o el comando de adquisición de imágenes y coloca la celda de flujo en un estado seguro. A continuación, se abre la pantalla de reactivos.
- 4 Introduzca los siguientes parámetros:
 - ▶ El ID del kit de reactivos de los nuevos reactivos.
 - ▶ El número de ciclos que se espera que duren los reactivos.
- 5 Seleccione **Next** (Siguiente) para continuar con la carga de reactivos.

Escalonamiento de experimentos en la celda de flujo A y la celda de flujo B

Al escalonar experimentos en la celda de flujo A y la celda de flujo B, configure un experimento nuevo para que el software detenga y reanude automáticamente el experimento en la celda de flujo adyacente según proceda. El sistema cambia a un estado seguro de forma automática.

- 1 Configure un experimento nuevo.



NOTA

Si el experimento adyacente está terminando un paso de adquisición de imágenes, el software pausa la celda de flujo adyacente antes de que pueda cargar y cebar los reactivos.

- 2 Tras cargar la celda de flujo de secuenciación para el experimento nuevo, cierre la puerta del compartimento.
- 3 Seleccione **Start** (Iniciar) para comenzar el nuevo experimento de secuenciación.

División de kits SBS

Para realizar un experimento "paired-end" de menos de 125 ciclos por lectura, divida un kit HiSeq v4 de 250 ciclos en dos conjuntos de reactivos. Un conjunto proporciona reactivos para un experimento de 126 ciclos con doble índice y un cebado. Para un experimento de menos de 67 ciclos, utilice un kit de 50 ciclos.

La división de un kit TruSeq v3 de 200 ciclos proporciona suficientes reactivos para realizar hasta 101 ciclos con un cebado. Para un experimento de menos de 101 ciclos, utilice un kit de 50 ciclos.

División de un kit de 250 ciclos

- 1 Descongele los reactivos del kit de SBS de HiSeq v4 (250 ciclos). Consulte *Descongelación de los reactivos SBS en la página 14*.
- 2 Etiquete siete botellas de 250 ml con el número de posición y el nombre del reactivo de la siguiente forma:
 - ▶ N.º 1 IRM
 - ▶ N.º 3 USM
 - ▶ N.º 4 SB1
 - ▶ N.º 5 SB2
 - ▶ N.º 6 SB2
 - ▶ N.º 7 CRM
 - ▶ N.º 8 SB3
- 3 Añada el siguiente volumen de cada reactivo a la botella de 250 ml que corresponda para obtener un segundo conjunto de reactivos. Prepare CRM en último lugar y, a continuación, cambie de guantes.

Número	Nombre del reactivo	Volumen
1	IRM	72 ml
3	USM	82 ml
4	SB1	100 ml
5	SB2 (para la posición n.º 5)	62 ml
6	SB2 (para la posición n.º 6)	62 ml
7	CRM	72 ml
8	SB3	110 ml

- 4 Utilice los dos conjuntos de reactivos para dos experimentos simultáneos o almacene un conjunto a las siguientes temperaturas:
 - ▶ Almacene IRM, USM y CRM a una temperatura de entre -25 °C y -15 °C.
 - ▶ Almacene SB1, SB2 y SB3 a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C.

División de un kit de 200 ciclos

- 1 Descongele los reactivos del kit de SBS de TruSeq v3 (200 ciclos). Consulte *Descongelación de los reactivos SBS en la página 31*.

- 2 Etiquete siete botellas de 250 ml con el número de posición y el nombre del reactivo de la siguiente forma:
 - ▶ N.º 1 ICB
 - ▶ N.º 3 SRE
 - ▶ N.º 4 SB1
 - ▶ N.º 5 SB2
 - ▶ N.º 6 SB2
 - ▶ N.º 7 CMR
 - ▶ N.º 8 SB3
- 3 Añada el siguiente volumen de cada reactivo a la botella de 250 ml que corresponda para obtener un segundo conjunto de reactivos. Prepare CMR en último lugar y, a continuación, cambie de guantes.

Número	Nombre del reactivo	Volumen
1	ICB	47 ml
3	SRE	107 ml
4	SB1	100 ml
5	SB2 (para la posición n.º 5)	62 ml
6	SB2 (para la posición n.º 6)	62 ml
7	CMR	107 ml
8	SB3	110 ml

- 4 Utilice los dos conjuntos de reactivos para dos experimentos simultáneos o almacene un conjunto a las siguientes temperaturas:
 - ▶ Almacene CMR, SRE y EDP a una temperatura de entre -25°C y -15°C .
 - ▶ Almacene ICB, SB1, SB2 y SB3 a una temperatura de entre 2°C y 8°C .

Preparación de ICB

- 1 Añada el contenido de dos tubos de LFN a una botella de ICB.
- 2 Enjuague cada tubo de LFN con ICB para garantizar la transferencia de todo el LFN.
- 3 Añada 1,1 ml de EDP a la solución de ICB y LFN.
- 4 Almacene la parte sin usar de EDP a una temperatura de entre -25°C y -15°C .
- 5 Cierre la botella que contiene EDP, ICB y LFN, e inviértala para mezclarla.
- 6 Déjela reposar en hielo.

Rehibridación del cebador

El experimento de rehibridación repite el paso de secuenciación de hibridación del cebador. Si las métricas del experimento arrojan números bajos de grupos, intensidades bajas de grupos u otros, realice una rehibridación del cebador para recuperar la celda de flujo. La rehibridación del cebador no daña los grupos.

HiSeq Flow Cell v4

Todos los pasos de la rehibridación se realizan en HiSeq 2000. El kit incluye cebadores para Lectura 1, Lectura de índice 1, Lectura de índice 2 para celdas de flujo de lectura individual y Lectura 2.

Nombre del kit de rehibridación	Instrucciones sobre el flujo de trabajo
Kit de rehibridación de varios cebadores HiSeq v4 N.º de catálogo GD-403-4001	<i>Guía de rehibridación de cebadores de rendimiento elevado de HiSeq (n.º de referencia 15050105)</i>

Celda de flujo de TruSeq v3

La rehibridación del cebador de Lectura 1 se realiza en cBot. El kit de rehibridación incluye una placa de reactivos de cBot que contiene el cebador de secuenciación de Lectura 1 HP6. Para las bibliotecas de Nextera, utilice HP10 de la caja TruSeq Dual Index Sequencing Primer Box.

Nombre del kit de rehibridación	Instrucciones sobre el flujo de trabajo
Kit de rehibridación de varios cebadores en cBot TruSeq v2 N.º de catálogo GD-304-2001	<i>Rehibridación del cebador de Lectura 1 en una celda de flujo TruSeq v3 o TruSeq v2 (n.º de referencia 15018149)</i>

Apéndice B Análisis en tiempo real

Descripción general de Análisis en tiempo real	63
Flujo de trabajo de análisis en tiempo real	64
Supervisión de métricas de experimento	68

Descripción general de Análisis en tiempo real

El análisis en tiempo real (RTA) se ejecuta en el ordenador del instrumento, en el que realiza la llamada de bases y asigna una puntuación de calidad a cada llamada de bases.

El software realiza un seguimiento del estado de cada placa y determina cuándo se debe avanzar al siguiente paso del proceso. Al avanzar una placa, RTA produce un archivo para el paso finalizado y, a continuación, inicia el paso siguiente. Por lo tanto, el software puede determinar el estado de cada placa en función de los archivos existentes. Si finaliza RTA, guarda los datos del experimento y puede reanudar el procesamiento.

Archivos de entrada

RTA precisa los archivos de entrada siguientes:

- ▶ Archivos de intensidad de grupos, que contienen resultados de análisis de imágenes.
- ▶ RunInfo.xml, que es un archivo que genera automáticamente el software de control al inicio del experimento. A partir de este archivo, RTA lee el nombre del experimento, el número de ciclos, si una lectura ha sido indexada y el número de placas de la celda de flujo.
- ▶ HiSeq.Configuration.xml, que es un archivo de configuración del instrumento en formato XML.
- ▶ RTA.exe.config, que es un archivo de configuración de software en formato XML.

RTA utiliza parámetros del experimento introducidos durante la configuración del experimento y recibe comandos del software de control que incluyen información sobre el momento oportuno de inicialización y la ubicación del archivo RunInfo.xml.

Archivos de resultados

Las placas son pequeñas áreas de adquisición de imágenes en la celda de flujo definidas como un campo de visión por la cámara. Para cada placa que se analiza, RTA produce un conjunto de archivos de llamada de base clasificada por calidad y archivos de filtro como resultado principal. Con otros archivos también se pueden generar archivos de resultados elementales.

- ▶ **Archivos de llamadas de bases:** Para cada placa que se analiza, se genera un archivo de llamadas de bases (*.bcl) comprimido para cada placa por ciclo. El archivo de llamadas de bases contiene la llamada de bases y la puntuación de calidad asociada.
- ▶ **Archivos de filtro:** Cada placa produce información de filtro que se incluye en un archivo de filtro (*.filter) para cada placa a lo largo de todo el experimento. El archivo de filtro determina si los grupos superan o no el filtro.
- ▶ **Archivos de ubicación de grupos:** Un archivo de ubicación de grupos (*.locs) contiene las coordenadas X e Y para cada grupo de la celda de flujo.
- ▶ **Archivos de estadísticas:** Se genera un archivo de estadísticas (*.stats) de cada ciclo. El archivo de estadísticas contiene las estadísticas agregadas del ciclo.

Los archivos de resultados principales se utilizan para los análisis de datos posteriores. Utilice bcl2fastq para la demultiplexación y la conversión de los archivos .bcl en archivos FASTQ, que se pueden utilizar como entrada para la alineación. Para convertir datos procedentes del sistema HiSeq, utilice el software bcl2fastq 1.8.4 o una versión posterior.

RTA proporciona criterios de medición en tiempo real sobre la calidad del experimento almacenados como archivos InterOp. Los archivos InterOp son archivos binarios que contienen criterios de medición relacionados con placas, ciclos y lecturas, y son necesarios para la visualización de criterios de medición en Sequencing Analysis Viewer (SAV). Para ver los criterios de medición generados por RTA, utilice SAV v1.8.20 o una versión posterior.

Para obtener información detallada sobre cada archivo de resultados, consulte [Archivos de resultados de secuenciación en la página 69](#).

Gestión de errores

RTA almacena archivos de registro en la carpeta RTALogs. Si se produce un error, RTA crea un archivo de registro de error denominado *Error.txt y registra el error.


Transferencia de datos

Durante el experimento, RTA copia de manera automática los datos generados a partir de los archivos de imágenes sin procesar en la carpeta de salida. Si el análisis de imágenes se retrasa, RTA detiene el procesamiento y coloca la celda de flujo en un estado seguro. El procesamiento se reanuda cuando los datos de las imágenes están disponibles.

Si RTA deja de funcionar, el procesamiento se reanudará automáticamente durante el siguiente ciclo, en el punto adecuado de la celda de flujo. No reinicie RTA manualmente.

La transferencia de datos finaliza cuando se genera un archivo de marcador denominado Basecalling_Netcopy_complete.txt. Se generan uno de estos archivos para cada lectura y uno para todo el experimento.

Flujo de trabajo de análisis en tiempo real



Generación de plantillas

La generación de plantillas localiza y determina la posición de cada grupo en una placa mediante coordenadas X e Y. La plantilla se utiliza como referencia en el paso siguiente de registro y extracción de intensidad.

Dada la matriz aleatoria de los grupos de la celda de flujo, la generación de plantillas precisa de los datos de las imágenes de los primeros cinco ciclos del experimento. Tras el último ciclo de la plantilla para la adquisición de imágenes de una placa, se genera la plantilla.

Las posiciones en los grupos se escriben en un archivo de ubicación de grupos (*.locs) o en un archivo de ubicación de grupos comprimido (*.clocs) para cada placa. Para obtener más información, consulte [Archivos de resultados de secuenciación en la página 69](#).

Registro y extracción de intensidad

El registro y la extracción de intensidad se inician tras generar la plantilla de las posiciones de grupos.

- ▶ El registro alinea las imágenes generadas en cada ciclo posterior a la generación de plantillas con la plantilla.
- ▶ La extracción de intensidad determina un valor de intensidad para cada grupo de la plantilla para una imagen determinada.

Si se produce un error en el registro de cualquier imagen en un ciclo, no se generará ninguna llamada de bases para esa placa en ese ciclo. Utilice el SAV para examinar las imágenes en miniatura e identificar las imágenes que no se han podido registrar.

Corrección de la matriz de color


Tras el registro y la extracción de intensidad, RTA corrige las interferencias entre canales. Las interferencias se producen cuando un grupo muestra intensidad en el canal C y, al mismo tiempo, cierta intensidad en el canal A, por ejemplo. Mediante el uso de una matriz de color de 4 x 4, RTA genera intensidades corregidas de matriz con interferencias reducidas o inexistentes, y equilibra diferencias de intensidad global entre canales de color.

Corrección empírica de hebras retrasadas

Durante la reacción de secuenciación, cada cadena de ADN de un grupo se amplía en una base por cada ciclo. Las hebras retrasadas y hebras adelantadas se producen cuando una cadena queda fuera de su lugar con respecto al ciclo de incorporación.

- ▶ La hebra retrasada se produce cuando una base se atrasa.
- ▶ La hebra adelantada se produce cuando una base se avanza.

Figura 20 Hebra retrasada y hebra adelantada



- A Lectura con una base con hebra retrasada
- B Lectura con una base con hebra adelantada

RTA corrige los efectos de la hebra retrasada y la hebra adelantada mediante el uso del algoritmo de corrección empírica de hebras, que maximiza la calidad de los datos en cada ciclo durante el experimento.

Llamada de bases

Tras corregir las intensidades sin procesar para que no se creen interferencias, hebras retrasadas ni hebras adelantadas, el canal de con mayor intensidad es la llamada correspondiente a ese grupo en ese ciclo. La llamada de bases en el sistema HiSeq 2000 mediante el uso de RTA comienza después del ciclo 12.

La llamada de bases determina una base (A, C, G o T) para cada grupo de una placa determinada en un ciclo específico. Este tipo de llamadas se guardan en archivos de llamadas de bases (*.bcl), que son archivos binarios con 1 byte por llamada y puntuación de calidad. Cada archivo de llamadas de bases contiene la llamada de bases y la puntuación de calidad asociada. Para realizar una llamada de bases, los grupos deben superar antes el filtro de castidad. Se denomina "ausencia de llamadas" a aquellos casos en los que los grupos no superan el filtro o no se les puede llamar porque no están dentro de la imagen o falla el registro de imagen. La ausencia de llamadas se representa como (N).

Grupos que superan el filtro

Durante los 25 primeros ciclos de Lectura 1, el filtro de castidad elimina los grupos menos fiables de los resultados del análisis. Los grupos superan el filtro si no hay más de dos llamadas de bases que presenten un valor de castidad inferior a 0,6 en los primeros 25 ciclos. La castidad es la relación de la mayor intensidad de base dividida por la suma de la mayor intensidad de base y la segunda mayor intensidad de base. Los informes de análisis representan el porcentaje de grupos que superan el filtro como % PF.

Los grupos de baja calidad se eliminan del recuento de grupos sin procesar durante la generación de plantillas, lo que genera un porcentaje relativamente mayor de grupos que superan el filtro.

Puntuación de calidad

Una puntuación de calidad, o puntuación Q, es una predicción de la probabilidad de obtener una llamada de bases incorrecta. Una puntuación Q superior implica que la llamada de bases tiene una calidad mayor y es más probable que sea correcta.

La puntuación Q es una forma concisa de comunicar probabilidades de error pequeñas. Q(X) representa puntuaciones de calidad, donde X es la puntuación. En la siguiente tabla figura la relación entre la puntuación de calidad y la probabilidad de error.

Puntuación Q, Q(X)	Probabilidad de error
Q40	0,0001 (1 entre 10 000)
Q30	0,001 (1 entre 1000)
Q20	0,01 (1 entre 100)
Q10	0,1 (1 entre 10)



NOTA

La puntuación de calidad se basa en una versión modificada del algoritmo Phred.

Para la puntuación de calidad, se calcula un conjunto de predictores para cada llamada de bases y, a continuación, se utilizan los valores de los predictores para determinar la puntuación Q en la tabla de calidad. Las tablas de calidad se crean para proporcionar predicciones de calidad con una precisión óptima de experimentos generados mediante una configuración específica de la plataforma de secuenciación y una versión de composición química concreta.

Tras determinar la puntuación Q, los resultados se registran en archivos de llamada de bases.

Agrupación de puntuaciones Q

RTA agrupa las puntuaciones de calidad en rangos específicos, o grupos, y asigna un valor a cada rango. La agrupación de puntuaciones Q reduce considerablemente los requisitos de espacio de almacenamiento sin que ello afecte a la precisión o al rendimiento de las aplicaciones sucesivas.

La agrupación de puntuaciones Q contribuye a la eficiencia de los procesos de análisis y a los requisitos en materia de transferencia de datos relacionados con la alta productividad del sistema HiSeq 2000. El archivo *.bcl resultante es más pequeño porque los algoritmos de compresión pueden comprimir el archivo de modo más eficaz. La cantidad de datos que se guardan en el ordenador del instrumento y que se transfieren a la ubicación de red son menores, lo que permite que el archivo se copie más rápidamente.

Supervisión de métricas de experimento

RTA genera automáticamente criterios de medición de calidad cuando comienza el análisis de imágenes. Sin embargo, no todos los criterios de medición están disponibles en los primeros ciclos porque algunos procesos necesitan varios ciclos para poder generar datos.

Datos	Ciclo
Análisis de imágenes	Después del ciclo 5. Durante los primeros cinco ciclos del experimento, RTA genera una plantilla de las ubicaciones de los grupos.
Llamadas de bases	Después del ciclo 12. La llamada de bases comienza tras estimar la matriz de color en el ciclo 12.
Cálculos de hebra retrasada	Después del ciclo 25. Las correcciones en la hebra retrasada para los 25 primeros ciclos determinan el cálculo de la hebra retrasada.
Puntuaciones de calidad	Después del ciclo 25. Se genera una puntuación de calidad para las lecturas que superan el filtro de calidad. Dado que las puntuaciones de calidad requieren intensidades corregidas de futuros ciclos, la puntuación de calidad siempre sigue a la llamada de bases.
Índices de error	Después del ciclo 25. Los índices de error se generan solo cuando los grupos de PhiX están presentes y la opción Align to PhiX (Alinear a PhiX) se ha seleccionado durante la configuración del experimento.
Controles en línea	En el ciclo 52 de cada lectura o al final del experimento en el caso de los experimentos que cuentan con menos de 52 ciclos. Los controles en línea se generan únicamente para los métodos de preparación de bibliotecas de TruSeq.*
Recuento de índices	Después de que finalicen las lecturas de índices. El recuento de índices por carril se genera cuando se ofrece una hoja de muestras.

* Sequencing Analysis Viewer (SAV) v1.8.44 y las versiones posteriores no incluyen la ficha TruSeq Controls (Controles de TruSeq), en la que el SAV informa de los resultados del análisis de los controles en línea.

Apéndice C Archivos y carpetas de resultados

Archivos de resultados de secuenciación	69
Estructura de las carpetas de resultados	70
Numeración de placas	71
Imágenes en miniatura	72

Archivos de resultados de secuenciación

Tipos de archivo	Descripción, ubicación y nombre del archivo
Archivos de llamadas de bases	Cada placa analizada se incluye en un archivo de llamadas de bases, que contiene la llamada de bases y la puntuación de calidad codificada. Data\Intensities\BaseCalls\L00[X]: Los archivos se almacenan por carpetas de ciclo para cada carril. s_[Carril]_[Placa].bcl.gz , donde el carril es el número de carril de un dígito y la placa es el número de placa de cuatro dígitos. Los archivos de llamadas de bases se comprimen mediante el uso de la compresión gzip.
Archivos de ubicación de grupos	Para cada placa, un archivo de ubicación de grupo contiene las coordenadas X e Y para cada grupo. Los archivos de ubicación de grupos son el resultado de la generación de plantillas. Data\Intensities
Archivos de filtro	El archivo de filtro especifica si los grupos han superado los filtros. Estos archivos se generan en el ciclo 26 mediante el uso de 25 ciclos de datos. Data\Intensities\BaseCalls\L00[X]: Los archivos se almacenan en una carpeta para cada carril y placa. s_[carril]_[placa].filter
Archivos InterOp	Archivos binarios de informes utilizados por el Visor del análisis de secuenciación. Los archivos InterOp se actualizan durante el experimento. Carpeta InterOp
Archivos de registro	Registran eventos y se actualizan a lo largo del experimento. Data\RTALogs
Archivos de ajuste	Para cada experimento se crean dos archivos de ajuste: <ul style="list-style-type: none"> • offsets.txt: Contiene los ajustes de placa para cada ciclo y canal en relación con la plantilla. • SubTileOffsets.txt: Contiene el desplazamiento medido para cada cuadrante de cada imagen en relación con el marco de referencia. Data\Intensities\Offsets
Archivos de hebras	Contienen información empírica de hebras retrasadas por placa. Los archivos de hebras se crean en la primera base del ciclo de llamada y se actualizan tras cada base del ciclo de llamada. Data\Intensities\BaseCalls\Phasing EmpiricalPhasing_[carril]_[lectura]_[placa].txt : La placa se representa con un número de cuatro dígitos que indica la superficie, el sector y la placa.
Archivo de configuración del análisis en tiempo real	El archivo de configuración de análisis en tiempo real se crea al inicio del experimento y contiene los parámetros de configuración de dicho experimento. Data\Intensities RTAConfiguration.xml
Archivos de estadísticas	Estadísticas creadas en la llamada de bases para cada ciclo. Data\Intensities\Basecalls\L00[X]\C[X.1]: Los archivos se almacenan en una carpeta para cada carril y una subcarpeta para cada ciclo.

Tipos de archivo	Descripción, ubicación y nombre del archivo
Archivo de información del experimento	Indica el nombre del experimento, el número de ciclos de cada lectura, si es una lectura indexada y el número de sectores y placas de la celda de flujo. El archivo de información del experimento se crea al inicio del experimento. [Carpeta raíz] RunInfo.xml
Archivos de vistas en miniatura	Se trata de imágenes en miniatura para cada canal y placa de cada sector en cada ciclo durante la adquisición de imágenes. Thumbnail_Images\L00[X]\C[X.1]: Los archivos se almacenan en una carpeta para cada carril y una subcarpeta para cada ciclo. s_[carril]_[placa]_[canal].jpg : La placa se representa con un número de cuatro dígitos que indica la superficie, el sector y la placa. Consulte <i>Numeración de placas en la página 71</i> .

Estructura de las carpetas de resultados


 **Config**: Parámetros de configuración del experimento.

 **Data** (Datos)

 **Intensities** (Intensidades)

 **BaseCalls**

 **L00[X]**: Archivos de llamadas de bases de cada carril, recopilados en un archivo por ciclo.

 **Phasing** (Hebra retrasada): Archivos empíricos de hebras retrasadas, un archivo por placa en cada ciclo.

 **L00[X]**: Archivos de ubicación de grupos agregados para cada carril.

 **Offsets** (Ajustes): Dos archivos de ajustes para el experimento.

 RTAConfiguration.xml

 **Images** (Imágenes)

 **Focus** (Enfoque)


 **L00[X]**: Imágenes de enfoque para cada carril.

 **InterOp**: Archivos binarios utilizados por el visor del análisis de secuenciación.

 **Logs**: Archivos de registro que describen los sucesos operativos.

 **Recipe**: Archivo de la fórmula específico del experimento con el nombre del ID del cartucho de reactivo.

 **RTALogs**: Archivos de registro que describen los sucesos de RTA.

 **Thumbnail_Images**: Imágenes en miniatura de 9 ubicaciones de cada placa, generadas para cada ciclo y base.

 RunInfo.xml

 RunParameters.xml

Nombre y ruta de la carpeta del experimento

La carpeta del experimento es la carpeta raíz para los resultados de un experimento de secuenciación. Durante la configuración del experimento, el software le solicita que introduzca la ruta de la carpeta del experimento. De manera predeterminada, se le asignará a la carpeta un nombre con el siguiente formato:

AAMMDD_<Nombre del ordenador>_<Número del experimento>_<Lado de la celda de flujo><ID de la celda de flujo>

Ejemplo: 110114_SN106_0716_A90095ACXX

El número del experimento aumenta de uno en uno cada vez que lleva a cabo un experimento de secuenciación en el instrumento. La colocación de la celda de flujo (A o B) y el ID de esta que se ha introducido durante los pasos de configuración del experimento se añaden al nombre de la carpeta del experimento.

La carpeta del experimento se guarda en la ruta de salida especificada durante la configuración del experimento. La carpeta del experimento temporal para la celda de flujo A se guarda en la unidad D:, y la carpeta del experimento temporal para la celda de flujo B se guarda en la unidad E:.

Numeración de placas

La celda de flujo de rendimiento elevado de HiSeq se digitaliza en 96 placas en cada carril, inferior y superior, para cada ciclo. Cada carril tiene tres sectores con 16 placas por sector.




NOTA

Un sector es una columna de placas dentro de un carril de la celda de flujo.

El nombre de la placa contiene un número de cuatro dígitos que representa la posición en la celda de flujo.

- ▶ El primer dígito representa la superficie de la siguiente manera:
 - ▶ 1 corresponde a la parte superior
 - ▶ 2 corresponde a la parte inferior
- ▶ El segundo dígito representa el sector de la siguiente manera:
 - ▶ 1 corresponde al primer sector
 - ▶ 2 corresponde al segundo sector
 - ▶ 3 corresponde al tercer sector
- ▶ Los dos últimos dígitos representan la placa, de 01 a 16. La numeración de las placas comienza por 01 en el extremo de salida de la celda de flujo hasta 16 en el extremo de entrada.

Figura 21 Numeración de placas




Este ejemplo indica una placa de la superficie superior de la celda de flujo, el segundo sector y la séptima placa.

Imágenes en miniatura

Puede configurar el software de control para generar imágenes en miniatura en formato de archivo *.jpg. Las imágenes en miniatura se generan para cada ciclo y base.

El software de control recoge imágenes de nueve secciones de una placa. Estas nueve imágenes se combinan en una imagen en miniatura y se pueden utilizar para solucionar problemas de un experimento. Las imágenes en miniatura no son aptas para el análisis de imágenes, pero se pueden utilizar para la solución de problemas.

Figura 22 Imagen en miniatura



Índice alfabético

%

% PF 66

A

ajustes

reanudación de un experimento 58

alertas

descripciones 5

resolución 6

algoritmo Phred 66

alineación de imágenes 65

alineación de PhiX 17, 36

alinearse a PhiX 17, 36

almacenamiento de datos 6, 16, 35

almacenamiento de imágenes en miniatura 16, 35

almacenamiento de kits de reactivos

divididos 60-61

almacenar solución de lavado de

mantenimiento 51

aplicaciones, instaladas 5

archivo de configuración 69

archivo de información del experimento 69

archivos de llamada de bases 68

archivos de llamadas de bases 66

archivos de marcador 64

archivos de registro 69

archivos InterOp 64

Archivos InterOp 69

asignación de nombres

experimentos 17, 36

asignar nombre

carpetas de experimentos 71

asignar nombres

carpetas de experimento 9

asistencia al cliente 77

asistencia en línea 2

asistencia técnica 77

ausencia de llamadas (N) 66

ayuda

desnaturalización y dilución de bibliotecas 2

documentación de HiSeq 2

generación de grupos 13, 31

rehibridación del cebador 61

SAV 27, 46

ayuda, técnica 77

B

BaseSpace

conexión de un experimento 16, 35

solución de problemas 56

BaseSpace Sequence Hub

hojas de muestras 18, 37

BaseSpace® Sequence Hub

integración 1

bcl2fastq, versión 64

bibliotecas de Nextera, cebadores 7, 46

bibliotecas de Nextera, rehibridación de

cebadores 62

burbujas 23, 26, 41, 44

C

cables USB, conectar 8

caja TruSeq Dual Index Sequencing Primer Box

finalidad 7

cálculo de volúmenes de ICB 33, 47

calidad de los grupos 66

cambio de juntas 51

cambio de reactivos durante un experimento 59

cambios de juntas 51

capacidad de almacenamiento 6

optimización 16, 35, 67

carpetas de experimento, temporales 71

carpetas de resultados

estructura 70

ubicaciones 9

carpetas temporales 71

carriles de control 17, 36

cBot

documentación 13, 31

rehibridación de Lectura 1 62

celda de flujo para el cebado 21, 40

celdas de flujo

adquisición de imágenes 71-72

cebado 21, 40

colocación 4, 22, 25, 40, 43

inspeccionar 23, 26, 41, 44

ubicaciones de grupos 65

ciclos posibles

química de HiSeq v4 12

química de TruSeq v3 29

ciclos predeterminados 18, 37

ciclos restantes

HiSeq v4 18

- TruSeq v3 37
- colocar las celdas de flujo 22, 25, 40, 43
- colores de la barra de estado 3
- colores, barra de estado 3
- compartimentos 3
- conectar cables USB 8
- configuración, reanudación de experimentos 58
- consumibles
 - illumina 7
 - proporcionados por el usuario 10
- contaminación cruzada, prevención 52
- criterios de medición del experimento
 - disponibilidad por ciclo 68
 - visualización 26, 45

D

- datos
 - compresión 67
 - envío a illumina 10
 - por ciclo 68
 - servicio proactivo de illumina 10
- denominación
 - placas 71
- detención normal frente a detención
 - inmediata 57
- división de ICB 31
- división de kits de reactivos 60
- documentación 77

E

- encender el instrumento 8
- errores 64, 68
 - probabilidad 66
- especificaciones de rendimiento 12, 29
- especificaciones, rendimiento 12, 29
- esquema de indexación 18, 37
- estratificación de experimentos 59
- estructura de carpetas 70
- experimentos simultáneos 59

F

- ficha TruSeq Controls (Controles de TruSeq) 68
- filtro de castidad 66
- fluídica
 - mantenimiento 27, 49
- fórmulas personalizadas 18, 37
- fórmulas, personalizadas 18, 37

- fugas 23, 26, 41, 44
- funciones de hardware 1

G

- generación de grupos
 - instrucciones 13, 31
- gradillas de reactivos 4
- gradillas, reactivos 4

H

- HCS 5
 - abrir 8
- hebra retrasada 68
- hebras adelantadas 65
- hebras retrasadas 65
- hoja de muestras 68
- hojas de muestras, necesarias 18, 37
- HP7 frente a HP11 46
- HP8 frente a HP14 33
- HP9 frente a HP14 14
- HP9 frente a RMR 33

I

- ICB
 - cálculo de volúmenes 33, 47
 - división 31
 - ejemplo de preparación 33
- iconos 5-6
- ID de la celda de flujo, registro 17
- ID del kit de reactivos, registro 18, 37
- imágenes, almacenamiento 16, 35
- inactividad, duración aceptable 54
- incorporación de primera base 27, 45
- indexado
 - número de ciclos 12, 29
 - reactivos necesarios 14, 33
- informe de primera base 17, 36
- informes, incorporación de primera base 27, 45
- inicializar el software 8
- inicializar software, solucionar problemas 55
- instalación, comprobación de fluídica 55
- intensidades bajas de grupos, solución de
 - problemas 61
- intensidades, supervisión 26, 45
- interferencias 65

J

juntas, solucionar problemas 55

K

kits de reactivos, números de catálogo 7

L

lado de celda de flujo 71

lado de la celda de flujo 4

lado de las celdas de flujo 4

lavado posterior al experimento 27, 49

lavados

agua frente a mantenimiento 51

beneficios 51

requisitos del sistema 27, 49, 51

solución de lavado de mantenimiento 51

lavados con agua

duración y frecuencia 27, 49

volúmenes administrados 28, 50

lavados de mantenimiento

frecuencia 51

reutilización de una solución 52

reutilizar la solución 51

volúmenes administrados 53

LIMS

configuración 9

servidor 9

M

mantenimiento preventivo 51

más documentación, HiSeq 2

módulo óptico 3

N

nombre del experimento 17, 36

número de ciclos 60

cálculo de volúmenes de ICB 33

predeterminados 18, 37

química de HiSeq v4 12

química de TruSeq v3 29

realizados frente a introducidos 17, 37

números bajos de grupos, solución de problemas 61

números de catálogo

consumibles proporcionados por el usuario 10

kits de reactivos 7

kits de rehibridación de Illumina 61

O

opciones de detención 56

opciones de pausa 59

opciones de reanudación 56

P

palanca de la celda de flujo 4

intermitente 55

naranja 55

palanca de la celda de flujo intermitente 55

palanca de la celda de flujo naranja 55

pantalla de resumen del experimento 26, 45

parámetros de química 18, 37

parámetros del experimento, revisión 18, 38

pasadores guía 22, 25, 40, 43

pasos de química, supervisión 26, 45

pasos de secuenciación, descripción general

modo HiSeq v4 13

modo TruSeq v3 30

RTA 64

placas 63, 71

posiciones de los reactivos

gradilla PE 20-21, 39, 48

gradilla SBS 19, 38

posiciones de los reactivos de indexado 20, 39

posiciones de los reactivos PE 21, 48

posiciones de los reactivos SBS 19, 38

posiciones, reactivos

indexado 20, 39

PE 21, 48

SBS 19, 38

preparación de HP3, SI frente a DI 34

preparación de reactivos, flujo de trabajo de TruSeq v3 31

preparar el cebado 23, 42

puntuaciones de calidad

supervisión 26, 45

puntuaciones Q 66, 68

R

- reactivos
 - cambio durante un experimento 59
 - experimentos más breves 60
 - manipulación posterior al experimento 27, 49
- reactivos de indexado
 - HiSeq v4 14
 - TruSeq v3 33
- reactivos, almacenamiento de kits divididos 60-61
- reactivos, SBS
 - creación de dos conjuntos 60
 - flujo de trabajo de TruSeq v3 31
- reanudación de experimentos, configuración 58
- refrigerador de reactivos, temperatura 4
- registro de los ID de las celdas de flujo 17
- registro de los ID de los kits de reactivos 18, 37
- registro, solucionar problemas 65
- registros de errores 64
- rehibridación 61
- reiniciar el instrumento 54
- residuo de cebado 23, 42
- reutilización de una solución de lavado de mantenimiento 52
- RTA 5, 63
 - archivos de entrada 63
 - experimentos detenidos 56, 64
 - opciones de detención 57
 - reanudación 58

S

- SAV 5
 - archivos InterOp 69
 - documentación 27, 46
 - versión 64
- sectores 16, 35, 71
- sensores 6
- Servicio de supervisión proactiva de Illumina 10
- sistema de flúidica 4
 - acceso 3
 - mantenimiento 51
 - solucionar problemas 55
- sistema de vacío 4
- software
 - aplicaciones instaladas 5
 - funciones 1
 - solucionar problemas 55
- solución de lavado de mantenimiento 51

supervisión remota 16, 35

T

- tablas de calidad 66
- tamaño de la carpeta de experimentos 6
- tapas de embudo 19
- temperatura, refrigerador de reactivos 4
- TruSeq Dual Index Sequencing Primer Box
 - reactivos necesarios 14
- tubos de residuos 23, 42, 53

U

- ubicación de grupos 65, 68
- ubicación de la carpeta del experimento 71
- ubicaciones de archivo 70
- ubicaciones de archivos 69
- ubicaciones de carpeta 9, 70-71
- ubicaciones de carpeta predeterminadas 9
- ubicaciones de grupos 65, 68

V

- valores de intensidad 65
- vistas en miniatura 69, 72
 - almacenamiento 16, 35
- volúmenes administrados
 - cebado 23, 42
 - lavados con agua 28, 50
 - lavados de mantenimiento 53
- volúmenes de reactivos, división de kits de SBS 60-61
- volúmenes esperados
 - cebado 23, 42
 - lavados con agua 28, 50
 - lavados de mantenimiento 53
- volúmenes, división de kits de SBS 60-61

Asistencia técnica

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Illumina.

Sitio web: www.illumina.com
Correo electrónico: techsupport@illumina.com

Números del servicio de asistencia al cliente de Illumina

Región	Teléfono gratuito	Regional
Norteamérica	+1.800.809.4566	
Alemania	+49 8001014940	+49 8938035677
Australia	+1.800.775.688	
Austria	+43 800006249	+43 19286540
Bélgica	+32 80077160	+32 34002973
China	400.066.5835	
Dinamarca	+45 80820183	+45 89871156
España	+34 911899417	+34 800300143
Finlandia	+358 800918363	+358 974790110
Francia	+33 805102193	+33 170770446
Hong Kong	800960230	
Irlanda	+353 1800936608	+353 016950506
Italia	+39 800985513	+39 236003759
Japón	0800.111.5011	
Noruega	+47 800 16836	+47 21939693
Nueva Zelanda	0800.451.650	
Países Bajos	+31 8000222493	+31 207132960
Reino Unido	+44 8000126019	+44 2073057197
Singapur	+1.800.579.2745	
Suecia	+46 850619671	+46 200883979
Suiza	+41 565800000	+41 800200442
Taiwán	00806651752	
Otros países	+44.1799.534000	

Hojas de datos de seguridad (SDS): Disponibles en el sitio web de Illumina, support.illumina.com/sds.html.

Documentación del producto: Disponible para su descarga en formato PDF en el sitio web de Illumina. Vaya a support.illumina.com, seleccione un producto y, a continuación, seleccione **Documentation & Literature** (Documentación y bibliografía).



Illumina

5200 Illumina Way

San Diego, California 92122 (EE. UU.)

+ 1 800 809 ILMN (4566)

+ 1 858 202 4566 (fuera de Norteamérica)

techsupport@illumina.com

www.illumina.com

Para uso exclusivo en investigación.

Prohibido su uso en procedimientos de diagnóstico.

© 2018 Illumina, Inc. Todos los derechos reservados.

illumina®