

NextSeq™ 1000 Sequencing System e NextSeq 2000 Sequencing System

Ampia gamma di applicazioni
e semplicità operativa con
prestazioni comprovate

- Piattaforma di ampia utilità con la flessibilità e la scalabilità necessarie per espandere le applicazioni da banco
- Flusso di lavoro ottimizzato grazie alla chimica XLEAP-SBS™ e all'analisi secondaria integrata di DRAGEN™
- Solide prestazioni e dati di elevata qualità da un leader globale comprovato

illumina®



Introduzione

Il sequenziamento di nuova generazione (NGS, Next-Generation Sequencing) ha rivoluzionato la ricerca biologica, ampliando la gamma e la profondità delle applicazioni di sequenziamento che i laboratori possono eseguire. La comunità di ricerca può porre domande e rispondere a quesiti scientifici sempre più complessi. In ambito oncologico, nella ricerca sul microbioma e in altre applicazioni emergenti, sempre più scienziati stanno cercando di sfruttare le potenzialità della tecnologia NGS.

ILLUMINA si impegna a produrre ragguardevoli risultati nell'erogazione di soluzioni in grado di far progredire gli scienziati e di accelerare i relativi obiettivi di sequenziamento. Da decenni, Illumina si dedica al miglioramento delle funzionalità di sequenziamento mediante l'ampliamento delle applicazioni da banco, l'ottimizzazione dei flussi di lavoro e dell'accuratezza.

Con il NextSeq 1000 Sequencing System e il NextSeq 2000 Sequencing System, Illumina ha portato avanti questo impegno verso l'innovazione (Figura 1, Tabella 1). Queste piattaforme da banco leader del mercato si basano sulla chimica di sequenziamento mediante sintesi (SBS, Sequencing By Synthesis) di Illumina ad alte prestazioni e sull'informatica integrata nello strumento. Gli utenti hanno a disposizione la processività, la qualità dei dati e il budget necessari per soddisfare le proprie esigenze, per batch di qualsiasi dimensione e applicazioni semplici o a uso intenso di dati, il tutto in un sistema da banco. Con l'aggiunta di una solida assistenza da parte di esperti, i laboratori sono pronti per il carico di lavoro di oggi e per le applicazioni emergenti di domani.

Solide prestazioni e flusso di lavoro ottimizzato

Chimica SBS ad alte prestazioni

Il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System si basano sulla chimica XLEAP-SBS, una chimica SBS più veloce, di qualità superiore e più solida basata sulle comprovate fondamenta della chimica SBS standard di Illumina. I nucleotidi della chimica XLEAP-SBS utilizzano coloranti innovativi, nuovi leganti e blocchi più resistenti al calore e mostrano un'idrolisi ridotta di 50 volte e una scissione del blocco più veloce di 2,5 volte per ridurre la determinazione delle fasi e la predeterminazione delle fasi. La polimerasi di XLEAP-SBS è stata progettata per incorporare più velocemente i nucleotidi e offrire una maggiore affidabilità come mai prima d'ora.



Figura 1: NextSeq 2000 Sequencing System. Il NextSeq 2000 System offre design innovativo, chimica avanzata, bioinformatica semplificata e un flusso di lavoro intuitivo per la più ampia gamma di applicazioni e flessibilità di scala su un sistema di sequenziamento da banco.

Grazie ai tempi di elaborazione più veloci della chimica XLEAP-SBS, è possibile risparmiare un'intera giornata* rispetto ai tempi di esecuzione previsti con SBS standard.

Aumento della produttività grazie alle innovazioni

Il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System impiegano a proprio vantaggio le innovazioni nell'ambito di componenti ottici, design delle strumentazioni e chimica dei reagenti per ridurre al minimo il volume della reazione di sequenziamento, aumentare al contempo l'output e ridurre i costi per corsa. Questa reazione di sequenziamento così ridotta fornisce scalabilità per varie quantità di output, mantenendo gli stessi standard elevati a livello di qualità dei dati di altre piattaforme Illumina. Ulteriori innovazioni includono celle a flusso preconfigurate (patterned) con cluster a densità elevata e un sistema ottico dotato di straordinaria risoluzione in grado di fornire dati di imaging altamente accurati, risoluzione superiore e sensibilità più elevata rispetto ai tradizionali sistemi da banco.

Il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System offrono un flusso di lavoro semplificato con la facilità di un sistema "carica e vai" (Figura 2). L'hardware DRAGEN integrato consente di eseguire rapidamente l'analisi secondaria e la compressione dei dati. Lo strumento include la generazione di cluster integrata e prepara i file FASTQ come parte della corsa di sequenziamento. Non sono necessarie apparecchiature o passaggi aggiuntivi.

* Ad esempio, i tempi di una corsa della cella a flusso P3 da 2×150 BP sono più rapidi di otto ore con i reagenti XLEAP-SBS rispetto alla chimica SBS standard.

Table 1: parametri delle prestazioni del NextSeq 1000 System e del NextSeq 2000 System

Lunghezza lettura	NextSeq 1000/2000 P1 XLEAP-SBS Reagents ^a	NextSeq 1000/2000 P2 XLEAP-SBS Reagents ^a	NextSeq 2000 P3 XLEAP-SBS Reagents ^{a,b}	NextSeq 2000 P4 XLEAP-SBS Reagents ^b
Output per cella a flusso^c				
Lecture single-end	100 milioni	400 milioni	1,2 miliardi	1,8 miliardi
1 × 50 bp	-	-	-	90 Gb
2 × 50 bp	10 Gb	40 Gb	120 Gb	180 Gb
2 × 100 bp	-	80 Gb	240 Gb	360 Gb
2 × 150 bp	30 Gb	120 Gb	360 Gb	540 Gb
2 × 300 bp	60 Gb	240 Gb	-	-
Punteggi qualitativi^d				
1 × 50 bp, 2 × 50 bp	≥90% delle basi con punteggio superiore a Q30			
2 × 100 bp, 2 × 150 bp	≥85% delle basi con punteggio superiore a Q30			
2 × 300 bp	≥80% delle basi con punteggio superiore a Q30			
Durata della corsa				
1 × 50 bp	-	-	-	12 ore
2 × 50 bp	8 ore	12 ore	18 ore	20 ore
2 × 100 bp	-	19 ore	31 ore	34 ore
2 × 150 bp	17 ore	22 ore	40 ore	44 ore
2 × 300 bp	34 ore	42 ore	-	-

- a. I reagenti XLEAP-SBS per le celle a flusso P1, P2 e P3 saranno disponibili nel 2° trimestre del 2024.
- b. Le celle a flusso P3 e P4 sono disponibili solo sul NextSeq 2000 System.
- c. Le specifiche per gli output si basano su una singola cella a flusso utilizzando la libreria del campione di controllo PhiX di Illumina a densità cluster supportate.
- d. I punteggi qualitativi si basano sulla libreria del campione di controllo PhiX di Illumina; le prestazioni possono variare a seconda del tipo e della qualità della libreria, della dimensione dell'inserito, della concentrazione di caricamento e di altri fattori sperimentali.



Figura 2: flusso di lavoro intuitivo dalla libreria all'analisi. Il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System forniscono un flusso di lavoro completo che include una semplice impostazione della corsa, un ampio ecosistema di kit di preparazione delle librerie compatibili, funzionamento "carica e vai" e analisi secondaria integrata sullo strumento.

Piattaforma integrata di facile utilizzo

Il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System impiegano una cartuccia di reagenti integrata che include la fluidica e il supporto per gli scarti, il che semplifica il caricamento delle librerie e l'utilizzo degli strumenti (Figura 3). Scongelare e preparare la cartuccia di reagenti, caricare la cella a flusso e le librerie preparate nella cartuccia, quindi inserire la cartuccia assemblata nello strumento. Le fasi di denaturazione e diluizione avvengono automaticamente sullo strumento.

Oltre alla semplicità, il design della cartuccia completamente integrata migliora l'efficienza per tutta la durata della corsa di sequenziamento. La riduzione di molte reazioni di sequenziamento permette al design unico di offrire:

- Riduzione dei costi operativi
- Aumento della riciclabilità
- Riduzione del volume degli scarti

I reagenti non lasciano mai la cartuccia, il che offre uno strumento dotato di procedimento "secco" che non richiede lavaggi e semplifica la manutenzione, aumentando l'efficienza.



Figura 3: cartuccia di reagenti NextSeq 1000 e NextSeq 2000. La cartuccia integrata include reagenti, fluidica e supporto per gli scarti. È sufficiente scongelare e preparare la cartuccia di reagenti, inserire la cella a flusso, caricare la libreria e posizionarla nello strumento.

Flessibilità per aumentare la produttività, scalabilità per crescere

Il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System offrono una piattaforma di ampia utilità con la flessibilità necessaria per ampliare le applicazioni e crescere in modo efficiente. Grazie a risultati accurati e veloci, output da 10 Gb fino a 540 Gb e a opzioni informatiche integrate, il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System sono perfetti per un'ampia gamma di applicazioni (Tabella 2, Tabella 3), come metagenomica, trascrittomica spaziale, studi di singole cellule e molto altro.

Gamma di applicazioni

Il NextSeq 2000 System offre quattro tipi di celle a flusso (P1, P2, P3 e P4) e 14 configurazioni di kit, mentre il NextSeq 1000 System[†] offre due tipi di celle a flusso (P1 e P2) e sette configurazioni di kit (Tabella 1). Le lunghezze di lettura da 1 × 50 bp a 2 × 300 bp supportano un'ampia varietà di applicazioni e dimensioni di studio (Tabella 2):

- Kit da 600 cicli per applicazioni dipendenti dalla lunghezza di lettura, quali assemblaggio *de novo* di piccoli genomi interi, metagenomica mirata, metagenomica shotgun, metatrascrittomica e profilazione del repertorio della risposta immunitaria
- Kit da 300 o 200 cicli per il sequenziamento di pannelli mirati, esomi e pannelli di grandi dimensioni, trascrittomi, DNA tumorale circolante e genomi interi di grandi dimensioni
- Kit da 100 o 50 cicli per applicazioni incentrate sul conteggio, come l'espressione genica, la mappatura spaziale e a singola cellula

La cella a flusso NextSeq 2000 P4 fornisce fino a 1,8 miliardi di letture unidirezionali per corsa, ottimizzando il raggruppamento e favorendo progetti ad alto contenuto di dati, come il sequenziamento dell'esoma, la multiomica, l'analisi delle singole cellule e l'analisi spaziale.

[†] Per favorire la scalabilità futura, i clienti che acquistano il NextSeq 1000 System potranno poi passare senza problemi al NextSeq 2000 System.

Opzioni di analisi ottimizzate

Il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System mettono a disposizione software di analisi integrati, in locale e su cloud che consentono agli utenti di analizzare i dati in modo flessibile, così da soddisfare ogni esigenza (Figura 4).

È possibile impostare le corse in sede o su cloud. Per l'impostazione in sede, gli utenti possono creare il proprio foglio campioni o sfruttare un conveniente modello preimpostato da Illumina. L'impostazione basata sul cloud utilizza l'applicazione Run Planner in BaseSpace™ Sequence Hub. Quando le informazioni sulle impostazioni della corsa sono pronte, queste vengono importate nel NextSeq 1000 System e nel NextSeq 2000 System. Quindi gli utenti selezionano e avviano la corsa di interesse.

Rispetto ai sistemi da banco precedenti, il software ottimizzato dello strumento fornisce un'interfaccia più chiara e la visualizzazione avanzata dello stato dello strumento e della corsa.

I formati di file per gli output del NextSeq 1000 System e del NextSeq 2000 System sono standard nel settore e sono utilizzati da diversi sistemi per la gestione delle informazioni del laboratorio (LIMS, Laboratory Information Management System) per il monitoraggio dei campioni e la gestione delle informazioni in modo sicuro e automatizzato. L'analisi secondaria può essere configurata come parte dell'impostazione della corsa, riducendo il numero di interventi manuali.

Analisi accurata ed efficiente con analisi secondaria DRAGEN integrata

L'analisi secondaria DRAGEN (Dynamic Read Analysis for GENomics) integrata offre una soluzione accurata ed efficiente per l'identificazione di varianti. La piattaforma DRAGEN utilizza algoritmi ottimizzati e con accelerazione hardware per un'ampia gamma di soluzioni di analisi genomiche, inclusi conversione dei file di identificazione delle basi (BCL), compressione, mappatura, allineamento, ordinamento, marcatura dei duplicati e identificazione di varianti.

Tabella 2: alcune delle ulteriori applicazioni disponibili sul NextSeq 1000 System e sul NextSeq 2000 System

Applicazione ^a	P1 XLEAP-SBS ^b		P2 XLEAP-SBS ^b		P3 XLEAP-SBS ^b		P4 XLEAP-SBS	
	N. di campioni	Durata	N. di campioni	Durata	N. di campioni	Durata	N. di campioni	Durata
Sequenziamento dell'intero genoma piccolo (300 cicli) 130 Mb di genoma; copertura superiore a 30×	7	17 ore	30	22 ore	92	40 ore	138	44 ore
Sequenziamento dell'intero esoma (200 cicli) Circa 8 Gb per esoma, copertura media 100×	Circa 2 ^c	17 ore ^c	10	19 ore	30	31 ore	45	34 ore
RNA-Seq totale (200 cicli) 50 milioni di coppie di letture per campione	2 ^{c,d}	17 ore ^c	8	19 ore	24	31 ore	36	34 ore
mRNA-Seq (200 cicli) 25 milioni di coppie di letture per campione	4 ^{c,d}	17 ore ^c	16	19 ore	48	31 ore	72	34 ore
Single-cell RNA-Seq (100 cicli) 5.000 cellule, 20.000 letture per cellula	1 ^e	8 ore	4	12 ore	12	18 ore	18	20 ore
Analisi miRNA-Seq o RNA piccolo (50 cicli) 11 milioni di letture per campione	9 ^f	8 ore ^f	36 ^f	12 ore ^f	108 ^f	18 ore ^f	163	12 ore
Sequenziamento del gene 16S RNA (600 cicli)	384 ^g	34 ore	384 ^g	42 ore	–	–	–	–

a. La profondità di sequenziamento raccomandata dipenderà in larga parte dal tipo di campione e dall'obiettivo sperimentale e dovrà essere ottimizzata per ogni studio.

b. I reagenti XLEAP-SBS per le celle a flusso P1, P2 e P3 saranno disponibili nel 2° trimestre del 2024.

c. Kit da 200 cicli non disponibili per le celle a flusso P1. Utilizzare il kit P1 da 300 cicli.

d. Le lunghezze di lettura raccomandate sono 2 × 75 bp per Illumina Stranded Total RNA Prep e Illumina Stranded mRNA Prep e 2 × 100 bp per Illumina RNA Prep with Enrichment.

e. I reagenti P1 sono una buona soluzione per gli esperimenti di controllo qualità di singola cellula.

f. Kit da 50 cicli non disponibili per le celle a flusso XLEAP-SBS P1, P2 o P3. Utilizzare i kit da 100 cicli.

g. È disponibile un massimo di 384 doppi indici unici.

La soluzione integrata consente di accedere a determinate pipeline informatiche di DRAGEN (Tabella 3) e di generare risultati in appena due ore. Il sistema informatico DRAGEN utilizza i migliori algoritmi della pipeline per aiutare gli utenti a superare le difficoltà dell'analisi dei dati riducendo la necessità di affidarsi a esperti informatici esterni. L'analisi DRAGEN integrata è inclusa nei costi dello strumento e non richiede l'acquisto di un'ulteriore licenza.

Integrazione automatica con il cloud

Per gli utenti che preferiscono una soluzione di analisi basata sul cloud, il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System sono integrati con BaseSpace Sequence Hub e Illumina Connected Analytics, le nostre piattaforme di calcolo genomico su cloud. L'analisi DRAGEN su BaseSpace Sequence Hub e Illumina Connected Analytics offre funzionalità avanzate per la visualizzazione dei risultati e funzionalità di analisi in un'interfaccia intuitiva. Sul cloud, gli utenti hanno a disposizione un'ampia selezione di strumenti bioinformatici per condividere i dati in tutto il mondo. I dati generati dal NextSeq 1000 System e dal NextSeq 2000 System sono compatibili con i formati standard del settore perché sia possibile importarli senza difficoltà nella soluzione di preferenza.

Tabella 3: la pipeline informatica DRAGEN è integrata nel NextSeq 1000 System e nel NextSeq 2000 System

Pipeline ^a	Applicazioni
DRAGEN Enrichment	<ul style="list-style-type: none"> Sequenziamento dell'intero esoma Risequenziamento mirato
DRAGEN RNA	<ul style="list-style-type: none"> Espressione genica dell'intero trascrittoma Rilevamento della fusione genica
DRAGEN Single-Cell RNA	<ul style="list-style-type: none"> Sequenziamento dell'intero trascrittoma di singola cellula
DRAGEN Germline	<ul style="list-style-type: none"> Sequenziamento dell'intero genoma
DRAGEN Amplicon ^b	<ul style="list-style-type: none"> Pannelli degli ampliconi di DNA Risequenziamento mirato
DRAGEN ORA ^c Compression	<ul style="list-style-type: none"> Compressione di file FASTQ

a. Sul cloud sono disponibili ulteriori pipeline informatiche DRAGEN; per l'elenco completo, visitare la pagina web illumina.com/DRAGEN.
 b. Supportato solo per campioni di DNA.
 c. ORA, Original Read Archive; DRAGEN ORA Compression può essere attivato con qualsiasi pipeline DRAGEN.




Figura 4: suite informatica flessibile. Il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System dispongono di opzioni in sede e sul cloud per l'impostazione della corsa, la gestione della corsa e l'analisi dei dati per consentire agli utenti di eseguire il sequenziamento nel modo che desiderano.

Leader globale comprovato

Il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System offrono la certezza di una soluzione testata sul campo e di un partner di sequenziamento affidabile. Dal lancio avvenuto nel 2020, sono stati installati e utilizzati oltre duemila strumenti per generare migliaia di pubblicazioni. Grazie a un'infrastruttura di produzione globale e di qualità, Illumina fornisce un supporto completo e la migliore coerenza dei prodotti, stabilendo lo standard per le soluzioni NGS.

Entrando a far parte di questa comunità si ha accesso a un ampio ecosistema di applicazioni, protocolli e informatica creato in collaborazione con migliaia di ricercatori e leader esperti nel settore in tutto il mondo.

Fiducia nell'innovazione continua

Illumina ha una comprovata esperienza nello sviluppo di soluzioni genomiche che permettono ai ricercatori di portare avanti studi con la processività, la scalabilità e i costi corrispondenti agli obiettivi della propria ricerca. L'esperienza del cliente è al centro di ogni innovazione per semplificare il più possibile la preparazione dei campioni, il sequenziamento e l'analisi dei dati.

Assistenza semplice e veloce

Struttura modulare

Il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System presentano un'architettura modulare che semplifica manutenzione e assistenza. I sensori integrati monitorano le prestazioni del sistema e avvisano gli utenti in caso di possibili problemi. In questo modo si semplificano le operazioni di risoluzione dei problemi e le riparazioni da parte dei tecnici dell'assistenza con conseguente risparmio di tempo.

Servizio proattivo di Illumina

Il servizio proattivo di Illumina supporta le prestazioni dello strumento in modo sicuro e a distanza ed è stato concepito per rilevare in anticipo il rischio di un guasto, per risolvere i problemi delle corse in modo più efficiente e per impedire fallimenti durante la corsa. Il servizio complementare contribuisce a ridurre al minimo i tempi di inattività non programmati e a evitare perdite di campione non necessarie anticipando le riparazioni e avvertendo il personale di Illumina che è necessario programmare interventi di manutenzione.

Impegno finalizzato al successo dei nostri clienti

Ogni sistema acquistato include una garanzia di manutenzione per un anno. Sono disponibili anche manutenzione completa, riparazione e soluzioni di qualificazione. Illumina offre inoltre formazione in sede, assistenza continuativa, consulenze telefoniche, webinar e corsi in varie sedi di Illumina in tutto il mondo. Abbiamo a disposizione tutte le risorse che occorrono per accelerare il progresso.

Il nostro team di supporto all'avanguardia è costituito da scienziati esperti nella preparazione delle librerie, nel sequenziamento e nell'analisi per contribuire a ottimizzare l'investimento e supportare le prestazioni durante i picchi di lavoro. Questo team dedicato include tecnici dell'assistenza in loco (FSE, Field Service Engineer) altamente qualificati, scienziati delle applicazioni tecniche (TAS, Technical Applications Scientist), tecnici delle applicazioni in loco (FAS, Field Application Scientist), ingegneri per il supporto dei sistemi, bioinformatici ed esperti di reti informatiche, tutti formati in modo approfondito sulla tecnologia NGS e sulle applicazioni che i clienti di Illumina utilizzano in tutto il mondo. [L'assistenza tecnica](#) è disponibile telefonicamente cinque giorni a settimana oppure online 24 ore al giorno, tutti i giorni in ogni parte del mondo e in diverse lingue.

Riepilogo

Il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System ampliano i risultati ottenibili tramite un sistema di sequenziamento da banco. L'elevata flessibilità e scalabilità, combinate con prestazioni migliorate mediante la chimica XLEAP-SBS, consentono un'ampia gamma di applicazioni. Il NextSeq 1000 System e il NextSeq 2000 System offrono una comprovata tecnologia NGS dotata di semplicità operativa, un flusso di lavoro ottimizzato che include l'analisi e un'assistenza completa.

Maggiori informazioni

[NextSeq 1000 Sequencing System e NextSeq 2000 Sequencing System](#)

Specifiche del NextSeq 1000 System e del NextSeq 2000 System

Specifiche
<p>Configurazione dello strumento Strumento "secco", compatto con analisi secondaria DRAGEN mediante scheda di matrici di porte logiche programmabili sul campo (FPGA, Field-Programmable Gate Array) integrata</p>
<p>Computer di controllo dello strumento Unità base: microserver 2U all'interno dello strumento Memoria: 288 GB Disco rigido: SSD da 3,8 TB Sistema operativo: Linux CentOS 7.6</p>
<p>Ambiente operativo Temperatura: 15-30 °C Umidità: umidità relativa 20-80%, senza condensa Altitudine: 0-2.000 metri Per uso esclusivo in interni</p>
<p>Laser Lunghezza d'onda: 449 nm, 523 nm, 820 nm Sicurezza: prodotto laser di Classe 1</p>
<p>Dimensioni L x P x A: 55 cm x 65 cm x 60 cm Peso: 141 kg</p> <p>Dimensioni della cassa di spedizione L x P x A imballato: 92 cm x 120 cm x 118 cm Peso con imballaggio: 232 kg</p>
<p>Requisiti di alimentazione Tensione in entrata dello strumento: da 100 V c.a. a 240 V c.a. Frequenza di entrata dello strumento: 50/60 Hz</p>
<p>Larghezza di banda per la connessione di rete 200 MB/s/strumento per i caricamenti interni sulla rete 200 Mb/s/strumento per i caricamenti di BaseSpace Sequence Hub 5 Mb/s/strumento per i caricamenti operativi dello strumento</p>
<p>Sicurezza e conformità del prodotto Certificato secondo IEC da un NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) Marcatura 61010-1 CE Approvato FCC/IC</p>

Informazioni per gli ordini

Prodotto	N. di catalogo
NextSeq 2000 Sequencing System	20038897
NextSeq 1000 Sequencing System	20038898
NextSeq 1000 to NextSeq 2000 upgrade	20047256
NextSeq 1000/2000 P1 XLEAP-SBS Reagent Kit (100 cycles) ^{a,b}	20100983
NextSeq 1000/2000 P1 XLEAP-SBS Reagent Kit (300 cycles) ^{a,b}	20100982
NextSeq 1000/2000 P1 XLEAP-SBS Reagent Kit (600 cycles) ^{a,b}	20100981
NextSeq 1000/2000 P2 XLEAP-SBS Reagent Kit (100 cycles) ^{a,b}	20100987
NextSeq 1000/2000 P2 XLEAP-SBS Reagent Kit (200 cycles) ^{a,b}	20100986
NextSeq 1000/2000 P2 XLEAP-SBS Reagent Kit (300 cycles) ^{a,b}	20100985
NextSeq 1000/2000 P2 XLEAP-SBS Reagent Kit (600 cycles) ^{a,b}	20100984
NextSeq 2000 P3 XLEAP-SBS Reagent Kit (100 cycles) ^{a,b}	20100990
NextSeq 2000 P3 XLEAP-SBS Reagent Kit (200 cycles) ^{a,b}	20100989
NextSeq 2000 P3 XLEAP-SBS Reagent Kit (300 cycles) ^{a,b}	20100988
NextSeq 2000 P4 XLEAP-SBS Reagent Kit (50 cycles) ^a	20100995
NextSeq 2000 P4 XLEAP-SBS Reagent Kit (100 cycles) ^a	20100994
NextSeq 2000 P4 XLEAP-SBS Reagent Kit (200 cycles) ^a	20100993
NextSeq 2000 P4 XLEAP-SBS Reagent Kit (300 cycles) ^a	20100992
NextSeq 1000/2000 XLEAP-SBS Read and Index Primers ^a	20112856
NextSeq 1000/2000 XLEAP-SBS Index Primer Kit ^a	20112858
NextSeq 1000/2000 XLEAP-SBS Read Primer Kit ^a	20112859

a. I kit di reagenti XLEAP-SBS per gli strumenti NextSeq 1000 e NextSeq 2000 vengono spediti e conservati alla stessa temperatura dei kit di reagenti SBS standard.

b. I reagenti XLEAP-SBS per le celle a flusso P1, P2 e P3 saranno disponibili nel 2° trimestre del 2024.



Numero verde 1.800.809.4566 (U.S.A.) | Tel. +1.858.202.4566
techsupport@illumina.com | www.illumina.com

© 2024 Illumina, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà di Illumina, Inc. o dei rispettivi proprietari. Per informazioni specifiche sui marchi di fabbrica, visitare la pagina web www.illumina.com/company/legal.html.
M-NA-00008 ITA v6.0