

illumina Proactive 隐私与安全 声明

符合行业最佳实践且
满足隐私和安全要求
的远程仪器性能服务

illumina®

云认证和证明

Illumina Proactive 与 Amazon Web Services (AWS) 提供的现有 Illumina 云基础架构相集成。对数据的安全访问使用 Illumina BaseSpace™ Sequence Hub 进行管理，后者的云应用程序套件已获得年度 ISO 27001:2013 审计认证和《美国健康保险流通与责任法案》(Health Insurance Portability and Accountability Act, 简称 HIPAA) 认证 (AT101)。Illumina Proactive 不需要 BaseSpace Sequence Hub 帐户。

隐私保护措施

- Illumina Proactive 不会访问或传输 Illumina 仪器中包含的任何客户个人身份信息或敏感的患者信息
- Illumina Proactive 对所有 Illumina 仪器使用单个命令屏幕，能够为用户提供一致的控制，包括以下功能：
 - 随时启用或禁用 Illumina Proactive
 - 仅在仪器启用时发送仪器性能数据，并将仪器数据以逗号分隔文件的形式传输到安全的 Illumina AWS 数据仓库
- Illumina Proactive 经过专门设计和测试，可确保系统不访问或存储敏感的患者信息、基因组数据或样品标识符

安全保护措施

- 所有“静态”数据均使用高级加密系统 (AES)-256 进行加密，所有“传送中”数据均通过传输层安全性协议 (TLS 1.2) 进行加密
- 备份过程每年都会进行测试，并由第三方审计进行验证
- 添加新功能之后会进行全面的软件回归测试，以确保应用程序按预期运行
- 其他安全保护措施包括但不限于：
 - 漏洞/渗透测试
 - 入侵检测
 - 特权访问管理
 - 防病毒
 - 安全修补



有关详细信息，请参见《Illumina Proactive 的数据安全》技术说明

HIPAA

Illumina 实施必要的程序和政策来满足隐私、安全和违规通知规则，以确保符合各项 HIPAA 规则的要求。

Illumina 全球隐私政策

Illumina 致力于在符合适用的全球隐私法的前提下，对个人信息进行负责任的管理和合乎道德的使用。

如需了解详细信息，请参见我们的全球隐私政策，网址为：www.illumina.com/company/legal/privacy.html

illumina®

1.800.809.4566 (美国免费电话) | +1.858.202.4566 (电话)
techsupport@illumina.com | www.illumina.com

© 2022 Illumina, Inc. 保留所有权利。所有商标均为 Illumina, Inc. 或其各自所有者的财产。有关特定的商标信息，请参见 www.illumina.com/company/legal.html。

M-GL-01093 CHS v1.0